

أجهزة علمية وطرق تحليل معملية

أستاذ دكتور

يوسف عبد العزيز الحسانين

أستاذ الكيمياء الحيوية والتغذية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
كلية الاقتصاد المنزلى – جامعة المنوفية

مقدمة

لقد تقدمت العلوم في العقدين الأخيرين تقدما مذهلا في جميع المجالات، فاكشفت العديد من الأمراض الجديدة ، وفسرت الكثير من الخواص الجزيئية والبيولوجية للمادة الحية والتي لم تكن معروفة من قبل. ولقد صاحب كل هذه الاكتشافات جنبا إلى جنب، تقدما مذهلا في الأجهزة المعملية وطرق التحليل الآلي بواسطة العلماء والمهتمين بهذا الأمر. ولعل ذلك قد فرض على جميع الطلاب والباحثين بجميع الكليات العملية مثل الطب والصيدلة والعلوم والزراعة وغيرها، أن يكونوا على إلمام كامل بطرق التحليل الحديثة والأجهزة العلمية التي تستخدم في هذه التحاليل.

ونظرا لقلة المراجع العربية التي تناولت هذه الموضوعات، فقد قمت بتأليف هذا الكتاب ليشتمل على شرح وافى لمختلف الأجهزة العلمية التي تستخدم في فصل وتقدير المركبات الحيوية من حيث نظرية عملها وطرق تشغيلها والاحتياطات التي يجب مراعاتها عند الاستخدام للوصول إلى دقة عالية في القياس، هذا إضافة إلى شرحا مفصلا لأهم التقديرات الحيوية التي يمكن إجراؤها باستخدام كل جهاز والتي قمنا شخصا بإجرائها معمليا من قبل. ولقد راعينا في ذلك اختيار المركبات التي تتكون منها أجسام الكائنات الحية وتلعب دورا هاما في التشخيص والعلاج للكثير من مظاهر الاعتلال والأمراض التي قد تصيب الجسم.

لذلك فإنني أطمع أن يحقق هذا الكتاب جزءا من الهدف المنشود منه وهو إشباع رغبات أبنائنا الدارسين بالكليات العملية في البحث والاستنتاج من خلال تشجيعهم على ممارسة التجارب العملية على أسس علمية واضحة ومفهومة، والتعرف على أهم وأكثر التقنيات الأساسية والحديثة في مجال الكيمياء الحيوية وفهم بعض الخواص

الجزئية والبيولوجية للمادة الحية. وفي النهاية أدعوا الله سبحانه
وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير لخدمة أمتنا ورفع أوطاننا.

المؤلف

أستاذ دكتور / يوسف عبد العزيز الحسانين

الباب الأول

طرق الأمن والسلامة في المختبرات وأهمية إتباعها **Laboratory Safety**

طرق الأمن والسلامة في المختبرات وأهمية إتباعها

Laboratory Safety

من الضروري بصفة مستمرة ودورية التأكيد على احتياطات الأمن والسلامة في المختبرات، ومن الواجب أن يطلع المشرفون على المختبرات وكذلك العاملين بها على القوانين والتعليمات الخاصة بالسلامة. وبصفة عامة تنتج الحوادث في المعامل عن واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

١- **حدوث حريق:** غالبا ما يشب الحريق في المختبرات نتيجة استعمال المذيبات العضوية سريعة الاشتعال دون مراعاة احتياطات الأمان المتعلقة بهذا الخصوص والتي من أهمها عدم استخدام نار مكشوفة open fire بالقرب من هذه المذيبات.

٢- **حدوث انفجار:** ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث انفجار بالمختبرات كلما وجدة أوعية تحتوى مكونات تحت ضغط مرتفع مثل اسطوانات الغازات المختلفة. كذلك يجب مراعاة الحذر الشديد عند استخدام المواد القابلة للانفجار مثل حامض البيركلوريك perchloric acid وأمثاله من الكيماويات الأخرى.

٣- **كسر الأدوات الزجاجية:** كثيرا ما تنشأ الجروح بسبب الزجاجات المعملية المكسورة وذلك عندما لا تكون الأنابيب الزجاجية مصنفة بصورة جيدة مما يستلزم إدخالها فى فتحات ضيقة من المطاط المستعمل كغطاء لدورق ماء، أو

عندما يطبق ضغط يدوى مرتفع على أحد الأدوات الزجاجية الرقيقة مثل الدوارق ، مما يتطلب استخدام القفازات أو فوط من القماش لحماية اليدين في حالة استعمالها للضغط على وعاء زجاجي.

٤ - التسرب أو التلوث بالمواد السامة: تعتبر الأخطار الناجمة عن المواد السامة والأكالة toxic and corrosive substances من أكبر الأخطار التي يتعرض لها العاملون بالمختبرات الحيوية، حيث تؤثر تلك المواد على أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة. فعلى سبيل المثال عندما يصل شئ من هذه المواد مثل حامض الكبريتيك مثلا المركز إلى الجلد أو الفم أو العين فإن نتائج الحروق تتعلق بصورة رئيسية على طبيعة المعالجة والإسعافات الأولية التي تتم لهذه الحروق وسرعة إجراؤها.

وقبل أن نعرف الطالب على كيفية معالجة حالات الطوارئ السابقة فإنه يجب أولا تجهيز المختبرات بصيدليات للإسعافات الأولية، توضع في المخصص لذلك بداخل المعمل وتحتوى على المواد التالية:

- بطانية ضد الحريق وتحفظ في مكان خاص ملحق بصيدلية الإسعافات الأولية.
- ضمادات مختلفة الأحجام عبارة عن شاش من القطن والكتان والحريير.
- أشرطة لاصقة Elastoplast.
- ملقط دقيق وإبر وخيط ومقص ودبابيس.
- قطارة دقيقة.

- مرهم بكرات البيوتسين ومستحلب الأكريفلافين.
- فازلين وزيت خروع ومحلول الأمونيا المركز ومسحوق حامض البوريك ومسحوق كربونات الصوديوم ومسحوق السلفاديميدين وحبوب الإوكالبتس Eucalyptous pastilles.
- هلام حامض التانيك Tannafax وهلام الأكريفلافين Acreflaven.
- زجاجات تحتوي على محلول ١ % حامض بوريك، محلول ١ % حامض خليك، محلول ١ % بيكربونات الصوديوم، كحول ايثيلي، جليسرين، مطهر مثل الديتول Dettol ، محلول ١ % كلورامين.

معالجة حالات الطوارئ بالمختبرات

أولاً: معالجة الحروق

- يتم معالجة حروق الجلد الناتجة عن الأحماض أو القواعد المركزة على النحو التالي:
- تغسل المنطقة المحروقة بصب كميات كبيرة من الماء البارد عليها ويفضل أن يتم ذلك تحت صنوبر مار جاري.
 - في حالة الحروق الحمضية فتغسل المنطقة المصابة بمحلول قاعدة ضعيفة مثل بيكربونات الصوديوم ١ %، بينما في حالة الحروق القاعدية فتغسل بمحلول حامض ضعيف مثل حمض الخليك ١ %، ثم يعقب ذلك الغسيل بكمية كافية من الماء البارد.
 - يطهر مكان الحرق بأحد المطهرات ثم يجفف الجلد ويغطى بطبقة من هلام الأكريفلافين.

- في حالة الحروق الناتجة عن المواد العضوية فيغسل الجلد بالكحول ثم بالصابون والماء الفاتر.

ثانياً: معالجة حوادث العين

يتم عمل الإسعافات الأولية في حالات إصابة العين بداخل المختبرات على النحو التالي:

- في حالة إصابة العين بمحلول حامضي مركز فتغسل بكمية كبيرة من الماء البارد ثم بمحلول بيكربونات الصوديوم ١%، أما في حالة الإصابة بمحلول حامضي مخفف فتغسل بمحلول ١% بيكربونات الصوديوم مباشرة.
- في حالة إصابة العين بمحلول قاعدي مركز فتغسل بكمية كبيرة من الماء البارد ثم بمحلول حامض بوريك ١%، أما في حالة الإصابة بمحلول قاعدي مخفف فتغسل بمحلول ١% حامض بوريك مباشرة.
- في حالة تناثر قطع الزجاج المكسور بداخل العين فينبغي إزالة قطع الزجاج بحذر شديد باستخدام الملقط المخصص لذلك ثم تغسل العين بالماء مع وضع نقط من زيت الخروع لتخفيف الآلام الناتجة عن إصابة العين على أن يتم عرض المصاب على الطبيب المختص فور إجراء الإسعافات الأولية.

ثالثاً: معالجة الجروح

- تعالج الجروح الناتجة عن كسر الزجاجات على النحو التالي:
- إذا كان الجرح صغير فيترك لينزف لبضع ثوان مع ضرورة التخلص من بقايا الزجاج بالجلد باستخدام الإبر المعقمة لهذا الغرض، ثم يطهر الجرح بالكحول أو الديتول ١% أو

مسحوق السلفاديميرين ويلف بشاش معقمة.

- إذا كان الجرح غائر وغير سطحي فينقل المصاب إلى أقرب مستشفى في الحال لعمل الإسعافات اللازمة.

رابعاً: معالجة المواد السامة

من أكثر ما يتعرض له المشتغل بالمختبرات الحيوية التعرض للتسمم بالمواد السامة إذا لم يراعى الاحتياطات المتعلقة بهذا الخصوص، ويتم إسعاف المصاب مبدئياً على النحو التالي:

- إذا وصلت المواد السامة إلى الفم ولم يتم بلعها فيغسل الفم في الحال بواسطة الماء لمرات عديدة.
- إذا وصلت المادة السامة إلى المعدة فيجب استدعاء الطبيب في الحال أو الانتقال إلى أقرب مركز طبي متخصص في علاج السموم مع إعطاء المصاب مبدئياً جرعة ضد المادة السامة والتي تختلف على حسب طبيعة المادة السامة فمثلاً:
- إذا كانت المادة السامة أحماض فتخفف بشرب كميات كبيرة من الماء مصحوبة بماء الجير ويعطى الحليب بكثرة ولا تعطى مقيئات.
- إذا كانت المادة السامة قلويات كاوية فتخفف بشرب كميات كبيرة من الماء مصحوبة بالخل ويعطى عصير الليمون أو البرتقال بكثرة ولا تعطى مقيئات.
- إذا كانت المادة السامة مركبات الزرنيخ أو الزئبق تعطى مقيئات في الحال مثل ملعقة شاي واحدة من الخردل وملعقة كبيرة من ملح الطعام مذابة في كوب ماء دافئ.
- إذا كانت المادة السامة غاز مثل الكلور أو البروم فيبعد المصاب عن جو الغاز إلى الهواء الطلق وتفك الأربطة حول

العنق ويتم استنشاق أبخرة النشادر أو الغرغرة بمحلول بيكربونات الصوديوم ثم يأخذ المريض حبات الإوكالبتس أو يشرب روح النعناع أو القرفة المخففة لحماية الحنجرة والريئتان. وفي حالة الاختناق الشديد فيتم عمل التنفس الاصطناعي في الحال.

خامسا: معالجة الحريق

- يتم أولا في حال إصابة أحد المشتغلين بالمختبرات باشتعال الملابس فيمنع المصاب من الجري ثم يلف ببطانية مقاومة للحريق لمنه التهوية وحتى تنطفئ النار.
 - يتم ثانيا إطفاء الحريق بالطرق المناسبة والتي تتوقف على حسب حجمة ونوعه على النحو التالي:
 - إذا كان الحرق صغيرا كما هو الحال عند احتراق محلول في كأس أو حمام زيتي فإنه يطفأ بالتغطية بقطعة من القماش مبللة بالماء لعزل الهواء أو استعمال مضخات إطفاء الحريق الممتلئة بغاز رابع كلوريد الكربون والتي توجه مباشرة إلى مكان الحريق ويخمد الحريق في الحال.
 - إذا كان الحرق كبيرا فستخدم جرادل الرمل الموجودة بالمعمل لتغطية الأماكن المشتعلة بالمختبر.
- كما يجب أن تراعى النقاط التالية أثناء عمليات إطفاء الحريق:

- يجب تهوية المختبر فورا بعد إخماد النار للتخلص من الأبخرة السامة الناتجة عن الاحتراق مثل أول أكسيد الكربون والفوسجين وخلافة.
- يجب عدم استعمال مضخات إطفاء رابع كلوريد الكربون إذا ما كانت المادة المشتعلة صوديوم أو بوتاسيوم.

- عدم استعمال الماء عند إخماد الحريق الناتج عن المذيبات العضوية لأن ذلك يساعد على انتشار الغاز بل يفضل استخدام مخلوط الرمل مع كربونات الصوديوم.

سادسا: الأمن الإشعاعي Radiation safety

يجب اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات المعملية الكافية لتلافي العديد من المخاطر الناجمة من استخدام النظائر المشعة في التجارب الحيوية، خاصة وأن هذه الإشعاعات لا ترى بالعين المجردة ولا يظهر تأثيرها في الحال بل يظهر على المد البعيد، وعندئذ لا يمكن تلافيه. ويمكن تلخيص تلك الاحتياطات في النقاط التالية:

- ١- يحظر ملامسة أي من المواد المشعة بالجلد مباشرة وخاصة إذا كان هناك بعض الجروح بالجسم.
- ٢- يجب تفادي استنشاق تلك المواد المشعة نظرا لحساسية الرئة لهذه المواد وصعوبة إزالة التأثير الناتج عن ذلك.
- ٣- استخدام أجهزة الإنذار وعمل دراسات المسح الشامل للأماكن التي تستخدم فيها المواد الإشعاعية بالمعمل لتحديد مستوى النشاط الإشعاعي ومستوى الاحتياطات المطلوبة.
- ٤- العمل بداخل كبائن مخصصة لهذا الغرض بداخل المعمل لسهولة تنظيفها وتطبيق كل أساليب الاحتياط بداخلها.
- ٥- وضع العلامات والإشارات التحذيرية التي ترشد عن استخدام مواد مشعة على المعمل من الخارج وعلى كابينة العمل بداخل المعمل.

٦- يفضل تخصيص أدوات معملية للتجارب التي يستخدم فيها مواد مشعة مثل الماصات الأتوماتيكية وأجهزة الطرد المركزي... الخ ويلصق عليها الإشارة الدالة على ذلك. كما يحتم الأمر استخدام الزجاجيان في مثل هذه التجارب لمرة واحدة Disposal.

٧- يجب طلب المساعدة فوراً عند حدوث أي مشكلة أثناء العمل بالمواد المشعة، وكذلك إخطار الأفراد الآخرين والزائرين بأي خطر موجود.

وبالرغم مما سبق التنويه عنه فإنه يجب التأكيد على أن الوقاية خيراً من العلاج، وأنه باتباع الاحتياطات المعملية المناسبة من قبل الطلبة والمشرفين يمكن أن نتحاشى أغلب إن لم يكن كل الحوادث السابق التنويه عنها بداخل المختبرات.

قواعد واعتبارات عامة تتعلق بالمعمل

التحليل الحيوي هو تحليل طبيعي وكيميائي يجري على العينات الحيوية والسوائل البيولوجية للكائنات المختلفة، ولذا فهو يلزمه ما يلزم التحاليل الطبيعية والكيميائية من دقة وحرص ونظافة مع الإلمام الكامل بكافة التفاصيل الخاصة بالأدوات والأجهزة المعملية لذلك فإن هناك بعض الإرشادات بخصوص استعمال بعض الأجهزة والأدوات المعملية والأكثر استعمالاً في الطرق المعملية والتي سيرد شرحها فيما بعد .

أولاً: نظافة الأدوات الزجاجية

يتم تنظيف الأدوات الزجاجية بماء الصنبور العادي ثم بمحلول الماء والصابون ثم عدة مرات بالماء العادي فإذا كان الإناء ما يزال غير نظيفاً أوجب ذلك غسله بكمية كافية من محلول حامض الكروميك ذو الفاعلية العالية في الأكسدة (يحضر بإذابة ١٠ جرام من ثاني كرومات البوتاسيوم في ١٠٠ مل من حامض الكبريتيك المركز) ويظل هذا المحلول صالحاً للاستخدام طالما كان محتفظاً بلونه البني المحمر وبعد الانتهاء من الغسيل بهذا المحلول يستلزم غسل الإناء الزجاجي عدة مرات بالماء العادي وأخيراً بالماء المقطر.

ثانياً: أدوات قياس الحجم

المخبار: يمكن استخدام المخبار عند قياس أحجام المحاليل التي لا يلزم أخذها بدقة شديدة ويراعى أن يوضع المخبار على سطح معتدل ثابت بحيث يكون سطح المحلول عند القراءة في مستوى العين .

الماصة: تستخدم الماصات ذات الحجم الثابت (١-٢٥ مل) لأخذ أحجام من المحاليل ذات حجم معين أما الماصات المدرجة فتستخدم لأخذ أحجام أقل من ٢٥ مل وحتى كسور من الملليلتر ويراعى أن لا ينفخ في الماصة بعد تفريغ الحجم منها ولكن يكتفي بملامسة طرفها لجدار الإناء المنقول إليه المحلول .

السحاحة: تستخدم السحاحات في أخذ أحجام من المحاليل عن التنقيط ويراعى أن يفتح صنبور السحاحة لملئ أسفل الصنبور بنفس المحلول مع تجنب تكوين فقاعات هوائية في هذا الجزء وفي حالة

استخدام أى من الأدوات السابقة فى القياس فانه يلزم غسله بنفس المحلول الذي سيقاس أولا .

ثالثا: ملاحظات عامه

- ١- عند إجراء عملية الترشيح للحصول على راسب ما منفصلا عن المحلول الأصلي فانه يجب اختبار ورق الترشيح المناسب للقمع والعمل على أن تكون حبيبات الراسب بقطر اكبر من ١٠٠ ملليمكرون .
- ٢- تحسب نتائج التحليل عادة مقربه إلى الرقم العشري الرابع .
- ٣- تأكد من انك قد قرأت طريقه العمل كاملة وبمنتهى الدقة وذلك قبل البدء للعمل في أي تقدير وفي حالة كثرة عدد خطوات العمل يفضل قراءة طريقة العمل اكثر من مرة وتدوينها على هيئة أشكال توضيحية يرجع إليها باستمرار أثناء إجراء التقدير .
- ٤- يجب تدوين الملاحظات التي تقابلك أثناء سير العمل وبمنتهى الدقة فقد تكون إحداها عاملا هاما في معرفة سبب فشل او نجاح التقدير .
- ٥- تدون النتائج في كراسة الدروس العملية في الحال ويمكنك إجراء الكشط بالقلم في حالة حدوث أخطاء ولكن يفضل عدم استخدام الممحاة (الاستيكة) .
- ٦- يجب قراءة أسماء المحاليل المستخدمة بمنتهى الدقة والتأكد من أن المحاليل التي أمامك هي نفس المحاليل المطلوبة .
- ٧- يفضل التقيد بالازمنه المختلفة المنصوص عليها في خطوات العمل فهذه المدد اتفق عليها بعد خبرة وتجارب عديدة .
- ٨- حافظ على نظافة المعمل فهذا أمر ضروري لاستكمال مقومات العلم الدقيق وزود نفسك بالأدوات التي تلزم ذلك مثل فوط المسح وخلافه كذلك اترك مكانك نظيفا قبل مغادرة المعمل وتأكد من غلق مفاتيح الكهرباء والغاز وصنابير المياه.

الباب الثاني

الموازين الدقيقة ومقاييس درجة الحموضة

Balances and pH meter


الموازين الدقيقة ومقاييس درجة الحموضة

Balances and pH meter

الميزان الحساس Balance

يعبر في كثير من الأحيان عن نتائج التحليل الكيماوي أو الحيوي بنسبة وزنيه مئوية، وعلى هذا فمن الضروري تحديد وزن عينة المادة المراد تحليلها وكذلك المادة التي انتهى إليها التحليل بكل دقة . ويعد الاستعمال الصحيح للميزان هو الوسيلة الأكيدة للوزن الدقيق، ولتحقيق ذلك تراعى بعض الاعتبارات الخاصة منها :

- ١- نظرا لأن الوزن الدقيق يأخذ وقتا كافيا فعلى ذلك يجب عدم البدء بالوزن في حالة ما إذا كان الشخص القائم بالوزن على عجل.
- ٢- يجب ضبط أفقية ومستوى الميزان قبل البدء في عملية الوزن علاوة على ذلك يراعى أن يوضع الميزان على مكان ثابت وليس على منضده وذلك لتلافى اثر الاهتزازات أو الذبذبات الأرضية .
- ٣- يجب تنظيف الميزان خاصة كفة الوزن بعناية شديدة بواسطة فرش الشعر الناعمة والمخصصة لهذا الغرض .
- ٤- يجب معرفة الحد الأقصى من الأوزان التي يتحملها الميزان وعدم الوصول لها إطلاقا أثناء إجراء عملية الوزن.



ميزان درجة حساسية ٠,٠٠٠١ جرام

ميزان درجة حساسية ٠,٠١ جرام

نماذج لموازين حساسة لعملية مختلفة الحمولة والدقة

- ٥- يجب عدم لمس الأجسام المراد وزنها بالأصابع ويستعمل دائما الماسك او الملقط المحدد لهذا الغرض فى مسكها .
- ٦- يجب إغلاق الأبواب الجانبية للميزان أثناء إجراء عملية الوزن وذلك حتى لا يتعرض الميزان لتيارات هوائية تؤثر على دقة الوزن .
- ٧- يمنع إطلاقا وزن أي عينات غذائية أو كيماويات على كفة الميزان مباشرة بل يجب استخدام العلب البلاستيك أو القطع الورقية المخصصة لهذا الغرض.
- ٨- يحسن أداء الوزن بسرعة بقدر الإمكان حتى لا تترك فرصة لتراكم الرطوبة الجوية على المادة الموزونة خاصة إذا ما كانت مادة جافة مما يؤدي ذلك إلى تغير في وزنها .
- ٩- يجب عدم وزن أى مادة وهى ساخنة او دافئة بل يجب وضعها في المجفف أولا حتى تبرد تماما .
- ١٠- يجب التعامل مع الموازين الحساسة بكل لطف وهدوء ودقه حيث أنها أجهزه على درجه كبيره من الحساسية وبالغة الثمن.
- ١١- يحسن دائما الحصول على قراءة الميزان حتى الرقم العشري الرابع .
- ١٢- يجب تنظيف الميزان بالطريقة المناسبة مباشرة عقب الانتهاء من الوزن والتأكد من أن كفه الميزان خاليه من أي شئ نتيجة الوزن .




ولقد شملت التكنولوجيا العصرية الموازين، وأصبح الميزان ذو القب والكفتان غير مستعمل تقريبا في المختبرات لانتشار الموازين الكهربائية ذات الحمولات والحساسيات المختلفة والتي بمجرد وضع العينة يظهر الوزن مباشرة في ظرف ٢ ثانية. كما أن هناك موازين تقرأ حتى خامس رقم عشري من الجرام أي ١٠ ميكروجرام.

مقاييس درجة الحموضة.. pH meter

يستخدم جهاز الـ pH في ضبط الرقم الهيدروجيني لغالبية المحاليل المنظمة المستخدمة في مجال الكيمياء الحيوية والفسولوجية، حيث يتم ذلك على مرحلتين :

أولاً.. يتم فيها ضبط الجهاز قياسيا وذلك باستخدام المحاليل المنظمة المعروفة رقمها الهيدروجيني بالضبط والتي تتكون من:

- محلول رقمه الهيدروجيني ٧ وذلك لضبط الجهاز عند مستوى التعادل .
- محلول رقمه الهيدروجيني ٤ وذلك لضبط الجهاز لقياس pH المحاليل الحامضية
- محلول رقمه الهيدروجيني ٩ وذلك لضبط الجهاز لقياس pH المحاليل القاعدية .



نماذج لمقاييس درجة الحموضة
pH meter

ثانياً.. يستعمل فيها الجهاز الذي تم ضبطه قياسياً في قياس الرقم الهيدروجيني للمحاليل المجهولة .

خطوات العمل:

- ١- اضبط جهاز الـ pH الموجود أمامك إلى التدرج صفر مستخدماً المفتاح الخاص بذلك .
- ٢- اضبط درجة حرارة الجهاز لينطبق على الرقم المقابل لدرجة حرارة المحلول .
- ٣- اغمس الألكترود المغسول بالماء المقطر في المحلول المنظم القياسي ($pH = 7$) لضبط الجهاز عند مستوى التعادل
- ٤- اختار التدرج الذي سيتم في نطاق القياس (النطاق الحامضي أو القاعدي) وذلك بالاستعانة بالمحاليل المنظمة القياسية ($pH=4$) ، ($pH = 9$) وكذلك مفتاح الجهاز المدون عليه كلمة Buffer لضبط الجهاز إلى الرقم المقابل للرقم الهيدروجيني للمحلول المنظم المعلوم الـ pH ، وبذلك يكون الجهاز معداً لقياس الرقم الأيدروجيني لأي محلول مجهول .
- ٥- انزع الألكترود من المحلول المنظم واغسله بالماء المقطر ثم ضعه في المحلول المراد قياس رقمه الهيدروجيني وتؤخذ قراءة الجهاز والتي تمثل في هذه الحالة رقم الـ pH لذلك المحلول .
- ٦- بعد الانتهاء من القياس اغسل الألكترود بالماء المقطر ثم اتركه مغموساً دائماً في كأس به ماء مقطر حتى إجراء قياس آخر .

احتياطات هامة يجب مراعاتها عند قياس الرقم الهيدروجيني بواسطة الـ pH meter

أولا : في حالة استخدام إلكترود جديد أو في حالة تخزين الإلكترود لفترة طويلة دون استخدام فإنه يجب غمسه أولا في محلول من حامض الهيدروكلوريك ٠.١ م. مولر لفترة وجيزة أو في ماء مقطر عدة ساعات قبل الاستخدام. كذلك يجب غسل الإلكترود جيدا بالماء المقطر قبل وبعد الاستخدام مباشرة .

ثانيا : يراعى ضبط الجهاز باستخدام المحاليل المنظمة القياسية والمعروف رقمها الهيدروجيني مثل فثالات البوتاسيوم الهيدروجينية Potassium hydrogen phthalate التي تركيزها ٠.٠٥ م. مولر والتي يكون رقمها الهيدروجيني مساويا ٤ عند درجة حرارة ١٥ درجة مئوية .

- يحضر محلول فثالات البوتاسيوم الهيدروجينية Potassium hydrogen phthalate القياسي ٠.٠٥ م. مولر بإذابة ١٠,٢ جم من هذه المادة في لتر من الماء المقطر. ومن الممكن حساب الرقم الهيدروجيني لهذا المحلول عند درجات حرارة مختلفة تبدأ من صفر وحتى ٦٠ درجة مئوية وذلك باستخدام المعادلة التالية :

$$\text{pH} = 4,0 + \frac{1}{2} \left(\frac{\text{Temperature} - 15}{100} \right)^2$$

- كذلك يمكن استخدام محلول قياسي من مادة البوراكس Borax (رابع بورات الصوديوم) بتركيز ٠.٠٥ مولر وذلك بإذابة ١٩,٠٧ جرام من البوراكس $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ في لتر من الماء المقطر حيث يكون رقمه الهيدروجيني ٩,٢٢ عند درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية أو ٩,٠٨ عند درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية .

ثالثا : يراعى عدم فصل الكهرباء عن الجهاز في حالة عدم استخدامه لفترات وجيزة حيث يضبط مفتاح الجهاز على وضع الـ Stand by مع حفظ الألتروود في ماء مقطر في حالة عدم استخدام الجهاز .

الباب الثالث

أخذ العينات من إخراجات الجسم وسوائله للتحليل

Biological fluids sampling

أخذ العينات من إخراجات الجسم وسوائله للتحليل

Biological fluids sampling

تتأثر قيم التقديرات المختلفة لإخراجات الجسم وفى الأنسجة البيولوجية طبقا لعوامل عديدة منها: مكان أخذ العينات ، مدى تمثيل العينة، حالة الكائن من حيث تغذيته وصحته ومعاملته وإذا ما كان واقعا تحت ضغوط متباينة.

عينات الدم


قد تؤخذ عينات الدم من أوردة الأذن والذيل والجناح والعنق والساق، أو من القلب مباشرة كما هو الحال في الكتاكييت والفئران، وذلك حسب نوع الحيوان وحجم العينة المطلوبة للتحليل. وتتأثر مكونات الدم بالعوامل التالية:

- ١- استخدام بعض المهدئات أو مواد التخدير قبل سحب عينات الدم من الحيوانات يؤثر على بعض مكونات الدم، لذل يتحرى الدقة إذا استخدمت هذه العقاقير، ومعرفة تأثيرها سلبا أو إيجابا على مكونات الدم ووظائف الأعضاء، وذلك للحصول على قيم حقيقية لتركيزات مكونات الدم ومعرفة صورته الحقيقية.
- ٢- وقت أخذ العينة بالنسبة لوقت التغذية من الأهمية بمكان، إذ تتغير تركيزات بعض مكونات الدم لحد ما بعد التغذية عنه قبلها أي بالصيام.
- ٣- الحالة التناسلية أو الفسيولوجية للحيوان قد تغير بعض مكونات الدم مثل الهرمونات والفيتامينات والمعادن وغيرها.

عينات البول

تشير مكونات البول الكمية إلى حالة وظائف الجسم المختلفة التي تتوقف على الحالة الغذائية والمرضية والفسولوجية للحيوان. وعند تحليل عينات البول تراعى النقاط التالية:

- ١- لتحليل عينات البول يجمع البول المستخرج على مدار ٢٤ ساعة حيث تنسب مكونات البول دائماً كتركيز ملليجرام/يوم.
- ٢- يفضل تحليل عينات البول فى الحال لبعض المكونات مثل الحموضة والكثافة النوعية والتي تتأثر كثيراً بالتخزين.
- ٣- تحفظ عينات البول التي تحلل على مدار ٢٤ ساعة لمنع التغيرات التي قد تطرأ عليه بأحد المعاملات التالية:
- استقبال البول في زجاجة تحتوى على ١٠ مل حامض هيدروكلوريك مركز، أو ٥٠ مل من نفس الحامض تركيزه ٢ عياري، ويناسب ذلك تقديرات اليوريا والأمونيا والنتروجين الكلى والكالسيوم. وترج العينة قبل إجراء التحليل عليها نظراً لترسب حامض اليوريك.



طريقة مبسطة لجمع البول من حيوانات التجارب

استقبال البول في زجاجة تحتوى على محلول الثيمول ١٠% في كحول الأيزوبروبانول، ويناسب ذلك تقديرات الصوديوم والبوتاسيوم والكلور والبيكربونات والكالسيوم والفوسفور واليوريا والأمونيا والأحماض الأمينية والكرياتين والكرياتينين والبروتينات والأجسام الكيتونية والأميلاز.

- استقبال البول في زجاجة تحتوى على ٣-٤ نقط من الفورمالين المركز أو الكلوروفورم لكل ١٠٠ مل، ويؤثر ذلك على تقدير الجلوكوز.

- استقبال البول في زجاجة تحتوى على ٣-٤ نقط من حامض الخليك ١٠% أو حامض الميتافوسفوريك ٥% لكل ١٠٠ مل، ويناسب ذلك تقدير حامض الأسكوربيك.

الباب الرابع

فصل مكونات الدم والخلايا باستخدام أجهزة الطرد المركزي المبردة
والفائقة السرعة

**Separation of blood components and cellular fractions by
high speed centrifuge and ultracentrifuge**

فصل مكونات الدم والخلايا باستخدام أجهزة الطرد المركزي المبردة والفائقة السرعة

Separation of blood components and cellular fractions by high speed centrifuge and ultracentrifuge

أولاً: فصل مكونات الدم باستخدام أجهزة الطرد المركزي العادية Separation of blood components by centrifugation

١ - فصل البلازما Plasma separation

الأدوات المستخدمة:

- أنابيب جمع الدم
- جهاز طرد مركزي
- ماصة ميكرومترية ١٠٠٠ ميكروليتر

المحاليل اللازمة:


مانع للتجلط Anticoagulant كالهيبارين أو سترات الليثيوم أو
الصوديوم أو أكسالات الليثيوم أو الصوديوم أو البوتاسيوم.

خطوات العمل:



- ١- تسحب عينات الدم في أنابيب تحتوي على مانع للتجلط بتركيز
٠,٢ مجم هيبارين/مل دم (٥٠-٧٥ وحدة/مل دم) أو ٥ ملجم
سترات /مل أو ١-٢ ملجم أكسالات/مل.



جهاز طرد مركزي عادي



جهاز طرد مركزي عالي السرعة



رؤوس لجهاز الطرد المركزي تناسب مختلف التطبيقات العملية

٢- تنقل الأنابيب في الحال إلى جهاز الطرد المركزي ويشغل الجهاز على سرعة ٢٠٠٠-٢٥٠٠ لفة/دقيقة ولمدة ١٥-٢٠ دقيقة لفصل البلازما.

٣- تسحب البلازما بماصة ميكرومترية إلى أنبوبة أخرى نظيفة للتحميل أو للحفظ بالتجميد.

ملحوظات هامة:

يراعى عند اختيار مانع التجلط الآتي:

- ألا يتداخل مع التقدير المستهدف إجراؤه، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام أكسالات الأمونيوم عند استخدام عينة الدم لتقدير الأمونيا أو اليورياز أو اليوريا أو البروتين أو النتروجين الغير بروتيني.
- لا ينبغي زيادة الكمية من مانع التجلط حيث أن ذلك يؤثر على توزيع الماء بين الخلايا والبلازما، ويؤثر ذلك على بعض التقديرات.

٢ - فصل السيرم Serum separation

الأدوات المستخدمة:

- أنابيب جمع الدم
- ماصة ميكرومترية ١٠٠٠ ميكروليتر

خطوات العمل:

- ١- تسحب عينات الدم في أنابيب بدون مانع للتجلط ثم تترك ليتجلط الدم سواء في درجات الحرارة العادية أو بداخل الثلجة.
- ٢- يسحب رائق السيرم بحذر بملاصة ميكرومترية وينقل إلى أنبوبة أخرى نظيفة للتحليل أو للحفظ بالتجميد.

ملحوظات هامة:

- قد يستعان بجهاز الطرد المركزي لتأكيد فصل رائق السيرم عن باقي المكونات ، حيث توضع فيه العينات بعد تجلطها على سرعة ٢٠٠٠-٢٥٠٠ لفة/دقيقة ولمدة ٥ دقائق.
- عينات السيرم ذو اللون الأحمر (دليل على تحللها Hemolysis) لا تستخدم لتقدير المعادن خاصة الحديد والزنك والماغنسيوم والبوتاسيوم، حيث أنها تكون مرتفعة القيم. كما أن العينات شديدة التحلل يكون محتواها من الفوسفور أعلى من الواقع.

٣- فصل كرات الدم الحمراء والأغشية الخلوية الخاصة بها Erythrocyte membranes separation

المقدمة:

كثيرا ما يتطلب الأمر فصل الأغشية الخلوية لكرات الدم الحمراء Erythrocyte membranes بغرض إجراء العديد من التقديرات الحيوية الهامة التي تتعلق بالحالات المرضية المختلفة. فعلى سبيل المثال، تقدر الأكسدة الفوقية للدهون Lipid peroxide oxidation ، والنشاط الخاص بالإنزيمات المضادة للأكسدة Antioxidative stress enzymes مثل الجلوتاثيون بيرأوكسيداز Glutathione peroxidase والجلوتاثيون ريدكتاز Glutathione reductase والسوبر أوكسيد دسميوتاز Super oxide dismutase والكاتالاز Catalase في هذه الأغشية والتي تتأثر بالتدخين والشيخوخة ونقص المناعة والتعرض للملوثات المختلفة في البيئة والغذاء.

الأدوات المستخدمة:

- أنابيب جمع الدم
- جهاز طرد مركزي
- ماصة ميكرومترية
- ماصة باستير

المحاليل اللازمة:

- محلول مانع للتجلط Anticoagulant أكسالات الصوديوم ١,٣٤%.

- محلول منظم Tris-HCl ٠,٠٤ مولر
- محلول موهر $\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ٠,٠٠٠٠٠٤ مولر ويحضر في الحال.
- محلول ثلاثي كلور و حامض الخليك TCA ٤٠ %
- محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩ %

خطوات العمل:

- ١- تسحب عينات الدم في أنابيب تحتوي على مانع التجلط (أكسالات الصوديوم بنسبة حجمية ١٠ دم : ١ أكسالات).
- ٢- تنقل الأنابيب في الحال إلى جهاز الطرد المركزي ويشغل الجهاز على سرعة ٣٠٠٠ لفة/دقيقة ولمدة ٣٠ دقيقة لترسيب كرات الدم الحمراء.
- ٣- تسحب السائل الطافي بماصة ميكرومترية إلى خارج الأنبوبة ويجري غسيل لكرات الدم الحمراء ٣ مرات باستخدام ٥ مل من محلول كلوريد الصوديوم في كل مرة وكذلك جهاز الطرد المركزي على سرعة ٢٥٠٠ لفة/دقيقة ولمدة ٥ دقائق.
- ٤- ينقل ٠,٥ مل من راسب كرات الدم الحمراء إلى أنبوبة طرد مركزي نظيفة، ثم يضاف إليه حجم مماثل من الماء المقطر، ثم يترك المخلوط لمدة ٣٠ دقيقة حيث يتم التحلل الكامل Complete hemolysis

٥- يجرى طرد مركزي للعينة على سرعة ٣٠٠٠ لفة/دقيقة ولمد ٣٠ دقيقة، ثم ينقل السائل الطافي Supernatant liquid مع الطبقة الرمادية البينية Grey-colored intermediate layer التي تمثل الأغشية الخلوية كرات الدم الحمراء المتحللة hemolyzed erythrocytes cell membrane إلى أنبوبة نظيفة باستخدام ماصة باستير حيث تجرى عليها التحليلات المطلوبة أو تخزن بالتجميد.

ثانيا: فصل المكونات الخلوية باستخدام أجهزة الطرد المركزي
المبردة والفائقة السرعة

Separation of cellular fractions by high speed centrifuge
and ultracentrifuge

١ - فصل الميتوكوندريا من كبد الفأر باستخدام أجهزة الطرد
المركزي عالية السرعة


Preparation of rat liver mitochondria by high speed
centrifugation

مقدمة:

تعد الميتوكوندريا واحدة من عضيات الخلية الهامة، والتي
يحدث بداخلها تفاعلات السلسلة التنفسية electron transport chain
وانتاج الطاقة oxidative phosphorylation . ويوضح الشكل التالي
تركيب الميتوكوندريا ووظائف أجزائها المختلفة.

الأدوات المستخدمة:

- مجنس Homogenizer
- جهاز طرد مركزي عالي السرعة high speed centrifuge يعمل على ١٨٠٠٠ - ٢٤٠٠٠ لفة /دقيقة.
- أدوات تشريح.
- ماصات زجاجية بأحجام مختلفة.
- كاسات ودوارق ومخابير مدرجة بمقاسات مختلفة.
- أنابيب طرد مركزي.



تركيب الميتوكوندريا ووظائف أجزائها المختلفة

المحاليل اللازمة:

المحلول المنظم Buffer solution: يذاب ٠,٢٥ مولر سكر السكروز + ٥ ملليمولر محلول منظم Tris-HCl فى لتر من الماء المقطر مع ضبط درجة درجة pH إلى ٧,٤، ثم يضاف ١ ملليمولر ايثلين داى أمينوتترا أسيتيك اسد (EDTA) إلى المحلول بهدف منع الأكسدة الفوقية للدهون أثناء الفصل. وتستمر هذه البيئة صالحة للاستخدام لعدة أسابيع إذا ما تم حفظها على درجة ٤ درجة مئوية.

خطوات العمل:

ملحوظة هامة: يراعى أن تتم المحافظة على درجة حرارة الأنسجة وأجزاء الأنسجة في حدود صفر - ٤ درجة مئوية وذلك باستخدام المحلول المنظم وهو على حالة باردة ومخابير الفصل وأنباب الطرد المركزي تحفظ في صناديق من الثلج Ice box .

١- يخدر فأر وزنه ٢٠٠ - ٢٥٠ جرام ويشرح للحصول على الكبد والذى يزن تقريبا حوالى ١٠ جرام ، ثم يؤخذ الكبد خارج الحيوان فور الذبح ويزال عنه الأوعية الدموية والأنسجة الضامة العالقة ويوضع فى فى ٧٠ مل من المحلول المنظم المبرد.

٢- يغسل الكبد ٢-٣ مرة بواسطة المحلول المنظم بغرض إزالة الدم الزائد من الكبد قدر المستطاع، ثم يجفف برفق بواسطة ورق نشاف مناسب، ثم يوزن ويسجل الوزن.

٣- ينقل الكبد إلى دورق جديد يحتوى على ٢٠-٣٠ مل من

المحلول المنظم ويتم تقطيعه بواسطة المقصات المبردة إلى أجزاء صغيرة حيث تؤدي تلك الخطوة إلى إزالة الدم نسبيا من الكبد على أن يستعمل في كل مرة محلول غسيل جديد.

٤- تنقل أجزاء الكبد إلى أنابيب إلى كأس جهاز التجنيس المحاط بالثلج والذي يحتوى على ٣٠ مل من المحلول المنظم، ثم يدار الجهاز على سرعة ١١٠٠ لفة/دقيقة لعدة دقائق حتى يتم تجنيس الكبد.

٥- يقسم مجنس الكبد الناتج بين أنبوتين للطرد المركزي سعة ٥٠ مل ويحتوى كل منها على ٤٥ مل من المحلول المنظم البارد، ويضبط ائزان الجهاز ويجرى الطرد المركزى لمدة ١٠ دقائق على سرعة ٢٠٠٠ لفة/دقيقة وعلى درجة حرارة ٤ درجة مئوية لإزالة الأنوية وخلايا كرات الدم الحمراء وأجزاء الخلايا المتحطمة Debris فى الخثرة المتكونة فى قاع الأنابيب Pellets .

٦- ينقل السائل الطافى Supernatant الى أنبوتين جديدتين للطرد المركزى ويضبط توازنهما باستخدام المحلول المنظم، ثم يجرى الطرد المركزى لمدة ٧ دقائق على سرعة ١٠٠٠٠ لفة/دقيقة ، حيث تترسب الميتوكوندريا فى قاع الأنابيب على صورة Pellet تتميز بوجود ٣ مناطق رئيسية هى:

٧- الطبقة السفلية (HL) .. ولونها أبيض وأحمر وتحتوى على بقايا حطام الخلايا وكرات الدم الحمراء.

٨- الطبقة الوسطى (ML) .. ويتراوح لونها من البنى الفاتح وحتى البنى الغامق وتحتوى على عضيات الميتوكوندريا الكاملة والليسوسومات.

٩- الطبقة العليا (LL) .. ويتراوح لونها من الأصفر الفاتح وحتى البنى المحمر وتحتوى على الميتوكوندريا المتكسرة والميكروسومات.

١٠- يزال ١٠ مل من السائل الطافي ثم يحرك بحذر السائل المتبقي حول الخثرة لفصل الطبقة العلوية (LM) واستبعادها.

١١- يضاف ٥ مل من المحلول المنظم الى أنبوبة الطرد المركزي ثم تفصل أجزاء الطبقة الوسطى (ML) باستخدام ساق بلاستيكية أو زجاجية مبردة ، ثم تنقل إلى أنبوبة جديدة للطرد المركزي سعة ٥٠ مل مع إزالة أى ميتوكوندريا عالقة بجدران الأنبوب بالغسيل بكمية إضافية من المحلول المنظم مع مراعاة عد إحداث خلل Disturbance بالطبقة السفلية (HL) بالأنبوبة.

١٢- يضاف الى الأنبوبة كمية من المحلول المنظم ليصل الحجم النهائي إلى ٤٠ مل ثم تضرب الأنبوب باليد برفق بغرض نشر الميتوكوندريا في المحلول، ثم يجرى الطرد المركزي على سرعة ١٠٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ٥ دقائق.

١٣- يعاد فصل طبقة الميتوكوندريا الناتجة (ML) في أنابيب للطرد المركزي سعة ٥ مل مع إضافة ٢ مل من المحلول

المنظم مع إزالة أي ميتوكوندريا عالقة بجدران الأنابيب بالغسيل بكمية إضافية (١ مل) من المحلول المنظم مع مراعاة عد إحداث خلل Disturbance بالطبقة السفلية (HL) بالأنبوبة. ويكون العائد النهائي ٢-٣ مل من الميتوكوندريا ذات تركيز بروتيني مقداره ٣٠ ملليجرام/مل.

٢- فصل الأجزاء تحت الميتوكوندريا من كبد الفأر باستخدام أجهزة الطرد المركزي عالية السرعة

Preparation of rat liver submitochondrial particles by high speed centrifugation

مقدمة:

تتكون الأجزاء تحت الميتوكوندريا بواسطة الصعق الصوتي Sonication للميتوكوندريا، والتي تحتوى على كل الإنزيمات المكونة للسلسلة التنفسية Oxidative phosphorylation بدون المادة الخلوية Matrix أو إنزيمات الأغشية الخارجية Outer membrane enzymes. وتتمثل أهميتها في دراسة عمليات أكسدة السلسلة التنفسية ونشاط إنزيمات الطاقة ATP ase وتفاعلات أخرى كثيرة.

الأدوات المستخدمة:

- مجنس Homogenizer
- جهاز طرد مركزي عالي السرعة high speed centrifuge يعمل على ١٨٠٠٠ - ٢٤٠٠٠ لفة /دقيقة.
- أدوات تشريح.
- ماصات زجاجية بأحجام مختلفة.

- كاسات ودوارق ومخابير مدرجة بمقاسات مختلفة.
- أنابيب طرد مركزي.

المحاليل اللازمة:

المحلول المنظم Buffer solution: يذاب ٠,٢٥ مولر سكر السكروز + ٥ ملليمولر محلول منظم Tris-HCl فى لتر من الماء المقطر مع ضبط درجة درجة pH الى ٧,٤، ثم يضاف ١ ملليمولر ايثلين داى أمينوتترا أسيتيك اسد (EDTA) إلى المحلول بهدف منع الأكسدة الفوقية للدهون أثناء الفصل. وتستمر هذه البيئة صالحة للاستخدام لعدة أسابيع إذا ما تم حفظها على درجة ٤ درجة مئوية.

خطوات العمل:

ملحوظة هامة: يراعى أن تتم المحافظة على درجة حرارة الأنسجة وأجزاء الأنسجة في حدود صفر - ٤ درجة مئوية وذلك باستخدام المحلول المنظم وهو على حالة باردة ومخابير الفصل وأنابيب الطرد المركزي تحفظ في صناديق من الثلج Ice box .

١- تفصل الميتوكوندريا من خلايا كبد الفئران كما سبق شرحه بالتجربة السابقة، ثم يجرى طرد مركزي لخصره الميتوكوندريا المتكونة على سرعة ١٠٠٠٠ g لمدة ١٠ دقائق.

٢- يعاد نشر الميتوكوندريا Suspended الناتجة بعد إضافة المحلول المنظم ليصل التركيز النهائي إلى ٢٠ ملليجرام/مل تقريبا، ثم يجرى صق صوتي Sonication للمحلول الناتج

لمدة ١ دقيقة (يراعى أن يوقف الجهاز للتبريد كل ١٥ ثانية ثم يعاد تشغيله).

٣- تخفف الميتوكوندريا الناتجة بضعف حجمها من المحلول المنظم، ثم يجرى لها الطرد المركزي لمدة ١٥ دقيقة على سرعة ١٤٠٠٠ لفة/دقيقة بهدف ترسيب الميتوكوندريا غير المتكسر وأجزاء الميتوكوندريا الكبيرة في الحجم.

٤- ينقل السائل الطافي Supernatant إلى أنابيب جديدة للطرد المركزي وتوضع في جهاز الطرد ويتم تشغيله على ١٠٠٠٠ g لمدة ٣٠ دقيقة حيث تتكون الأجزاء تحت ميتوكوندريا على شكل خثرة Pellet حمراء اللون .

٥- يعاد تعليق الخثرة في حجم مماثل لها من المحلول المنظم ويكرر نفس الخطوة السابقة، ثم يعاد نشر الخثرة المتكونة بإضافة المحلول المنظم ليكون التركيز النهائي ٢٠ ملليجرام/مل.

٣- فصل الأجزاء الميكروسومية باستخدام أجهزة الطرد المركزي فائقة السرعة

Preparation of microsomal fractions by ultracentrifugation

مقدمة:

تعرف الأجزاء الميكروسومية Microsomal fraction للخلايا

بأنها الجزء الطافي فوق الميتوكوندريا Post-mitochondrial supernatant والذي يمكن ترسيبه بالطرد المركزي فائق السرعة (١٠٠٠٠٠-٢٥٠٠٠٠ g) لمدة ٦٠ - ١٢٠ دقيقة. وتعتمد الطبيعة المورفولوجية للخرثرة الناتجة Pellet على شكل ونوع الخلايا التي تفصل منه، ولكن بالنسبة لخلايا الكبد فإنها تتكون من أجزاء الشبكة الإندوبلازمية الخشنة والناعمة Rough and smooth endoplasmic reticulum. وعلى عكس العضيات البين خلوية الأخرى مثل الميتوكوندريا والليسوسومات، فإن الشبكة الإندوبلازمية تتمزق Disruption بكثافة بالتجنيس وتقترب الأجزاء الخلوية لتكون تجاويف مغلقة Closed vesicles أو الميكروسومات Microsomes. هذه التجاويف تحتوى على الريبوسومات على سطحها الخارجي (إذا كانت مفصولة من الشبكة الإندوبلازمية الخشنة) حيث يتطابق السطح الخارجي للغشاء الميكروسومى مع السطح السيتوبلازمى للشبكة الإندوبلازمية والتجاويف السطحي من الداخل. وعلى حسب ما تسمح به طرق الفصل والتنقية فإن الأجزاء الميكروسومية للشبكة الإندوبلازمية لخلايا الكبد فى الفئران تحتوى على ٢٠ % من البروتين الخلوى الكلى، ٥٠ % من الفوسفوليبيدات، ٦٠ % من الحامض النووى الريبوزى RNA على الترتيب. وعلى الرغم من أن الأجزاء الميكروسومية شكلا من أشكال النسيج المجنس Artefact الى أنها تحتوى على العديد من الإنزيمات التى تشملها عمليات التحول الحيوى للمواد الغريبة والسامة Xenobiotics التى تدخل الجسم مثل مجموعة انزيمات السيتوكروم ب-٤٥٠ Cytochrome P٤٥٠ والأمين أوكسيداز Amine oxidases والجلوكورونيلترانسفيراز UDP-glucuronyltransferase.

الأدوات المستخدمة:

- مجنس Homogenizer
- جهاز طرد مركزي عالي السرعة high speed centrifuge يعمل على ١٨٠٠٠ – ٢٤٠٠٠ لفة /دقيقة.
- جهاز طرد مركزي فائق السرعة Ultracentrifuge يعمل على ٥٠٠٠٠ – ٧٥٠٠٠ لفة /دقيقة.
- أدوات تشريح.
- ماصات زجاجية بأحجام مختلفة.
- كاسات ودوارق ومخابير مدرجة بمقاسات مختلفة.
- أنابيب طرد مركزي.

المحالييل اللازمة:

بيئة التجنيس Homogenising medium : يذاب ٠,١٥٤ مولر (٧,٥ جرام/لتر) كلوريد بوتاسيوم + ٥٠ ملليمولر محلول منظم Tris-HCl في لتر من الماء المقطر مع ضبط درجة درجة pH الى ٧,٤، ثم يضاف ١٠ ملليمولر ايثلين داى أمينوتترا أسيتيك اسد (EDTA) الى المحلول بهدف منع الأكسدة الفوقية للدهون أثناء الفصل. وتستمر هذه البيئة صالحة للاستخدام لمدة ١٢ أسبوع إذا ما تم حفظها على درجة ٤ درجة مئوية.

خطوات العمل:

ملحوظة هامة: يراعى أن تتم المحافظة على درجة حرارة الأنسجة وأجزاء الأنسجة في حدود صفر – ٤ درجة مئوية وذلك باستخدام

جميع بيئة التجنيس وهي على حالة باردة ومخابير الفصل وأنايب
الطرد المركزي تحفظ في صناديق من الثلج Ice box .

١- يتم ذبح حيوان التجارب (الفأر) مباشرة وذلك دون إجراء عملية
التخدير Anesthetics بواسطة الأثير أو الباربيتورات لما هو
معروف عن تأثيرات تلك المركبات المباشرة على الأنشطة
الأنزيمية المختلفة، ثم يؤخذ الكبد خارج الحيوان فور الذبح
ويزال عنه الأوعية الدموية والأنسجة الضامة العالقة ويضع في
بيئة التجنيس.

٢- يزال الدم الزائد من الكبد بغسيله اكثر من مرة باستخدام بيئة
التجنيس، ثم يجفف برفق بواسطة ورق نشاف مناسب، ثم يوزن
ويسجل الوزن.

٣- ينقل الكبد إلى وعاء المجنس المحاط بالثلج ثم يضاف إليه بيئة
التجنيس بمعدل ٣ مل بيئة/جرام ثلج ويجنس جيدا. ويلاحظ أنه
في حالة استخدام كبد الحيوانات الكبيرة في الحجم مثل المجترات
فإن ذلك يستلزم تقطيعه بواسطة المقصات المبردة إلى أجزاء
صغيرة وتصفية الدم منه قبل وضعة في جهاز التجنيس. كذلك
قد يحتوى مجنس الكبد على كمية كبيرة من الأنسجة الضامة مما
يستدعى إزالتها بالترشيح خلال منخل من النايلون Nylon mesh
أو قطعة من الشاش الجراحي Surgical gauze .

٤- ينقل بحذر شديد مجنس الكبد إلى مخبار مدرج ثم يغسل دورق
جهاز التجنيس بالبيئة وتضاف إلى المخبار ثم يكمل المخبار
بالبيئة ليصبح التركيز النهائي تقريبا ٠,٢٥ جرام نسيج/مل بيئة،
ثم يخلط المخبار جيدا بقلبه لأسفل وأعلى عدة مرات.

- ٥- تنقل محتويات المخبار بحذر الى أنابيب جهاز الطرد المركزي ويشغل الجهاز على ١٠٠٠٠ g لمدة ٢٠ دقيقة على درجة حرارة ٢-٤ درجة مئوية ، ثم ترفع الأنابيب وينقل السائل الطافي فوق الميتوكوندريا Post-mitochondrial supernatant الناتج الى أنابيب طرد مركزي جديدة مبردة سابقا.
- ٦- توضع الأنابيب بداخل جهاز الطرد المركزي فائق السرعة ويشغل على سرعة ١٠٥٠٠٠ g لمدة واحد ساعة فتتفصل الأجزاء الميكروسومية تاركة السيتوسول Cytosol في القاع على هيئة Pellet.
- ٧- تجرى عملية غسيل للميكروسومات وذلك بإعادة تعليقها في حجم جديد من بيئة التجنيس وتطرد مركزيا على سرعة ١٠٥٠٠٠ g لمدة واحد ساعة.
- ٨- يزال السائل الطافي ويعاد نشر الميكروسومات المفصولة في بيئة تجنيس جديدة لتعطى التركيز المناسب ثم يسجل هذا الحجم.
- ٩- تجرى حساب تركيز كل من النسيج المستخدم في الفصل الميكروسومى (جرام نسيج /مل) للمجنس الكلى الطافي فوق الميتوكوندريا والأجزاء الميكروسومية على النحو التالي:

$$\text{تركيز المجنس الكلى والطافي فوق الميتوكوندريا (جرام/مل)} = \frac{\text{وزن الكبد بالجرام}}{\text{حجم المجنس الكلى}} \\ \text{تركيز الأجزاء الميكروسومية (جرام/مل)} =$$

$$\frac{\text{حجم الطافي فوق الميتوكوندريا (مل)}}{\text{حجم الأجزاء الميكروسومية (مل)}} \times \text{الطافي فوق الميتوكوندريا (جرام/مل)}$$

ملحوظة هامة:

في أغلب الدراسات يتم استخدام الأجزاء الميكروسومية في نفس يوم فصلها، ولكن هناك العديد من الطرق التي تتبع في تخزين الأجزاء الميكروسومية حيث يتم عمل معلق منها في محلول ٠,١٥٤ مولى كلوريد بوتاسيوم يحتوى على ١٠ ملليمول من المحلول المنظم HEPES-HCl ذات درجة حموضة (pH) ٧,٦ + ١ ملليمول ايثلين داى أمينوتترا أسيتيك أسد (EDTA) + ٢٠ % جليسرول وذلك على درجة حرارة -٢٠ وحتى -٧٠ درجة مئوية أو يفضل في النتروجين السائل.

الباب الخامس

كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة

Thin Layer Chromatography (TLC)

كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة Thin Layer Chromatography (TLC)

مقدمة:

يعد التحليل الكروماتوجرافي باستخدام كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة (TLC) من الطرق شائعة الاستعمال في مجال فصل المركبات وتنقيها وتقديرها كميًا. حيث تتلخص نظرية العمل في هذا النوع من التحليل على وضع العينات بعد تجهيزها في صورة سائلة على ألواح زجاجية مغطاة بطبقة رقيقة من الألومينا أو السيليكاجيل ثم إجراء الجريان باستخدام المذيبات المناسبة، بعد ذلك يتم إظهار المركبات المفصولة والتعرف عليها وتقديرها كميًا بالمقارنة بالعينات القياسية لنفس المركبات المفصولة.

أنواع الطبقات التي تستخدم في كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة:

١- الطبقات الصلبة Solid Layers :

حيث تلتصق المادة باللوح الزجاجي بواسطة عامل ربط مضاف إلى المادة المحملة.

٢- الطبقات الرخوة Loose Layers :

حيث يكون الالتصاق بين المادة واللوح الزجاجي من إحدى الصفات الطبيعية للمادة أي تلتصق باللوح الزجاجي بدون إضافة عامل ربط.

خطوات الفصل:

ويمر الفصل بطريقة الكروماتوجرافى ذو الطبقة الرقيقة
بالخطوات التالية:



١- تجهيز الألواح Preparation of chromoplates

أ- الطبقات الصلبة Solid Layers

يتم التجهيز بواسطة وضع طبقه متجانسة من المادة المناسبة في صوره معجون مائي رقيق على لوح زجاجي نظيف جدا ويتم ذلك بواسطة استخدام جهاز خاص يعطى السمك المطلوب Applicator ولضمان الحصول على افضل النتائج يجب التأكد من أن الطبقة الموضوعة متجانسة تماما من حيث حجم الجزيئات ، التركيب السطحي وكذلك التصاق المادة باللوح يجب أن تتم بعناية أيضا - وكل هذه المتطلبات يمكن الوصول إليها عن طريق استخدام منتج تجارى قياس معروف من المادة المطلوبة. ويتم تجفيف الطبقة على اللوح بواسطة التسخين في فرن درجه حرارته تتراوح بين ١٠٠ - ١٠٥ درجة مئوية لمدة ساعتين وهذا يؤدى أيضا إلى عملية تنشيط للطبقة الرقيقة.

ب- الطبقات الرخوة Loose Layers

ويمكن عملها بواسطة عمود زجاجي طولي وفى نهايته توضع قطعتان من المطاط أو أنبوبة بلاستيك لتكون على شكل



Preparation of chromatoplates

تجهيز الألواح المستخدمة للفصل بطريقة كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة
(TLC)

عجل محوري حيث تنتشر المادة بإتقان على اللوح وباختبار سمك أنبوبة المطاط يمكن عمل طبقات ذات سمك مختلف على اللوح.

٢- اختيار المادة على الألواح Choice of sorbent

غالبا أي مادة يمكن استخدامها لعمل الطبقة الرقيقة - والشائع من هذه المواد هي السيليكاجيل - الألومينا - السيليلوز - والمواد ذات خاصية التبادل الأيوني وكل يوم يعرف أنواع أكثر استعمالا وأساسا السيليكاجيل هي المادة الأكثر شيوعا واستعمالا نظرا لتكوينها طبقة لفصل المركبات القطبية بواسطة التجزئة والمركبات الغير قطبيه بواسطة الإدمصاص ومن أنواعها.

٣- اختيار المذيب Choice of solvent

يعتمد اختيار المذيب على طبيعة فصل المواد المراد فصلها والمادة التي سيفصل عليها. والمذيبات المستعملة في هذه الطريقة يمكن تجهيزها بالتشبع البسيط للمذيبات العضوية مثل البيوتان العادي بالماء وكثير من المذيبات الشائعة الاستعمال في هذا النوع بل عديد منها يستخدم صوره سائل او محاليل متضمنة كميته قليلة من الماء وذلك للمركبات القطبية (مثل الأحماض الدهنية - السكريات - المركبات الفينولية) حيث تتحرك ببطيء لفصل بعض الأنظمة المزدوجة ولإضافة مركب لآخر (أو مركبات) فانه عادة ما يضاف إلى المخلوط أحد الأحماض أو القواعد أو المركبات المعقدة مثل حمض الخليك أو الفورميك - البيريدين - الأمونيا أو حمض الهيدروكلوريك حيث يؤدي ذلك وظيفتان :

- يسمحان بإضافة مزيد من الماء في المذيب .

- تؤدي إلى تحسين ذوبان بعض المواد .

وعندما تخلط المكونات معا فإنه ينتج طبقتين إحداهما الطبقة العضوية التي تفصل وتستعمل كمذيب للجريان، وميزة هذه الطريقة أنها تؤدي إلى ضمان تشبع المذيب بالماء، ولكن من عيوبها أنها تؤدي إلى فقد كميات كبيره من المواد المستخدمة، وكذلك استهلاك وقت طويل في الإعداد.

٤- تجهيز العينات Samples for chromatography

تستخدم العينات دائما في صورته محلول أما العينات الصلبة فلا بد من إذابتها في كمية قليلة من المذيب المناسب ومستخلصات الأنسجة النباتية أو الحيوانية فيتم تجهيزها بواسطة الطحن في وجود المذيب ثم فصل المواد الغير ذائبة بواسطة الترشيح وبعد ذلك يمكن استخدام المستخلص مباشرة أو بعد تركيزه .

٥- وضع العينات على الألواح Samples application

يرسم خط موازي لحافه اللوح بالرصاص وعلى بعد مناسب منها توضع أعداد من النقط على مسافات متساوية يكون عددها مساوي للعينات المراد فصلها، ويكتب بالقلم الرصاص تحت كل نقطه نوع العينة. توضع نقطة من كل عينة في المكان المحدد لها وذلك باستعمال أنبوبة شعرية قصيرة أو باستعمال سلك من البلاتين، ويلاحظ أن استعمال سلك البلاتين يعطى فرصه لإضافة مزيد من العينة إذا تم غسله جيدا وتسخينه بشدة على لهب بنزن بعد كل استخدام، أما الأنبوبة الشعرية من الأفضل إهمالها

بعد كل استخدام - يراعى ألا يزيد قطر كل بقعه عن ٥ ملليمترات فالبقعة ذات القطر الكبير تؤدي إلى فصل ضعيف، ويجب تحديد حجم البقعة بالقلم الرصاص قبل إضافة العينة يساعد في الحصول على بقعه ذات أقطار صغيرة. ويسمح للمذيب المضاف إلى المواد بالتبخير من الطبقات الرقيقة حيث يكون التبخير أسرع، ولذلك لسنا في حاجة إلى مجفف للشعر أو أي جهاز يساعد على التبخر - عند إضافة عدة نقط على نفس المنطقة يجب التبخير فيما بين الإضافتين المتتاليتين.

٥- تظهير الألواح Running

تجرى بالطريقة الصاعدة وفي تانك صغير حيث يوضع ثلاث أوراق مشبعة بالمذيب على ثلاث جوانب من التانك للتأكد من أن الجو الداخلي يكون مشبع ببخار المذيب ويغطي قاع التانك بعمق حوالي ٠,٥ - ١ سم بالمذيب - ويوضع الغطاء بإحكام في مكانه عندما يمر اللوح بمرحلة التظهير. وعادة يسمح للمذيب الأمامي للصعود حوالي ١٠ سم قبل رفع اللوح من التانك - يعلم مكان المذيب بعنايته بواسطة قلم رصاص واضح. ثم يبخر المذيب من الطبقة في دقائق قليلة وعند ذلك يكون اللوح جاهز لتحديد موضع المركبات .

٤- تحديد المركبات على الألواح

Location of substances on plate chromatogram

يتم تحديد وضع المركبات المفصولة على الألواح، فإذا كانت المواد المفصولة ملونه فانه لا توجد صعوبة في تحديدها ولكن

كثيرا جدا من المركبات خاصة تلك المأخوذة من الأنسجة النباتية أو الحيوانية تكون شفافة، وبالتالي فهي غير مرئية.

طرق الإظهار:

أولاً: الطرق الطبيعية Physical methods

حيث يستخدم فيها بعض الخواص النوعية للمركبات المفصولة مثل الوميض - النشاط الإشعاعي

١- الوميض Fluorescence

كثير من المركبات العضوية الغير مشبعة لها خاصية الوميض بمعنى أن لها القدرة على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية UV أو الضوء البنفسجي القصير الموجه الغير مرئي، ثم يبعث هذا الضوء على صورته ضوء مرئي (له موجات أطول) هذه المركبات مع أنها غير مرئية على الورقة في الضوء العادي فإنه يمكن إظهارها تحت لمبة UV وطول الموجه الناتج يكون أطول فبالنتالي فان اللون يمكن رؤيته بوضوح.

٢- النشاط الإشعاعي Radioactivity


وفيها يتم استخدام الطاقة النووية بواسطة استعمال النظائر المشعة المرقمة حيث يتم إظهار البقعة باستخدام عدادات خاصة لقياس الإشعاع .

ثانياً: الطرق الكيميائية Chemical methods

وفيها يمكن تحويل المركبات المفصولة على اللوح والعديمة اللون إلى نواتج ملونه وذلك بالمعاملة ببعض الجواهر الكشافة التي يمكن أن تكون ببساطه عبارة عن غاز كما في حالة كبريتيد الأيدروجين لإظهار الأيونات المعدنية حيث تعطى كبريتيدات ملونة. وطريقه الإظهار قد تتم في خطوة واحدة أو في عدة خطوات، وفي الحالة الأخيرة ينصح بتجفيف اللوح حتى ولو جزئيا بعد كل خطوه وقبل استعمال الخطوة التالية لها، وفي أحيان أخرى يكون التسخين ضروريا لإتمام التفاعل. ويتم إضافة محاليل الجواهر الكشافة إلى اللوح بعدة طرق منها:

- طريقة الغمس The dipping technique

يعد من أكثر طرق الغمس شيوعا طريقه إظهار الأحماض الأمينية حيث يستعمل فيها مادة Ninhydrin كجواهر كشاف وهي مادة ذات لون ابيض - صلبه وتستخدم بتركيز يتراوح بين ٠,١ - ٠,٢٥% في الأسيتون. فتغمس الورقة في محلول الجواهر الكشاف وترفع ويسمح للأسيتون بالتطاير ثم تسخن في




الطريقة الكيميائية اللونية لإظهار المركبات المفصولة على ألواح الكروماتوجرام (تفاعل الننهيدرين مع الأحماض الأمينية لتكوين معقدات ملونه)

فرن على درجه ١٠٠ درجة مئوية لفترة زمنية من ٥ - ١٠ دقائق حتى يظهر اللون.

- طريقة الرش The spraying technique

وفيها يتم رش محلول الجواهر الكشاف على سطح اللوح الكروماتوجرافي بطريقة متجانسة وذلك باستخدام رشاش خاص يعمل بواسطة مضخة بدويه أو تيار من الهواء المضغوط ، وإذا كان الجواهر الكشاف المطلوب استخدامه على مرتين فإنه ببساطه يمكن استخدام واحد تلو الآخر ويراعى أن تجفف الطبقة بعد كل رشه.



إظهار المركبات المفصولة على ألواح الكروماتوجرام
 بطريقة الرش (Spraying technique)

فصل فوسفوليبيدات أنسجة المخ باستخدام كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة

Separation of brain phospholipids by TLC

مقدمة

توجد الفوسفوليبيدات في جميع الأنسجة الحيوانية حيث تلعب دورا حيويا هاما في تمثيل الأحماض الدهنية Fatty acids metabolism . وتعد أنسجة المخ من أهم الأنسجة الدهنية التي تتكون أساسا من مشتقات الدهون المختلفة Fat derivatives بما فيها الفوسفوليبيدات. ويوضح الجدول التالي الأنواع المختلفة للفوسفوليبيدات وتركيبها الكيميائي. لذلك فسوف نقوم في هذه التجربة باستخلاص الأنواع المختلفة للفوسفوليبيدات من أنسجة مخ عجل حديث الذبح والتعرف على كل منها باستخدام كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة.


أولا: استخلاص الفوسفوليبيدات من أنسجة المخ Isolation of phospholipids from brain tissues



الأدوات المستخدمة:

- حمام مائي كهربائي
- مجفف
- جهاز طرد مركزي
- خلاط كهربائي Mixer

الأقسام المختلفة للفوسفوليبيدات

The Common Classes of Glycerophospholipids



Name of X—OH	Formula of —X	Name of Phospholipid
Water	—H	Phosphatidic acid
Ethanolamine	—CH ₂ CH ₂ NH ₃ ⁺	Phosphatidylethanolamine
Choline	—CH ₂ CH ₂ N(CH ₃) ₃ ⁺	Phosphatidylcholine (lecithin)
Serine	—CH ₂ CH(NH ₃ ⁺)COO [−]	Phosphatidylserine
<i>myo</i> -Inositol		Phosphatidylinositol
Glycerol	—CH ₂ CH(OH)CH ₂ OH	Phosphatidylglycerol
Phosphatidylglycerol		Diphosphatidylglycerol (cardiolipin)

ال

محاليل اللازمة:

- أسيتون ثلجي
- مذيب الكلوروفورم والميثانول بنسبة ٢ : ١ (ح/ح)
- مذيب الكلوروفورم والميثانول بنسبة ١ : ١ (ح/ح)
- ايثر بترولي ٥٠ - ٧٠ درجة مئوية

طريقة العمل:

- ١- يضاف ١٥٠ مل من الأسيتون الثلجي إلى ٥٠ جرام مخ عجل في خلاط كهربائي وتمزج سويا لمدة ٢ دقيقة.
- ٢- تنقل محتويات دورق الخلاط كميا إلى أنابيب الطرد المركزي مع غسيل دورق الخلاط مرتين بحوالي ٢٥ مل أسيتون في كل مرة ويضاف ناتج الغسيل إلى أنابيب الطرد المركزية السابقة.
- ٣- تجرى عملية الطرد المركزي للأنابيب على سرعة ٣٠٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق ويستبعد الراشح والذي يمثل الجليسيريدات الثلاثية والأستيروولات والصبغات التي تذوب بدورها في الأسيتون.
- ٤- يؤخذ الراسب (عبارة عن الفوسفوليبيدات التي تذوب في الأسيتون) ويغسل بإضافة كمية مناسبة من الأسيتون الثلجي إلى أنبوبة الطرد المركزي وتعاد الأنابيب إلى جهاز الطرد لمدة ٥ دقائق على سرعة ٣٠٠٠ لفة/دقيقة، يستبعد بعدها الراشح ويحتفظ بالراسب، ثم تعاد هذه الخطوة ثلاث مرات.
- ٥- ينقل الراسب الناتج إلى كأس زجاجي وتستخلص منه

الفوسفوليبيدات بوضع الكأس تحت جهاز المحرك الكهربى بعد إضافة ٥٠٠ مل مذيب الكلوروفورم والميثانول بنسبة ٢ : ١ (ح/ح) واستمرار التحريك لمد ٤ ساعات على درجة حرارة الغرفة ويترك بعدها المخلوط ساكنا ١٠ دقائق ليرسب.

٦- تؤخذ الطبقة الرائقة (التي تحتوى على الفوسفوليبيدات الذائبة في المذيب) حيث تجرى عملية تبخير للمذيب حتى الجفاف باستخدام حمام مائي كهربى.

٧- يعاد إذابة المادة الصلبة الناتجة عن عملية التبخير في ٢٥ مل ايثر بترولي ثم ترسب الفوسفوليبيدات بها بإضافة ٢٠٠ مل أسيتون ثلجي ويتم تجميعها بواسطة الطرد المركزي.

٨- يذاب الراسب في أقل كمية من مذيب الكلوروفورم والميثانول بنسبة ١ : ١ (ح/ح) ويحتفظ به فى زجاجات محكمة الإغلاق وعلى درجة حرارة منخفضة (حيث أن تلك المركبات تتأكسد بسهولة فى الهواء الجوى) حتى إجراء الفصل الكروماتوجرافى.

ثانيا: فصل الفوسفوليبيدات باستخدام كروماتوجرافى الطبقة الرقيقة

Separation of phospholipids by TLC

الأدوات المستخدمة:

- ألواح زجاجية مغطاة بطبقة من السليكا جل Silicagel G
- جار الفصل الكروماتوجرافى

- أنابيب شعيرية

المحاليل اللازمة:

- المحاليل القياسية للفوسفوليبيدات: يذاب ٠,١ جرام من كل نوع من الفوسفوليبيدات التالية على انفراد في ١٠ مل من الطور المتحرك وهي:

- | | |
|----------------------------|---|
| - Phosphatidylethanolamine | - Phosphatidylcholine (Lecithin) |
| - Phosphatidylserine | - Phosphatidylinositol |
| - Phosphatidylglycerol | - Di phosphatidylglycerol (cardiolipin) |

- الطور المتحرك عبارة عن مذيب مكون من كلوروفورم : ميثانول : حامض الخليك : ماء مقطر بنسب حجميه ٢٥ : ١٥ : ٤ : ٢.

- محلول يود ١% مذاب في الكلوروفورم (و/ح)

- مستخلص الفوسفوليبيدات

طريقة العمل:

١- تثبت ألواح السليكا جل على مكان مستوى وضع على أحد جوانبه علامات A-G على بعد ٢ سم من طرف اللوح وعلى أبعاد متساوية من بعضها، باستخدام أنابيب شعيرية ضع نقط المحاليل بالترتيب التالي:

A- Phosphatidylethanolamine

B- Phosphatidylcholine (Lecithin)

- C- Phosphatidylserine
D- Phosphatidylinositol
E- Phosphatidylglycerol
F- Di phosphatidylglycerol (cardiolipin)
G- Phospholipids extract مستخلص الفوسفوليبيدات للعينه

على خط البداية (١) ثم يجفف مكان العينه في الهواء.

٢- يجرى الفصل الكروماتوجرافي باستخدام مذيب مكون من كلوروفورم : ميثانول : حامض الخليك : ماء مقطر بنسب حجميه ٢٥ : ١٥ : ٤ : ٢ ، وبعد انتهاء الفصل يرفع اللوح من المذيب وتحدد نهاية المذيب بالقلم الرصاص ثم يترك اللوح ليجف على درجة حرارة الغرفة.

٣- يتم رش الألواح بواسطة محلول يود ١% مذاب في الكلوروفورم (و/ح) حيث تمتص الفوسفوليبيدات اليود وتظهر على هيئة بقع بنية على اللوح الذي يتلون باللون الأصفر الغير ثابت.

٤- تقاس المسافة التي قطعها المذيب وكذلك المسافة التي قطعها كل نوع من أنواع الفوسفوليبيدات ويحسب معدل السران R_f لكل منها واستغلال ذلك في التعرف على الفوسفوليبيدات المكونة للعينه.

ملحوظة هامة:

لزيادة كفاءة عملية الفصل السابقة لمستخلصات الفوسفوليبيدات فإنه يمكن إجراء الفصل الكروماتوجرافي في اتجاهين Two-dimensional TLC حيث تستخدم المذيبات التالية كطور متحرك :

- كلوروفورم : ميثانول : ماء بنسب حجميه ٦٥ : ٢٥ : ٤.
- داي أيزوبيوتاييل كيتون : حامض خليك : ماء بنسب حجميه ٨ : ٥ : ١.
- داي أيزوبيوتاييل كيتون : بيريدين : ماء بنسب حجميه ٢٥ : ٤.
- كلوروفورم : ميثانول : هيدروكسيد أمونيوم ٢٨ % بنسب حجميه ١٣ : ٧ : ١.

حيث يتم استخدام أي من المذيبات السابقة في الفصل في الاتجاه الأول واستخدام أي مذيب آخر للفصل في الاتجاه الثاني العمودي عليه. ثم تقاس المسافة التي سارها المذيب الأول في الاتجاه الأول وكذلك المسافة التي سارها المذيب الثاني في الاتجاه الثاني وكذلك المسافة التي سارها كل نوع من أنواع الفوسفوليبيدات في كل اتجاه (تقاس هذه المسافة بعد تحديد أماكنها بعد انتهاء الفصل في الاتجاه الثاني) ويحسب معدل السريان R_f لكل منها مع كل مذيب.

الباب السادس

الفصل الكروماتوجرافى باستعمال الأعمدة Column chromatography

الفصل الكروماتوجرافي باستعمال الأعمدة Column chromatography

يعتبر الفصل الكروماتوجرافي على الأعمدة من أقدم أنواع الفصل الكروماتوجرافي والتي طبقت في أول الأمر على فصل الصبغات النباتية مثل الكلوروفيلات Chlorophylls والكاروتينات Carotenes وخلافة والتي انفصلت في صورة طبقات ملونة Colored bands على عمود الفصل. وتستعمل طريقة الفصل الكروماتوجرافي على الأعمدة الآن في العديد من التطبيقات البيولوجية الهامة مثل فصل البروتينات والأحماض الأمينية والنوعية والملوثات الكيميائية وخلافة.

مميزات التحليل الكروماتوجرافي باستعمال الأعمدة:

يمتاز التحليل الكروماتوجرافي باستعمال الأعمدة عن طرق التحليل الكروماتوجرافي الأخرى في نواحي عدة منها:

- ١- يفصل كميات كبيرة من المواد المراد فصلها (٥,٠ جرام فأكثر)
- ٢- يمنع الى حد كبير تأثير المواد الحساسة بالضوء Photosensitive أو التي تتعرض للأكسدة كما هو الحال أثناء الفصل باستخدام كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة.
- ٣- يمكن من خلاله فصل المركبات الغير متطايرة بدرجة كافية أو التي تتحلل جزئيا عند درجات الحرارة اللازمة للتطاير، والتي كان يصعب فصلها باستخدام التحليل الكروماتوجرافي الغازي .GLC


نظرية الفصل:

تبنى نظرية الفصل باستعمال الأعمدة على إدمصاص المركبات على سطح المواد الصلبة adsorbents بواسطة قوى قطبية أو قوى غير قطبية أو قوى جذب فاندر فالس، حيث تنفصل المركبات ذات القطبية المتوسطة أو المنخفضة بكفاءة عالية، بينما يكون الفصل بهذه التقنية غير مرضى نسبيا للمركبات عالية القطبية. ويعتمد الفصل فى هذه الطريقة بصفة عامة على عدة نقاط منها:

١- التداخل العكس Reversible interaction الذي يتم ما بين مخلوط المواد المراد فصل مكوناتها Eluents والمادة الإدمصاصية الصلبة. وطبيعة التداخل قد يكون إدمصاص أو تبادل أيونى أو معامل التوزيع ما بين سائل وسائل Partition coefficient .

٢- درجة نشاط المادة الصلبة المسببة للإدمصاص: حيث تختلف قوة أسطح المواد الصلبة بالنسبة لإدمصاصها للمواد الكيماوية، ومن هذا المنطلق تقسم المواد الإدمصاصية الى ثلاث مجموعات هى:

- مواد ضعيفة الإدمصاص: ومنها السكروز والنشا والإينولين وكربونات الصوديوم.




نظرية الفصل باستعمال عمود الكروماتوجرافى

- مواد متوسطة الإدمصاص: مثل كربونات الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم وأكسيد الماغنسيوم وأيدروكسيد الكالسيوم.
- مواد قوية الإدمصاص: ومنها سيليكات الماغنسيوم المنشط وأكسيد الألومونيوم المنشط والفحم المنشط وأكسيد الماغنسيوم.
- ٣- عوامل أخرى مثل درجة قطبية المواد المراد فصلها Eluents ودرجة قطبية المذيب ودرجة الحرارة وشكل وأبعاد العمود.


خطوات الفصل على أعمدة الكروماتوجرافى:

١- إعداد الأعمدة للفصل Column preparation

تكون أعمدة الفصل الكروماتوجرافى عادة من الزجاج بأطوال وأقطار مختلفة وعموما فإن الأعمدة الطويلة ذات الأقطار الصغيرة تعطى فصلا جيدا إذا ما قورنت بالأعمدة القصيرة ذات الأقطار الكبيرة. كما تستخدم العديد من المواد المائلة التي سيتم الفصل عليها لملئ أعمدة الفصل الكروماتوجرافى مثل الألومينا والسليكاجيل والسيلولوز حيث تحتاج هذه المواد الى معاملتها بالمذيب المناسب قبل التعبئة حيث تنتفخ جزيئات تلك المواد بالمذيب وتظل مستقرة بقاع إناء الإذابة. يثبت العمود بعد وضعة على حامل في وضع رأسي ثم يوضع بأسفله طبقة من الصوف الزجاجي ثم يملأ لثلاثة بالمذيب بعدها تسكب المادة المائلة المعدة من قبل على صورة معلق وذلك بمساعدة ماصة زجاجية أو محرك زجاجي لتفادى تكوين أى فقاعات هوائية



إعداد العامود للفصل الكروماتوجرافي



رسم توضيحي للعمود الكروماتوجرافى أثناء الفصل

بالعمود ثم يزال المذيب الزائد، يعقب ذلك إضافة دفعة جديدة من المادة المعلقة حتى يتم الوصول بالعمود الى الارتفاع المطلوب. يتم غسل العمود عدة مرات بالمذيب مع مراعاة ترك طبقة رقيقة من المذيب مقدارها ٠,٥ - ١ سم على السطح العلوي للعمود تفاديا لحدوث الجفاف.

ملحوظة هامة: لزيادة كفاءة الفصل على العمود يفضل إجراء عملية الترويق لأكثر من مرة حيث أن بقاء تلك الجزيئات الدقيقة ينتج عنه انسداد المسافات البينية بين الجزيئات المعبأة بداخل العمود مما يبطئ ويعيق عمليات الفصل.

٢- إضافة العينات على العمود Application of sample

يتم إعداد العينة المراد فصلها بإذابتها في كمية صغيرة من المذيب ثم تضاف الى سطح العمود بواسطة ماصة زجاجية أو سرنجة ثم يفتح صمام العمود من أسفل حتى تهبط العينة الى الطبقة التي أسفل سطح العمود مباشرة، ويضاف بعدها المذيب الطور المتحرك Mobile (phase) عن طريق سحاحة أو قمع فصل بمعدل ١٠ - ١٥ نقطة / الدقيقة، ويراعى ضبط معدل السريان للمذيب حتى لا يسمح لسطح العمود بالجفاف.

٣- إزالة الطبقات المفصولة داخل العمود Elution

تزال المركبات التي تم فصلها داخل العمود على صورة طبقات Bands وذلك باستخدام المذيب المناسب لكل طبقة (قد تعبر الطبقة عن مركب واحد أو مجموعة من المركبات المتشابهة في الخواص) ويستخدم في الفصل أغلب الأحيان خليط من المذيبات Mixture والتي

تسمح بإتاحة تدرج كبير في القطبية Polarity على طول العمود مما يساعد كثيرا في الفصل الجيد للمركبات وفقا للقاعدة المتعارف عليها في الفصل المتشابهات تذيب بعضها البعض ، Like dissolve like ، ويطلق على هذا النظام من الفصل الذي يتم فيه تغير في درجة قطبية المذيب كل فترة (على طول عمود الفصل) اسم الفصل المتدرج Gradient elution system في حين يطلق على الفصل الذي يتم فيه استخدام مذيب واحد طوال عملية الفصل اسم الفصل الموحد Isocratic elution system .

خواص بعض المذيبات شائعة الاستخدام في الفصل الكروماتوجرافي

اسم المذيب	قوة المذيب ϵ'	اللزوجة (cP, °C) ٢٥	امتصاص الأشعة UV (nm)	معامل الانكسار	نقطة الغليان (°C)
هكسان	٠,٠١	٠,٣٠	١٩٠	١,٣٧٢	٦٩
بنزين	٠,٣٢	٠,٦٥	٢٧٨	١,٥٠١	٨١
داي كلوروميثان	٠,٤٢	٠,٤١	٢٣٣	١,٤٢١	٤٠
١-بروبانول	٠,٨٢	١,٩٠	٢٤٠	١,٣٨٥	٩٧
نترا هيدروفيوران	٠,٨٢	٠,٤٦	٢١٢	١,٤٠٥	٦٦
إيثايل أسيتات	٠,٥٨	٠,٤٣	٢٥٦	١,٣٧٠	٧٧
كلوروفورم	٠,٤٠	٠,٥٣	٢٤٥	١,٤٤٣	٦١
داي أوكسان	٠,٥٦	١,٢	٢١٥	١,٤٢٠	١٠١
أسيون	٠,٥٦	٠,٣	٣٣٠	١,٣٥٦	٥٦
إيثانول	٠,٨٨	١,٠٨	٢١٠	١,٣٥٩	٧٨
حامض الأسيتيك	كبيرة	١,١٠	---	١,٣٧٠	١١٨
أسيونتريل	٠,٦٥	٠,٣٤	١٩٠	١,٣٤١	٨٢
ميثانول	٠,٩٥	٠,٥٤	٢٠٥	١,٣٢٦	٦٥
ماء	كبيرة جدا	٠,٨٩	---	١,٣٣٣	١٠٠

٤- الكشف عن المواد المفصولة

Detection of eluants

يتم تجميع كل طبقة من الطبقات المفصولة في أنبوبة منفصلة ليتم تحليلها بالطرق المناسبة للتعرف عليها أو لتحديد تركيزها، والتي عادة ما يستغل التحليل الطيفي لهذا الغرض كما هو الحال المتبع في التعرف على الأمينات والأحماض الأمينية وخلافة.

ملحوظة هامة:

هناك كثير من المركبات قابلة للتحلل أو الأكسدة بواسطة الضوء أو الهواء، لذلك أوجب الأمر حماية الأعمدة من الضوء بلفها بورق أسود أو طلائها باللون الأسود أو العمل في حيز مظلم من المعمل. أما بالنسبة للمواد التي تتأكسد بسهولة فيجب تخلص المذيبات من الهواء بإمرار تيار من النتروجين خلالها أو إضافة مواد مضادة للأكسدة بتركيزات منخفضة مثل Butylated hydroxy toluene (BHT) .

**الفصل الكروماتوجرافي للأحماض الأمينية في السوائل البيولوجية
على الأعمدة**
**Separation of amino acid in biological fluids by column
chromatography**

قد ينشأ العديد من الأمراض نتيجة حدوث خلل disorders أثناء عمليات التمثيل الحيوي للأحماض الأمينية Amino acid metabolism بداخل الجسم، مما يؤثر بدوره على نسب تواجد تلك المركبات بالسوائل البيولوجية المختلفة. لذلك تهدف هذه التجربة إلى فصل وتقدير نيتروجين الأحماض الأمينية amino acid nitrogen في واحد من السوائل البيولوجية الهامة بالجسم وهو البول Urine باستخدام طريقة الفصل الكروماتوجرافي على الأعمدة من النوع كروماتوجرافي التبادل الأيوني Ion exchange chromatography

الأدوات المستخدمة:

- عمود زجاجي (سحاحة) ٥ × ١ سم.
- صوف زجاجي Glass wool
- خلاط كهربية Blender
- قمع فصل
- أنابيب اختبار

المحاثيل اللازمة:

- المواد المألقة للعمود راتنج الديواكس (Dewex ٥٠x٨ ion exchange resin, H form, ٢٠٠-٤٠٠ mesh).

- محاليل لحامض الهيدروكلوريك ٢ ، ٠,٠١ عياري
- هيدروكسيد الصوديوم ٠,١ عياري
- دليل الفينوليفثالين ٠,٢٥ % في الكحول الإيثيلي.
- محلول النفثوكينون -٤- sodium β -naphthoquinone-sulphonate ٠,٥% في الماء المقطر، على أن يحضر هذا المحلول طازجا في خلال ١ ساعة قبل الاستخدام.
- محلول البوراكس (Sodium tetraborate) ٠,٢ %.
- كاشف الفورمالدهيد الحامضي: عبارة عن محلول حامض الهيدروكلوريك ٠,٣ عياري يحتوى اللتر منه على ٣ مل فورمالدهيد ٤٠%.
- ثيوكبريتات الصوديوم ٠,٠٥ عياري.
- محلول الأحماض الأمينية الأساسي Stock amino acid solution ٠,٢ ملليجرام/مل: يوزن ٥٣,٦ ملليجرام جليسين + ١٠٥ ملليجرام حامض الجلوتاميك وتذاب في محلول ٠,٢% بنزوات الصوديوم المذابة في حامض الهيدروكلوريك ٠,٧ عياري ويوصل الحجم النهائي إلى ١٠٠ مل.
- محلول الأحماض الأمينية القياسي للاستخدام Standard amino acid solution for use : خفف ٣ مل من المحلول الأساسي إلى ١٠٠ مل بواسطة محلول ٠,٢% بنزوات الصوديوم المذابة في حامض الهيدروكلوريك ٠,٧ عياري ، حيث يحتوى المليلتر من هذا المحلول على ٦ ميكروجرام نيتروجين حامض أميني.
- عينة البول الواقعة تحت الدراسة والتي يتم تجميعها على مدار ٢٤ ساعة ٢٤-hour urine specimen.

طريقة العمل:

١- تحضير عمود الفصل Column preparation

تذاب المواد المائلة للعمود راتنج الديواكس (Dewex ٥٠x٨ ion exchange resin, H form, ٢٠٠-٤٠٠ mesh) في الماء المقطر ، يثبت العمود الزجاجي في حامل رأسي ثم توضع طبقة من الصوف الزجاجية بأسفله ويملأ العمود بالمعلق ثم يغطى بطبقة من الصوف الزجاجي.

٢- فصل وإزالة الصبغات

Separation and elution of amino acid nitrogen

- يؤخذ ١٠ مل من عينة البول وتعديل درجة الحموضة لها pH ما بين ١-٢ باستخدام حامض الهيدروكلوريك ٠,٠١ عياري، ثم تضاف إلى العمود، مع مراعاة الاحتفاظ ببعض السائل فوق الصوف الزجاجي.
- يتم غسيل العمود مرتين الأولى باستخدام ٣ مل من محلول حامض الهيدروكلوريك ٠,٠١ عياري والثانية باستخدام الماء المقطر حتى تصل درجة الحموضة pH للسائل المزال من العمود elute إلى ٥ ، ويمكن الاستدلال على ذلك باستخدام ورق عباد الشمس.
- أضف ١ مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,١ عياري إلى العمود وينتظر حتى يصل إلى أسفل العمود عندئذ يضاف ١٠ مل أخرى من نفس المحلول والتي ينتج عنه تحول لون الراتنج المكون للعمود من اللون الفاتح light إلى اللون البني الغامق

dark brown (الصورة الصوديومية للراتنج Sodium form) يجمع ١٠ مل من السائل المزال من العمود eluate بعد استبعاد الـ ٣ مل الأولى في كأس زجاجي ثم يمرر فيها الهواء ٣٠ دقيقة بهدف إزالة الأمونيا.

- ينقل ١ مل من المحلول إلى ورق معياري سعة ٥٠ مل ثم يضاف ٣٥ مل ماء مقطر ويعاير المحلول بحامض الأيدروكلوريك ٢ عياري حتى يزال اللون القرنفلي pink لدليل الفينوليفثالين ثم يعاد اللون مرة أخرى بإضافة محلول الصودا الكاوية ٠,١ عياري، ويكمل المحلول بالماء المقطر حتى العلامة.

٣- تقدير النتروجين الأميني Amino acid determination

- ترقيم ثلاثة أنابيب اختبار (٦×١ بوصة) للعينة والمحلول القياسي وتجربة البلاذك على النحو التالي:

المكونات	رقم الأنبوبة
٥ مل مستخلص + ١ مل محلول بوراكس + ١ مل محلول النفثوكينون	١ (العينة)
٥ مل محلول قياسي + ١ مل محلول بوراكس + ١ مل محلول النفثوكينون	٢ (المحلول القياسي)
٥ مل ماء مقطر + ١ مل محلول بوراكس + ١ مل محلول النفثوكينون	٣ (الكنترول)

- تخلط محتويات الأنابيب جيدا ثم توضع على حمام مائي يغلى لمدة ١٠ دقائق ثم تزال بعدها وتوضع فى ماء بارد لمدة ٥ دقائق.
- تخفف محتويا الأنابيب بالماء المقطر حتى يصل الحجم النهائي إلى ١٣ مل ثم يضاف ١ مل من كاشف الفورمالدهيد + ١ مل من محلول ثيوكبريتات الصوديوم ٠,٠٥ عياري (بهدف تحميض الوسط وإزالة اللون للزائد من مادة النفثوكينون)، ويضبط الحجم النهائي للأنابيب بالماء المقطر إلى ٢٥ مل وتخلط جيدا ثم تترك الأنابيب ساكنة لمدة ٣٠ دقيقة.
- يقرأ الامتصاص الضوئي للأنابيب عند طول موجي ٤٧٠ - ٤٨٠ نانوميتر ثم تحسب كمية نتروجين الأحماض الأمينية على النحو التالي:

$$\text{تركيز نتروجين الأحماض الأمينية في العينة (ملليجرام/ عينة ٢٤ ساعة)} = \frac{\text{الامتصاص الضوئي للعينة}}{\text{الامتصاص الضوئي للمحلول القياسي}} \times 0.30 \times \frac{\text{حجم العينة}}{0.1}$$

الباب السابع

الفصل الكهربى

Electrophoresis

الفصل الكهربى Electrophoresis

نظرية الفصل:

تحمل الكثير من جزيئات المركبات البيولوجية شحنة أو شحنات كهربية electrical charge ، حيث تعتمد نوعية هذه الشحنات على نوع الجزيئات ودرجة حموضة أو قاعدية المحلول (رقم ال pH) ومكونات المحلول المذيب. وعند إمرار التيار الكهربى في المحلول المذيب تتحرك هذه الجزيئات المشحونة في المحلول باتجاه الأقطاب electrodes التي تحمل شحنة معاكسة لشحنتها. ولقد استخدمت هذه النظرية في الفصل الكهربى electrophoresis لفصل الجزيئات ذات الشحنات الكهربائية المختلفة.

تطور الفصل الكهربى:

يعد العالم السويدي تزيلبوس Tiselius أو من اكتشف هجرة البروتينات تحت تأثير المجال الكهربى فى الوسط السائل عام ١٩٣٨ م ، حيث استخدم لها الغرض أنبوبة زجاجية على شكل حرف U تحتوى على محلول منظم لفصل البروتينات خلاله عند مرور التيار الكهربى في المحلول بالأنبوبة، ثم أجرى بع ذلك كشفا على المحلول بفرعي الأنبوبة وذلك بقياس معامل انكسار المحلول Refractive index . وبالرغم من أهمية هذا الاكتشاف فى التعرف على تأثير الخواص الطبيعية للمحلول على تغير سريان البروتين به، إلا أنه لم يتمكن من فصل البروتينات عن بعضها فصلا كاملا حيث أثرت الجاذبية الأرضية على انتقال مناطق البروتينات المفصولة بالمحلول

وجعلتها تختلط مع بعضها البعض.

ولقد تم التغلب على هذه المشكلة باستخدام طريقة أخرى أمكن بها تحديد المناطق بواسطة الفصل على الألكترفوريسيس، حيث تم فيها وضع خليط من المواد المراد فصلها على هيئة نقطة على مسافة معينة من كلا القطبين الموضوعين، مما جعل الأجزاء البروتينية المختلفة والتي تتحرك بسرعات مختلفة تبتعد عن بعضها البعض وأمكن فصلها في اتجاه حركتها. وبالرغم من ذلك فقد بقيت هناك مشكلة كبيرة تمثلت في محاولة تثبيت هذه الأجزاء البروتينية المفصولة في الأماكن التي تحركت إليها حيث أنه كان من المحتمل أن يعاد انتشار هذه الجزيئات تلقائياً مرة أخرى داخل هذا المحلول مما تعذر معه استخدام هذه الطريقة بداخل المحلول الحر.

وللتغلب على ذلك بدأ التفكير في استخدام أوساط ثابتة لتكون بديلاً عن هذا الوسط الحر بحيث يجرى الفصل الكهربائي (الألكترفوريسيس) على مادة حاملة للمحلول المنظم الذي سيجري به الفصل مثل الورق والجيل. فعند استخدام الورق كوسط في الفصل الكهربائي فإن عملية التثبيت تتم بواسطة تجفيف الورق بسرعة في الفرن عند نهاية عملية الفصل. أما عند استخدام الجيل فإنه يوضع بسرعة في أحواض خاصة تحتوى على محاليل مثبتة بعد عملية الفصل الكهربائي والتي تعمل على ترسيب الأجزاء البروتينية المختلفة المفصولة بعد أن تكون قد تحركت في الاتجاه الصحيح ، وبهذا يمكن تحديد تلك المناطق والتي تكون على شكل خطوط أو دوائر Zones or bands وذلك على حسب الطريقة التي تم بها وضع العينة المراد فصلها في بداية التجربة.

جهاز الفصل الكهربى Electrophoresis apparatus

يتكون جهاز الفصل الكهربى بصفة عامة من الأجزاء الأساسية التالية:

١ - وحدة الألفترفوريسيس


عبارة عن وعاء من البلاستيك به حاجز فى منتصفه يقسمه إلى جزئين معزولين حيث يتصل الكترود من البلاتين بكل جزء ليكون إحداهما سالب والآخر سالب. وتغطى هذه الوحدة أثناء الفصل بغطاء شفاف وعازل يتم من خلاله المتابعة أثناء عملية الفصل. ويجد نظامان لهذه الوحدات:

- النظام الأفقى.. وفيه يكون نصفى الوعاء المحتويان على المحلول المنظم بجانب بعضهما البعض فى وضع أفقى كما هو الحال فى جهاز الفصل الكهربى باستخدام أسيتات السليولوز والأجاروز-جل.


- النظام الرأسى.. ويلاحظ به نصفى الوعاء المحتويان على المحلول المنظم يكون أحدهما فوق الآخر، حيث إن الجل يكون بينهما فى وضع رأسى كما هو الحال فى جهاز الفصل الكهربى باستخدام البولى أكريلاميد.

٢ - وحدة توليد القوة الكهربائية Power park


عبارة عن منظم للتيار الكهربى يتضمن وجود تيار كهربى مستمر DC وثابت الشدة وعملية مراقبة أو توجيه لسعة التيار والجهد




نظام الجيل الأفقي (Horizontal gel system)



نظام الجيل الرأسي (Vertical gel system)



تحميل العينات بواسطة الماصات متعددة القنوات
Samples loading in combs with a multichannel pipettor



وحدة توليد القوة الكهربائية
Power park


المستخدمان في الفصل الكهربى. وتقسم الأجهزة المستخدمة في عملية الألكترفوريسيس تبعا للجهد الكهربى المستخدم إلى:

- **أجهزة التشغيل بالجهد المنخفض:** وتستخدم عادة عند إجراء الفصل الكهربى للمركبات ذات الوزن الجزيئى الكبير وفيها تكون مجموعة توليد القوة فعالة باستخدام جهد يتراوح بين صفر إلى ٥٠٠ فولت وتيار تتراوح شدته بين صفر إلى ١٥٠ أمبير
- **أجهزة التشغيل بالجهد العالى:** وتستخدم عند إجراء الفصل الكهربى للمركبات ذات الوزن الجزيئى الصغير والتي يصعب فصلها بالنظام السابق وفيها تكون مجموعة توليد القوة فعالة باستخدام جهد عالى يصل إلى حوالى ١٠٠٠٠ فولت وشدة تيار مقدارها ٥٠٠ ملي أمبير مما يتيح معدلا أكبر للانتشار ووضوح وسرعة الفصل حيث تتراوح مدة التشغيل ما بين ١٠ - ٦٠ دقيقة. ونظرا لأن الجهد العالى المستخدم فى هذه الوحدات يولد حرارة مرتفعة مما يتطلب معه وجود أنظمة تبريد مباشرة للوسط الداعم والتي يتم إما عن طريق الغمر الكلى لأجزاء وحدة الألكترفوريسيس فى سائل عضوي يقوم بهذا الغرض مثل التولين Toluene أو الفارسول Varsol أو باستخدام أطباق التبريد (أطباق من الألومونيوم تحيط بالوسط الداعم و يمر خلالها الماء البارد الذي يتم ضخه من مضخة خارجية معدة لهذا الغرض).


٣- وحدات مكملة

نظرا لأنه فى أغلب الأحيان لا يمكن مشاهدة ورؤية الخطوط

أو الدوائر Zones or bands المكونة للجزيئات المفصولة بعد عملية الفصل الكهربية بالعين المجردة فإن ذلك يستدعى توافر وحدة الإضاءة Illuminator والتي تحتوى على مصدر للإضاءة المرئية UV وكذلك مصدر آخر للإضاءة فوق بنفسجية UV لإتمام هذا الغرض. وعقب مشاهدة الخطوط أو الدوائر Zones or bands المكونة للجزيئات المفصولة يتم التقاط صورة فوتوغرافية لها عن طريق وحدة التصوير المعدة لهذا الغرض والتي تتركب فى الحال فوق وحدة الإضاءة وتتكون من كاميرا بولارويد فورية مزودة بهود (كابينة مستطيلة أو مربعة) تحيط بالجل المراد تصويره من جميع الجوانب. ولقد تم حديثا إلحاق أجهزة الفصل الكهربى بوحدات التخطيط الفوتومتري Scanner والمتصلة بالحاسب الآلى المزود ببعض البرامج المتخصصة لهذا النظام من التحليل مثل Gel Pro III والتي يتم من خلالها إجراء كافة الحسابات لتقدير الخطوط أو الدوائر Zones or bands المكونة للجزيئات المفصولة كمياً (نسبة وجودها بالنسبة لبعضها البعض) وحساب أوزانها الجزيئية ورسم منحنى أو مخطط على حسب درجة تركيز الألوان إليكترونيا الخ.



إحداث التخطيط الفوتوميترى (Scanner)



وحدة التصوير (Polaroid Camera with Hood)

العوامل التي تؤثر على كفاءة الفصل باستخدام أجهزة الفصل الكهربى

أولاً: طبيعة الجزيئات المشحونة الممثلة للعينة المراد فصلها

- مقدار الشحنة على الجزيئات .. يزداد معدل هجرة الجزيئات المكونة للعينة فى المجال الكهربى أو بمعنى آخر سرعة الجذب نحو القطب الكهربى المعاكس لها فى الشحنة بزيادة مقدار الشحنة عليها ، والذي يعتمد بدرجة كبيرة على درجة الحموضة للوسط، وذلك حسب قانون الجذب الكهربى والذي ينص على أن شدة الجذب تتناسب مع مربع الشحنة.
- حجم الجزيئات .. ينخفض معدل الانتشار فى حالة الجزيئات الكبيرة مقارنة بالجزيئات الصغيرة نظراً لزيادة الاحتكاك والقوة الكهربائية الساكنة التي يبذلها الوسط الداعم المحيط.
- شكل الجزيئات .. لوحظ أن اختلاف شكل الجزيئات ذات الأحجام المتساوية يؤدي إلى حدوث اختلافاً واضحاً في معدل الانتشار ومرجع ذلك إلى الاختلاف في تأثير قوة الاحتكاك والقوة الكهربائية الساكنة التي يبذلها الوسط الداعم المحيط.

ثانياً: المحاليل المنظمة

- يجب مراعاة عدة نقاط عند اختيار المحلول المنظم الذي سيستخدم فى الفصل الكهربى والتي من أهمها:
- تركيب المحلول المنظم.. يراعى ألا تتفاعل مكونات المحلول المنظم مع مكونات المادة المراد فصلها كما هو الحال بالنسبة

لأيونات البورات Borate التي تكون مركبا معقدا مع السكريات، وبالتالي فلا يمكن استخدام محلول منظم من البورات اذا ما أريد فصل السكريات كهربيا. ومن أبرز المحاليل المنظمة التي تستخدم في الألكترفوريسيس الفورمات Fumate والخلات Acetate والسترات Citrate والباربيتون Barbitone والفوسفات Phosphate والترس Tris والبيريدين Pyridine.

- **درجة الحموضة للمحلول المنظم..** يعتمد اختيار الرقم الأيدروجيني pH للمحلول المنظم على مكونات المادة المراد فصلها، ولكن بصفة عامة فإن أفضل فصل يمكن الحصول عليه عندما يكون الرقم الأيدروجيني قريبا من نقطة التعادل الكهربى لأحد مكونات المادة المراد فصل مكوناتها. كما يجب ألا يحدث تغير في التركيب الكيميائي أو الطبيعي للمادة المراد فصل مكوناتها عند الرقم الأيدروجيني الذي تم اختياره للمحلول المنظم. وفي هذا السياق نذكر أن درجة تأين الأحماض العضوية تزداد بزيادة رجة الحموضة مما يكون له تأثير واضح على الهجرة في المجال الكهربائية. أما بالنسبة لبعض المركبات التي لها خواص حامضية وقاعدية (أمفوتيرية Amphotyric) كالأحماض الأمينية مثلا فإن التوجيه الفعلي لها يعتمد على درجة الحموضة للمحاليل المنظمة، ولعل هذه الخاصية تسمح باستخدام مجال واسع من درجات الحموضة (pH) في الفصل يتراوح بين ١ - ١١ لإتمام الفصل المطلوب.

- **تركيز المحلول المنظم..** يفضل أن يكون تركيز المحلول المنظم ما بين ٠,٠٥ - ٠,١٥ مولر، حيث أن عند استخدام محلول

منظم مرتفع التركيز (ذو قوة تأين عالية) فإن مقدار شدة التيار المحمول بواسطة المحلول المنظم سوف تزداد بينما تقل كمية التيار المحمولة بواسطة العينة، مما يؤدي إلى حدوث نقص في معدل الهجرة للجزيئات. هذا إضافة الى ما تحدثه قوة التأين العالية للمحلول المنظم من زيادة في شدة التيار مسببة ارتفاع في درجة الحرارة. كما يحدث عكس ذلك في حالة استخدام محلول منظم منخفض التركيز (ذو قوة تأين منخفضة).

ثالثاً: المجال الكهربى

يتأثر فصل الأيونات فى المجال الكهربى بالعناصر الثلاثة المكونة للمجال الكهربى وهى شدة التيار بالأمبير (A) وفرق الجهد بالفولت (V) والمقاومة بالأوم (R) ، والتى يحكمها جميعاً قانون أوم:

$$A = V/R$$

فعند توصيل التيار الكهربى بين قطبي الجهاز داخليا بواسطة المحلول المنظم وأيونات العينة فإن معدل الهجرة فى المجال الكهربى يتناسب طردياً مع شدة التيار. لذلك فإن ذلك يستلزم استخدام تيار مستمر DC والمحافظة على قيمة ثابتة للتيار . كذلك لوحظ أن معدل الهجرة فى المجال الكهربى يتناسب عكسياً مع المقاومة التى تعتمد أساساً على نوعية وحجم الوسط الداعم وقوة التأين للمحلول المنظم. ويراعى تأثير العناصر الثلاثة المكونة للمجال الكهربى بدرجة الحرارة، حيث لوحظ أن زيادة درجة الحرارة أثناء إجراء عملية الفصل الكهربى يتسبب فى حدوث نقصان فى مقدار المقاومة وفى ثبات

الجهد وزيادة فى شدة التيار، والتي تتسبب فى حدوث زيادة فى تبخر المذيب من على الوسط الداعم، وما يستتبع ذلك من حدوث جفاف لهذا الوسط، وبالتالي خلل فى الفصل.

رابعاً: الوسط الداعم

ويقصد به الوسط الذي يتم عليه فصل العينة، ولتركيب هذا الوسط عدة تأثيرات على معدل هجرة الجزيئات فى المجال الكهربى تتمثل فى:

- **الإدمصاص..** قد يحدث ادمصاص لجزيئات العينة بواسطة الوسط الداعم كما هو الحال عند استخدام الورق لهذا الغرض، مما يؤدى الى تقليل معدل هجرة الجزيئات فى المجال الكهربى.
- **درجة الحرارة..** تؤثر درجة الحرارة على مقاومة الوسط الداعم وما يستتبعه ذلك من حدوث تغير فى شدة التيار سوف تؤثر على سرعة هجرة الجزيئات فى المجال الكهربى. ويحدث ذلك بوضوح فى حالة ارتفاع درجة الحرارة عن ٥٥ درجة مئوية والتي تؤدى الى حدوث تغير فى الخواص الطبيعية للعينة مثل تخثر البروتين Denaturation مما يفقده بعض خواصه الطبيعية، أو قد يتسبب ذلك فى ترسب البروتين على الوسط الداعم ويلتصق عليه، ومن ثم تتغير سرعة الهجرة فى المجال الكهربى. هذا إضافة إلى ما قد تحدثه درجة الحرارة من تأثير مباشر على درجة تأين بعض المواد فى الوسط، وما يستتبعه ذلك من من تغيير فى درجة الحموضة (pH) للمحلول المنظم، وبالتالي تأثر سرعة جزيئات العينة على الوسط الداعم.

- القوة الكهربائية الداخلة .. تحدث هذه الظاهرة عند استخدام مادتين مختلفتين كيميائياً مثل الماء (كأحد مكونات المحلول المنظم) والورق (كوسط داعم)، حيث يؤدي ذلك إلى حدوث تأين نسبي لهما تحت تأثير المجال الكهربائي، خاصة بالنسبة للماء، حيث أن الورق ثابت والماء سهل الحركة. ونتيجة لذلك تتجه جزيئات الماء ناحية المهبط حاملة معها الأيونات الموجبة للمحلول المنظم وهو اتجاه معاكس لحركة الجزيئات المهاجرة في اتجاه المصعد، حيث يطلق على الحركة العكسية لأيونات المحلول المنظم بالقوة الكهربائية الداخلة أو الأسموزية الداخلة.

المواد المستخدمة كوسط داعم Supporting media


١- ورق الترشيح Filter paper .. يعتبر الورق من أوائل المواد التي استخدمت في الفصل الكهربائي (الأكترفوريسيس) حيث يطلق على النظام في هذه الحالة Paper electrophoresis . ويتميز الورق برخص ثمنه مقارنة بالمواد الأخرى المستخدمة الآن، إلا أن الفصل الكهربائي باستخدام الورق ينتابه العديد من العيوب منها حدوث خلط بين مناطق المواد المفصولة عليها نتيجة حدوث ادمصاص لجزيئاتها على السيليلوز، كذلك يحتاج إلى فرق جهد مرتفع. كما أنها طريقة بطيئة وتحتاج كمية من المادة المراد فصلها أكبر مما تحتاجه الطرق الأخرى.

٢- خلاط السليولوز Cellulose acetate .. تحضر خلاط السليولوز الخام من معاملة السليولوز باندريد حامض الخليك Acetic anhydride ثم تشكل العجينة الناتجة إلى رقائق رفيعة جداً.


وتستخدم رقائق خلات السليولوز بكثرة فى عمليات الفصل الكهربى لما لها من ممزات عدة منها:

- تحتاج الى كمية صغيرة جدا من العينة تقدر بحوالى ١ - ١٠ ميكروميتر.
- قصر الوقت اللازم لإتمام عملية الفصل والذى يتراوح بين ٢٥ - ٤٠ دقيقة.
- يمكن بعد اجراء عملية الصباغة جعل الشريحة شفافة مما يساعد على استخدام جهاز تقدير الجزيئات المفصولة كميًا Scanner وعمل رسم مخطط أو منحنى على حسب درجة تركيز اللون اتوماتيكيا.

٣- **الأجار -جل Agarose-gel ..** يستخدم الأجاروز - جل حديثا على نطاق واسع فى عمليات الفصل بالأكترفوريسيس حيث أنه يحضر من الأجار Agar والذى يتكون من مكونين على الأقل هما الأجاروبكتين Agaropectin والأجاروز Agarose . ويحتوى الأجاروبكتين على مجموعات قابلة للتأين مثل الكبريتات والكربوكسيل بينما لا يحتوى الأجاروز على أى مجموعات قابلة للتأين لذلك فهو متعادل كهربيا Non-ionic



الفصل بالإلكتروفوريسيس على الورق بالطريقة الأفقية



الفصل بالإلكتروفوريسيس على الورق بطريقة الغمر

component of agar . يحضر الأجار للفصل الألكتروفوريسيس بتركيز ١% فى المحلول المنظم وذلك بالتسخين على حمام مائى عند درجة حرارة ٩٥ درجة مئوية لمدة ١٠ دقائق أو باستخدام فرن الميكرويف لمدة ثوانى. وفى كل الأحوال يفضل عدم الغليان حتى لا تتبخر كمية المحلول المنظم ويتغير التركيز. ويتميز الفصل فى المجال الكهربى بالعديد من المميزات الهامة جعلت منه أكثر الأوساط الداعمة انتشارا منها:

- صغر حجم العينة التى تستخدم لغرض الفصل.
- طبقة الأجاروز-جل عديمة اللون وشفافة مما يسهل من ملاحظة ومتابعة مكونات العينة بسهولة ، وكذلك اذا ما أريد إجراء تخطيط Scanning لرسم منحنى يوضح أماكن الجزيئات المفصولة ونسبتها لبعضها البعض.
- يمكن تجفيف طبقة الأجار وبذا يمكن الإحتفاظ بنموذج الفصل والرجوع إليه عند الضرورة.
- تستغرق عملية الفصل على طبقة الأجار وقتا أقصر ، حوالى ٩٠ دقيقة فقط، اذا ما قورنت بالفصل على الورق والذي يستغرق ١٤-٢٠ ساعة فى المعتاد.

٤- بولى أكريلاميد-جل Polyacrylamide gel .. يعد استخدام البولى أكريلاميد-جل فى الفصل الكهربى من أكثر الطرق استخداما وأكثرها دقة لمميزات عدة منها:

- طبقة البولى أكريلاميد-جل عديمة اللون وشفافة مما يسهل من ملاحظة ومتابعة مكونات العينة بسهولة ، وكذلك توضيح

الجزئيات المفصولة ونسبة وجودها بالنسبة لبعضها البعض وذلك باستخدام التخطيط الفوتومتري Scanning بالضوء العادي أو بالأشعة فوق بنفسجية.

- يمكن تحضير البولى أكريلاميد-جل بتركيزات مختلفة تتراوح ما بين ٢-١٠ % وزن/حجم، حيث تزيد المافة بين جزئيات الجل كلما قل تركيزه وتقل المسافة كلما زاد التركيز، مما يسمح باستخدام التركيز المناسب من البولى أكريلاميد-جل تبعاً لنوع المادة المراد فصل مكوناتها.

الفصل الكهربى لبر وتينات البلازما على رقائى من الأجاروز جل

Electrophoresis separation of plasma protein on agarose gel films

نظرية العمل:

تتحمل جزيئات البروتينات طبيعيا بشحنات كهربية تختلف نوعيتها وكميتها عند رقم هيدروجيني محدد تبعا لنوعية البروتين، فعند مرور التيار الكهربى فى محاليل تلك الجزيئات فإنها تتجه باتجاه الأقطاب المعاكسة لها فى الشحنة، ويمكن إظهار أماكن الجزيئات البروتينية المفصولة على الجل بصبغها ثم تقدير كميتها طيفيا.

الأدوات المستخدمة:

- جهاز الكترولفوريسيس (وحدات الصب - منظم التيار الكهربى) مع كافة مشتملاته.
 - أنابيب شعريّة من النوع المعامل بالهيبارين Heparinized capillary tubes
 - أبر خاصة معقمة Lancets
 - جهاز طرد مركزي Centrifuge
 - أحواض صبغ
 - جهاز سبكتروفوتوميتر Spectrophotometer
 - عينات البلازما
- المحاليل اللازمة:
- المحلول المنظم: يوزن ١,٨٣ جرام من حامض الباربيتال

Barbituric acid في كأس زجاجي نظيف ثم يضاف الى الكأس كمية من الماء المقطر مع التقليب المستمر حتى تمام الذوبان (في حالة عدم الذوبان الكامل يمكن وضع الكأس المحتوي على الحامض في حمام مائي درجة حرارته ٤٠ - ٥٠ درجة مئوية)، ثم يضاف إلى الكأس ١٠,٣ جرام من مادة داي إيثيل باربيتورات الصوديوم Sodium diethyl barbiturate بالتدريج مع التقليب. تنقل محتويات الكأس كميا إلى دورق معياري ١ لتر ثم يكمل الى العلامة بالماء المقطر. يضبط الرقم الأيدروجيني للمحلول الى ٨,٦ (pH = ٨,٦) باستخدام أحد المحاليل التالية:

- **محلول حامض الهيدروكلوريك ٠,١ عياري (HCl ٠,١ N):**
يحضر بإضافة ٥٠ مل من الماء المقطر إلى دورق معياري سعة ١٠٠ مل ثم يضاف بحذر على جدار الدورق ٨,٦ مل من حامض الهيدروكلوريك المركز مع التقليب ثم يكمل الدورق إلى العلامة بالماء المقطر.

- **محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,١ عياري (NaOH ٠,١ N):**
يحضر بإذابة ٤ جرام من بللورات هيدروكسيد الصوديوم في ١٠٠ مل من الماء المقطر.

- **محلول الغسيل:** يمكن استخدام أحد المحاليل التالية:

محلول حامض الخليك ٢ % : يحضر بخلط ٢٠ مل من حامض الخليك المركز مع ٩٨٠ مل من الماء المقطر.

محلول حامض الخليك وكحول الإيثانول: يحضر بخلط حامض الخليك وكحول الإيثانول والماء المقطر بنسب ٢ : ٩ : ٩ على

الترتيب.

- **محلول الصبغة:** يمكن استخدام أحد المحاليل التالية:
محلول صبغة أسود الأميد Amido black B أو محلول صبغة أزرق الكومازى بريليانر Commassie brilliant blue والذي يحضر على النحو التالي:
يضاف الى ١,٢٥ جم من الصبغة ١١٢,٥ مل من كحول الإيثانول + ٢٥ مل من حامض الخليك + ١١٢,٥ مل من الماء المقطر ليصبح الحجم النهائي لمحلول الصبغة ٢٥٠ مل .
- **محلول الإزالة Eluent :** محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,٠٢ عيارى (٠,٠٢ N NaOH) والذي يحضر بإذابة ٠,٨ جرام من بلورات هيدروكسيد الصوديوم فى لتر من الماء المقطر.
- **محلول التثبيت:** محلول حامض الخليك ٥ % والذي يحضر بخلط ٥٠ مل من حامض الخليك المركز مع ٩٥٠ مل من الماء المقطر.
- **محلول الأجاروز:** يوزن ١ جم من الأجاروز النقي في دورق مخروطي ثم يضاف إليه ٥٠ مل من الماء المقطر و ٥٠ مل من المحلول المنظم ويتم الإذابة بأحد الطرق التالية: استخدام حمام مائي عند درجة حرارة ٩٥ درجة مئوية لبضع دقائق أو الوضع فى فرن الميكروويف لبضع ثوان حتى يتم الذوبان الكامل ويصبح المحلول متجانسا.

طريقة العمل:

١ - تجهيز الجل:

- توضع خلايا الصب الخاصة بجهاز الـأكترفوريسيس فى وضع أفقى تماما على البنش ويتم التأكد من ذلك باستخدام ميزان المياه المخصص لهذا الغرض ثم توضع الأمشاط Combs فى المكان المخصص لذلك لإحداث التجاويف الخاصة بوضع العينات ويصب محلول الأجاروز بنظام مع تجنب عدم تكون فقائيع أثناء عملية الصب، وتترك الخلايا لتبرد.
- تنزع الأمشاط باحتراس ويوضع الجل فى مكانة المخصص بوعاء جهاز الفصل الكهربى (يلاحظ أن تكون تجاويف وضع العينات جهة القطب السالب) ويضاف المحلول المنظم إلي الوعاء حتى تمام تغطية الجل.

٢ - وضع العينات:

توضع ٥ - ١٠ ميكروليتر ($5 - 10 \mu l$) من عينات البلازما المراد فصلها فى تجاويف وضع العينات على الجل باستخدام ماصة ميكروميتريّة مع ملاحظة عدم لمس الجل المحيط بالتجويف وعدم فيضان العينة خارج التجويف ثم يضاف الى كل تجويف ٥ ميكروليتر من صبغة أزرق البروموفينول وذلك بهدف تتبع حركة البروتينات على الجل.

٣ - الفصل الكهربى:

ضع الغطاء على وعاء جهاز الفصل الكهربى مع ضرورة

مراعاة أن تكون الجهة من الغطاء المكتوب عليها (+) مطابقة للقطب الموجب (في حالة مخالفة ذلك فلن يمر التيار الكهربى) ويتم التشغيل لإجراء عملية الفصل الكهربى لمدة ٣٠ - ٦٠ دقيقة باستخدام جهد ثابت ١٢٠ فولت و تيار مقداره ٢ مللى أمبير.

٤- التثبيت:

بعد انقضاء المدة المقررة للفصل يرفع غطاء الجهاز وينقل الجل الى محلول التثبيت (حامض الخليك ٥ %) بهدف تثبيت المناطق البروتينية المفصولة على الآجار جل.

٥- الصباغة:

تجرى صباغة الجل بوضعة فى محلول الصبغة (أسود الأميد) لمدة ١٥ دقيقة حيث تمتص البروتينات المفصولة كمية من الصبغة تتناسب مع تركيزها.

٦- الغسيل:

ينقل الجل بعد انتهاء عملية الصبغ إلى حوض به محلول الغسيل (حامض الخليك ٢ %) حيث تكرر عملية الغسيل الى أن تصبح الشرائح شفافة ولا يظهر عليها سوى الأجزاء البروتينية المصبوغة التي تم فصلها ويتم تصويرها باستخدام كاميرات تصوير البولارويد المخصصة لذلك.

٧- التقدير الكمي:

- لإجراء التقدير الكمي لأجزاء البروتينات المفصولة، تقطع أجزاء الجل لكل بروتين على حده (الألبومين Albumine - ألفا ١

جلوبيولين α_1 -globuline ، ألفا ٢ جلوبيولين α_2 -globuline ، بيتا جلوبيولين β -globuline حيث توضع كل منها فى أنبوبة اختبار ويضاف الى كل أنبوبة ٢ مل من محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠,٠٢ عيارى ، وتوضع الأنابيب لمدة ٣٠ دقيقة فى حمام مائى على درجة ٣٧ درجة مئوية مع الرج الخفيف من وقت لآخر حتى يتم التأكد من استخلاص الصبغة فى المحلول.

- يتم تقدير الكثافة الضوئية لكل أنبوبة على حدة باستخدام جهاز الإسبكتروفوتوميتر Spectrophotometer على طول موجى ٦١٠ نانوميتر (٦١٩ nm) والذي يتم ضبط قراءته على الصفر باستخدام الماء المقطر.

- يقدر تركيز كل بروتين على حده باستخدام المعادلة التالية:

$\frac{\text{الكثافة الضوئية للبروتين المفصول A على حده} \times \text{البروتين الكلى}}{\text{مجموع الكثافات الضوئية للأجزاء البروتينية المفصلة بذات العينة}} = \text{تركيز البروتين المفصول فى العينة A}$	$\text{تركيز البروتين المفصول فى العينة A} =$
---	---

الفصل الكهربى على أعمدة من البولى أكريلاميد-جل Polyacrylamide gel electrophoresis

الأدوات المستخدمة:

- أنابيب زجاجية مفتوحة الطرفين ذات أبعاد ٠,٦ × ٥,٥ سم.
- أغشية بارافيلم Parafilm
- مخابير زجاجية بأحجام مختلفة ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٥٠٠ ، ١٠٠٠ مل.
- ساق زجاجية.
- جهاز ضبط الرقم الأيدروجينى pH meter
- جهاز الفصل الكهربى على أعمدة (الالكترفوريسيس) بجميع وحداته.

المحاليل المستخدمة:

- محلول الأكريلاميد.. يذاب ١٥ جرام من الأكريلاميد Acrylamide فى قليل من الماء المقطر ثم يضاف اليه ٠,٣٧٥ جرام بس-أكريلاميد Bis acrylamide، ثم يكمل حجم المحلول الى ١٠٠ مل بالماء المقطر ويرج جيدا للتجانس.
- المحلول المنظم المركز.. ويحضر بإذابة المكونات التالية فى ٥٠٠ مل ماء مقطر:

اسم المكون	الكمية بالجرام	التركيز النهائي بالمحلول
تريس Tris	٢١,٧	٣٦ ملليمول
فوسفات الصوديوم ثنائية الأيدروجين Sod. Dihydrogen phosphate. ٢ H ₂ O	٢٣,٤	٣٠ ملليمول

ثم يضبط الرقم الأيدروجيني للمحلول السابق الى ٧,٦ وذلك باستخدام أيدروكسيد الصوديوم أو حامض الأيدروكلوريك ٠,١ مولر ليصل رقم الـ pH الى ٧,٦ - ٧,٨ على درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية، ثم يكمل حجم المحلول الى لتر باستخدام الماء المقطر.

طريقة العمل:

١- تحضير الجل:

يحضر الجل بالتركيز المطلوب والذي يعبر عنه بالتركيز المئوي (وزن - حجم) للأكريلاميد بالجل وذلك وفق الجدول التالي:

٥,٠	٥,٠	٥,٠	٥,٠	محلول الأكريلاميد (مل)
٢,٠	٣,٠	٦,٢٥	٦,٨	المحلول المنظم المركز (مل)
٢,٧	٦,٧	١٩,٧	٢٢,٠	ماء مقطر (مل)
٧,٥	٥,٠	٢,٤	٢,٢٠	تركيز الجل الناتج

ثم يضاف لمحلول الأكريلاميد ٢٥ ميكرومتر من N,N,N,N,



tetramethyl ethylene diamine (TEMED) مع الخلط بساق زجاجية ثم يضاف ٠,٢٥ مل من محلول فوق كبريتات الأمونيوم ١٠ % Ammonium persulphate والمحضر حديثاً، ثم يخلط المحلول جيداً.

٢- أعداد أعمدة الفصل:

تحضر أنابيب زجاجية مفتوحة الطرفين وذات أبعاد ٠,٦ × ٨,٥ سم وتسد من أسفل بغشاء البارافيلم Parafilm ثم توضع رأسياً في حامل أنابيب. تملأ الأنابيب بسرعة بمحلول الأكريلاميد لإرتفاع يصل إلى ٧ سم بالماصة، ثم يغطى سطح الأنابيب بحرص بطبقة رقيقة من الماء المقطر وذلك لجعل سطح الجل مسطح تماماً. ورغم أن الجل يتماسك في خلال بضعة دقائق إلا أنه يفضل تركه لمدة ساعة على درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

٣- الفصل الكهربائي:

تزال أغشية البارافيلم من أسفل أنابيب الجل السابق تجهيزها ثم تتركب في أماكنها المحددة بجهاز الألكتروفوريسيس ثم يضاف محلول العينة فوق سطح الجل. ويراعى أولاً تجهيز محلول العينة قبل وضعها فوق سطح الجل بإضافة سكر السكروز إليها ليصبح تركيزه ١٠ % حتى تكون كثافة محلول العينة أكبر من كثافة المحلول المنظم بجهاز الفصل وبالتالي لا يحدث انتشار للعينة إلى المحلول المنظم خارج الأنبوبة. ثم



الفصل بالأكترافوريسيس بنظام العمود

(Column electrophoresis apparatus)

يضاف أيضا إلى محلول العينة ١٠٠ ميكروليتر من محلول البروموفينول الأزرق (BPB) والتي تعمل

كدليل على انتهاء الفصل الكهربى عند سريانها للنهاية السفلى لعمود الجل. يضبط منظم التيار الكهربى بجهاز الفصل بحيث يكون ٥ مللى أمبير لكل جل، وعقب انتهاء الفصل تنزع أنابيب الجل من الجهاز ثم يدفع بها ماء لإخراج الجل منها.

٤ - الصبغة:

يتم وضع الجل بعد ذلك فى محلول الصبغة المناسب لمدة ساعة تقريباً، ثم يتم غسيل الجل بالمحلول المناسب لإزالة الصبغة الزائدة. يتم ملاحظة الجزيئات المفصولة ونسبة وجودها بالنسبة لبعضها البعض وذلك باستخدام التخطيط الفوتومتري Scanning بالضوء العادى أو بالأشعة فوق بنفسجية أيهما أنسب.

الباب الثامن

طرق التقدير اللوني والطيفي للمركبات الحيوية

Colourimetry and Spectrophotometry

طرق التقدير اللوني والطيفي للمركبات الحيوية


Colourimetry and Spectrophotometry

يلجأ الباحثون والعاملون في مجالات عديدة إلى قياس كمية من مركب أو مجموعة من المركبات التي توجد معا في محلول ما . وتعتبر طريقة التقدير اللوني (Colourimetry) من أكثر الطرق البيوكيميائية المستخدمة شيوعا في هذا التقدير. حيث تعتمد هذه الطرق على خاصية امتصاص المحلول الملون لبعض أطوال موجات الضوء _ أكثر من غيرها وذلك عند مرور الضوء الأبيض (المرئي) بها. كما أن هناك الكثير من المركبات غير الملونة والتي يمكن جعلها تمتص الضوء في نطاق الضوء المرئي (visible region) ، وذلك بعد تفاعلها مع كواشف كيميائية مناسبة suitable reagents ، حيث تكون هذه التفاعلات متخصصة وحساسة لدرجة كبيرة يمكن بواسطتها قياس كميات وتركيزات متناهية في الصغر. كذلك فإن من أهم مميزات هذه الطريقة أنها لا تستدعي فصل المركب المراد تقديره إذا ما كان مخلوط مع مركبات أخرى في المحلول. والمثال على ذلك هو تقدير كمية الجلوكوز ببلازما الدم دون اللجوء الى فصل باقى المكونات الأخرى.

قانون بير - لامبرت The Beer - Lambert Law

عند مرور شعاع ضوئي ذو طول موجي واحد Mono chromatic light ذو كثافة ضوئية I₀ خلال محلول ما في وعاء شفاف مثل خلية من الكوارتز أو السليكا فإن بعضا من هذا الضوء

يتمص. لذا نجد أن كثافة الضوء النافذ I تقل عن كثافة الضوء الساقط I_0 . كما هو موضح بالشكل التالي:



كما أن كمية ضئيلة جدا من الضوء الساقط تفقد كنتيجة للتشتت بواسطة جزيئات المحلول وكذلك الانعكاس على الأسطح الفاصلة .

إن العلاقة بين I_0 , I تعتمد على طول المسافة المار بها الضوء في المحلول l كما قال لامبرت وكذلك على تركيز المحلول c كما قال بير.

$$I = I_0 e^{-K, C} \quad (\text{Beer's law}).$$

$$I = I_0 e^{-K, L} \quad (\text{Lambert's law}).$$

وبدمج القانونين معا نحصل على قانون بير-لامبرت

$$I = I_0 e^{-K, CL} \quad (\text{Beer-Lambert law}).$$

وتعرف النسبة بين كثافة الضوء النافذ إلى كثافة الضوء الساقط بالنفذية Transmittance والتي يعبر عنها في القانون السابق كالتالي:

$$T = I / I_0 = e^{-K \cdot CL} \quad (\text{Beer-Lambert law})$$

وبأخذ اللوغاريتم للنفذية تصبح المعادلة على النحو التالي:

$$\log_e I_0 / I = K \cdot CL$$

وبتحويل المعادلة السابقة إلى لوغاريتم للأساس ١٠ تصبح كالتالي:

$$\log_{10} I_0 / I = 2,303 K \cdot CL$$

وحيث أن حاصل ضرب الثابت K في الرقم ٢,٣٠٣ ينتج رقم ثابت جديد هو K فتصبح المعادلة كالتالي:


$$\log_{10} I_0 / I = KCL$$

ويسمى $\log_{10} I_0 / I$ بالامتصاص Absorbance (Abs) أو Extinction (E) وتكتب المعادلة على النحو التالي:

$$\text{Abs} = E = KCL$$

ويلاحظ أنه عند تطبيق قانون بير - لامبرت Beer-Lambert Law عمليا بحيث يكون المتغيرات هما التركيز والامتصاص مع تثبيت طول المسافة التي يمر بها الضوء I والتي تمثل عرض الخلية المحتوية على المحلول. ثم تمثيل العلاقة بين الامتصاص (E) وتركيز المحلول (c) بيانيا فإننا نحصل على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل، بينما إذا رسمت العلاقة بين النفذية (%T) والتركيز (c) لنفس المحلول فإننا نحصل على منحنى.

ويلاحظ أن أغلب أجهزة القياس اللونى Colourimeters والإلكتروفوتومتري والمعمـروف بالقياس الطيفى Spectrophotometers تحتوى على تدريجين أحدهما تدريج عادى يمثل النفاذية % والآخر تدريج لوغاريتمى يمثل الإمتصاص Exinction كما هو موضح بالأشكال التالية:



العلاقة بين النفاذية والامتصاص

الامتصاص (E) = 2 - لوغاريتم النفاذية أو لوغاريتم ١٠٠ / النفاذية

وتستخدم العلاقة بين قراءات التدرج اللوغاريتمي والتركيز في رسم المنحنى القياسي لمادة ما كما هو موضح بالشكل السابق والتي من الممكن استخدامه في معرفة تركيز محلول مجهول التركيز من هذه المادة وذلك إذا ما قيس امتصاصها Exinction للضوء عند طول الموجة التي يتم إعداد المنحنى القياسي عندها، أي تحت نفس الظروف.

ملحوظة هامة:


عند قياس محاليل المواد بالأجهزة السابقة فإنه يجب مراعاة عدة نقاط هامة منها :

- ١- يجب القياس عند طول موجة معينه وهى طول الموجة التي يكون عندها أقصى قدرة لامتصاص الضوء (Maximum absorption) تكون أكثر حساسية .
- ٢- يجب أن تقدر الكثافة اللونية للمحلول خلال مدة زمنية محددة لا تتعدها تبعا لنوع المحلول المراد قياسه لكي تكون الناتج قياسية دقيقة.
- ٣- يجب أن يكون المحلول مركزا جدا بحيث يمتص جميع الضوء الساقط عليه قدر الإمكان.

قياس درجة الامتصاص الضوئي للمحاليل

أولاً: القياس الفوتوميترى Photometry

يعتمد القياس اللوني الأولى على العين المجردة في التمييز بين الألوان حيث يقارن لون المحلول المجهول التركيز بألوان عدد من المحاليل الأخرى معلومة التركيز، فإذا تشابه لون المحلول المجهول مع أحد هذه المحاليل المعلومة فإنه يكون مساوياً له في التركيز. ومن الطبيعي أن هذه الطريقة ليست دقيقة غير أنها تحتاج إلى تحضير عدد من المحاليل المعلومة التركيز في كل مرة، لذلك فقد أصبحت هذه الطريقة غير مستخدمة منذ سنوات عديدة. وحيث أن الخلية الضوئية الكهربية Photoelectric cell تفوق العين المجردة في تقدير الكثافة اللونية والضوئية فقد لجأ إلى استخدامها في أجهزة القياس اللوني كما سيرد شرحه فيما يلي.



جهاز الفوتوميتر Photoelectric colorimeter

بالنظر إلى الشكل السابق والذي يوضح شكلاً توضيحياً لجهاز الفوتوميتر ومكوناته حيث يلاحظ أن الضوء المنبعث من مصدر ضوئي ينفذ من ثقب في حائل، ثم يمر فلتر زجاجي ملون يعمل

مرشح للضوء وهذا الفلتر لا يسمح إلا للأشعة الضوئية ذات أطوال موجية معينة بالمرور خلاله، وهذا يعتمد على كل من لون الفلتر ولون المحلول المراد قياسه .

مثال :

إذا كان المحلول المراد قياس الامتصاص له ذو لون أزرق فإنه يوضع فلتر زجاجي أحمر اللون حيث يختار لون الفلتر بحيث يكون مكملًا للون المحلول كما هو مذكور بالجدول التالي:

العلاقة بين لون المحلول ولون الفلتر المطلوب اختياره

لون الفلتر المطلوب	لون المحلول المراد قياسه
أزرق - أزرق مخضر	أحمر - برتقال
أحمر	أزرق
أحمر	أخضر
أخضر	بنفسجي
بنفسجي	أصفر

ثم يمر الشعاع النافذ من الفلتر خلال المحلول الموضوع في خلية من الكوارتز أو السليكا (ذات أبعاد $1 \times 1 \times 3$ سم عادة) حيث يمتص المحلول بعضًا من الضوء الساقط، وينفذ البعض الآخر من المحلول ليسقط على الخلية الضوئية Photo cell حيث ينتج عنه تيار


كهربى تتناسب كميته مع كمية الضوء الساقط على الخلية الضوئية حيث يمكن بسهولة قياس كمية هذا التيار الكهربى بواسطة جلفانومتر.

ورغم ذلك فإن هذه الأجهزة قليلة الاستعمال فى الوقت الحالى حيث قد تم تطويرها واستبدلت بالإسبكتروفوتومترات والتى تعرف بأجهزة القياس الطيفى.

ثانيا: القياس الطيفى (سبكتروفوتومتري)

Spectrophotometry

تتميز أجهزة القياس الطيفى العادية بوجود منشور Prism لتحليل الضوء إلى أطوال مختلفة من الموجات، حيث يمكن فصل كل طول موجى عن الآخر على حدة وذلك بتمرير الضوء المحلل الذى يعرف بالطيف spectrum خلال فتحة ضيقة slit تسمح بمرور طول موجى واحد monochromatic light كما هو موضح بالشكل التالى:




جهاز القياس الطيفى (سبكتروفوتومتري)

Spectrophotometry

وتتمتاز أغلب أجهزة الإسبكتروفوتومترات بأنها تكون مزودة بمصدر آخر للإشعاع الضوئي الفوق بنفسجي UV-lamp حيث أن بعض المواد (غالبا الغير ملونه) تمتص الضوء الفوق بنفسجي بدرجة كبيرة عند أطوال موجات تختلف باختلاف المادة .

والمثال على ذلك، يمتص محلول الأحماض النووية الضوء فوق البنفسجي لدرجة كبيرة عند موجة ضوئية طولها ٢٦٠ نانومتر (nm)، وتمتص محاليل البروتينيات الضوء فوق البنفسجي عند موجة ضوئية طولها ٢٨٠ نانومتر بينما حمض اليوريك uric acid فإنه يمتص الضوء عند طول الموجة ٢٩٣ نانومتر وذلك فى الوسط القلوى. $pH = ٩,٠$

ولمعرفة طول موجة الضوء التي يحدث عندها أكبر امتصاص للضوء من قبل مادة ما يرسم منحنى امتصاص Absorption spectrum لمحلول هذه المادة كما هو موضح بالشكل التالي والذي يوضح الامتصاص الضوئي لمحلول NAD المختزل والمؤكسد:



منحنى الامتصاص الضوئي لمحلول الـ NAD المختزل والمؤكسد


حيث يتم الرسم لهذا المنحنى عن طريق تقدير الامتصاص الضوئي لمحلول المادة عند أطوال موجات تصاعديا ابتداء من الموجة التي طولها ١٩٠ نانومتر حتى الموجة الضوئية التي طولها ٣٩٠ نانومتر، وذلك إذا ما كانت المادة تمتص الضوء فوق البنفسجي وأكثر من ذلك إلى ٨٠٠ نانومتر إذا كانت المادة ملونة. ثم يمثل منحنى الامتصاص بيانيا بحيث يوضح العلاقة بين الامتصاص وطول الموجة كما هو موضح سابقا. كذلك توجد الآن بعض أجهزة القياس الإسبكتروفوتومترى المتطورة والتي تقوم برسم المنحنى القياسي أوتوماتيكيا.



جهاز القياس الطيفي (سبكتروفوتوميتر)
Spectrophotometer

Plasma protein assay by the Biuret method

تبنى فكرة هذه الطريقة على مقدرة المجاميع الببتيدية في
 جزيئات البروتين protein peptide bonds والببتيدات العديدة
 polypeptide على تكوين مركبات معقدة ذات لون بنفسجي violet
 color عند تفاعلها مع أيونات النحاس (Cu^{2+}) في الوسط القاعدي
 كما هو موضح بالشكل التالي:



معقد البيوريت الملون
Colored biuret complex

ولقد لوحظ أن كثافة اللون الناتج يتناسب طرديا مع تركيز البروتين في الوسط. ويمكن تقدير البروتين الذائب بهذه الطريقة عندما يكون تركيز البروتين بالمحلول في حدود ٠.١ - ٥ ملجم /مل. فإذا كان من المتوقع أن يكون تركيز المحلول أكثر من ذلك فإنه يجب تخفيفه لكي يكون في هذا النطاق، أما إذا كان تركيز المحلول المتوقع أقل من ٠.١ ملجم / مل فتستخدم طريقة لوري كما سيرد شرحه فيما بعد.

الأدوات المستخدمة:

- حمام مائي كهربائي.
- أنابيب اختبار نظيفة وجافة.
- جهاز سبكتروفوتوميتر Spectrophotometer
- عينات البلازما

المحاليل اللازمة:

- محلول كلوريد صوديوم ٠.٩ % : يحضر بخلط ٩ جرام من كلوريد الصوديوم مع ٩٩١ مل من الماء المقطر.
- محلول بيوريت Biuret reagent : يحضر بإذابة ٣ جرام كبريتات نحاس ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) مع ٩ جرام ملح روشل (طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم) في ٥٠٠ مل من هيدروكسيد الصوديوم ٠.٢. مولر ثم يضاف ٥ جرام يوديد بوتاسيوم. يرج المحلول جيدا ثم يكمل الحجم إلى لتر بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم ٠.٢. مولر مع ضرورة رج المحلول النهائي جيدا لتجانس مكوناته.

- محلول ألبومين قياسي ١٠%: يحضر بإذابة ١ جرام من البومين سيرم الدم Bovine serum albumin في الماء المقطر ويكمل الحجم الى ١٠ مل بالماء المقطر ليصبح تركيز البروتين في المحلول الناتج ٠,١ جرام/مل (١٠٠ جرام/لتر).

طريقة العمل:

أولاً: إعداد المنحنى القياسي لتقدير البروتين:

- ١- ترقم أربعة أنابيب اختبار نظيفة جافة ثم تستخدم في تحضير محاليل قياسية أخرى للبروتين ذات تركيزات ٤٠، ٦٠، ٨٠، ١٠٠ جرام/لتر وذلك بتخفيف محلول الألبومين القياسي الأصلي ١٠% بواسطة محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩ % وذلك وفق ما هو موضح بالجدول التالي:

رقم المحلول	الكمية المضافة من محلول الألبومين القياسي ١٠% (مل)	الكمية المضافة من محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩% (مل)	تركيز البروتين في المحلول الناتج (جم/لتر)	الامتصاص الضوئي
١	٠,٤	٠,٦	٤٠	
٢	٠,٦	٠,٤	٦٠	
٣	٠,٨	٠,٢	٨٠	
٤	١,٠	---	١٠٠	

٢- ينقل ٠,١ مل من كل محلول من المحاليل الأربعة السابقة إلى أنبوبة اختبار أخرى نظيفة وجافة ثم يضاف إليه ٥ مل من كاشف البيوريت وتخلط المحتويات جيدا بالرج وتحفظ بحمام مائي على درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة لحدوث التفاعل.

٣- يجرى إعداد محلول البلاנק بخلط ٠,١ مل من محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩% إلى ٥ مل من كاشف البيوريت.

٤- يقاس الامتصاص الضوئي للمحاليل السابقة عند طول موجي ٥٤٠ - ٥٦٠ نانوميتر بعد استخدام المحلول البلاנק لضبط الجهاز على التدريج صفر.

٥- يتم رسم المنحنى القياسي الذي يوضح العلاقة بين الامتصاص الضوئي لكل محلول (على المحور الصادي) وتركيز محاليل البروتين جم/لتر (على المحور السيني) على ورقة رسم بياني.

ثانيا: قياس البروتين في عينات البلازما

١- تجهز عدد ٢ أنبوبة اختبار نظيفة وجافة حيث ينقل إلى الأولى ٠,١ مل من عينة البلازما (العينة) وفي الأخرى ٠,١ مل من محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩% (كنترول) ثم يضاف إلى كل أنبوبة ٥ مل من كاشف البيوريت وتخلط المحتويات جيدا بالرج وتحفظ بحمام مائي على درجة حرارة ٣٧ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة لحدوث التفاعل.

- ٢- يقاس الامتصاص الضوئي لمحلول العينة عند طول موجي ٥٤٠ - ٥٦٠ نانوميتر بعد استخدام المحلول البلاك لضبط الجهاز على التدريج صفر.
- ٣- يستنتج من المنحنى القياسي تركيز البروتين للعينة وذلك بمعلومية مقدار امتصاصه للضوء.

تقدير البروتين كيميا في السوائل البيولوجية بطريقة لوري

Biological fluids protein assay by the Folin-Lowry method

نظرية العمل:

تستخدم هذه الطريقة في تقدير تركيز البروتين الذائب في محلوله عندما يكون ذو تركيز منخفض (أقل من واحد ملليجرام / مل من المحلول) كما هو الحال في البول حيث يكون تركيز البروتين في صورة آثار trace amount ، فإذا كان المحلول المراد تقديره من المتوقع أن يكون تركيز البروتين الذائب به أكثر من ذلك، فإنه يلزم في هذه الحالة تخفيف المحلول أولاً ثم بعد إجراء التقدير تضرب نتيجة التقدير في مقلوب التخفيف.

الأدوات المستخدمة:

- حمام مائي كهربائي.
- أنابيب اختبار نظيفة وجافة.
- جهاز سبكتروفوتوميتر Spectrophotometer
- عينات بول

المحاليل اللازمة:

- محلول كلوريد صوديوم ٠,٩ %: يحضر بخلط ٩ جرام من كلوريد الصوديوم مع ٩٩١ مل من الماء المقطر.
- محلول ألبومين قياسي ٠,٠٥ %: يحضر بإذابة ٠,٠٠٥ جرام من البيومين سيرم الدم Bovine serum albumin في الماء

- المقطر ويكمل الحجم إلى ١٠ مل بالماء المقطر ليصبح تركيز البروتين في المحلول الناتج ٥٠٠ ميكروجرام / مل.
- محلول A وهو محلول يحتوى على كربونات صوديوم (٢%) وهيدروكسيد صوديوم (٠,١ ع)
 - محلول B وهو محلول يحتوى على كبريتات نحاس (٠,٥%) وملح روشيل (طرطرات الصوديوم والبوتاسيوم ١%).
 - محلول كبريتات النحاس القلوي: وهو ينتج من خلط ٥٠ مل من المحلول A مع واحد مل من المحلول B ويراعى إجراء الخلط قبل إجراء التجربة مباشرة .
 - محلول فولن Folin & Ciocalteu's reagent (٠,٢ عيارى) .

خطوات العمل:

أولاً: إعداد المنحنى القياسي لتقدير البروتين:

- ١- ترقم خمسة أنابيب اختبار نظيفة جافة ثم تستخدم في تحضير محاليل قياسية أخرى للبروتين ذات تركيزات ١٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠، ٥٠٠ ميكروجرام / مل وذلك بتخفيف محلول الألبومين القياسي الأصلي ٥٠٠ ميكروجرام / مل بواسطة محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩ %
- ٢- ينقل بالضبط ١ مل من كل محلول من المحاليل الأربعة السابقة إلى أنبوبة اختبار أخرى نظيفة وجافة ثم يضاف إليه ٥ مل

بالضبط من محلول كبريتات النحاس القلوي وتخلط جيدا وتترك لمدة ٥ دقائق على درجة حرارة الغرفة .

٣- يضاف ٠,٥ مل من محلول فولن (Folin) بسرعة الى كل أنبوبة ويترك لمدة نصف ساعة على درجة حرارة الغرفة .

٤- يجرى إعداد محلول بلانك وذلك بإجراء نفس الخطوات السابقة مع استخدام ١ مل محلول كلوريد صوديوم ٠,٩ % بدلا من استخدام محلول البروتين .

٥- تقاس كثافة اللون لكل محلول من المحاليل السابقة على طول موجي مقداره ٧٥٠ نانوميتر وذلك بعد ضبط قراءة الجهاز (الامتصاص) إلى صفر التدريج باستخدام محلول البلانك.

٦- يرسم المنحنى القياسي ليوضح العلاقة بين تركيزات محاليل البروتين ممثلة على المحور السيني وامتصاصها للضوء ممثلة على المحور الصادي.

ثانيا: تقدير تركيز محلول بروتين مجهول التركيز

١- تكرر الخطوات السابقة ولكن باستعمال محلول البروتين المجهولة التركيز (العينة).

٢- بعد قياس مقدار الامتصاص الضوئي للمحلول البروتيني المجهول التركيز يستنتج تركيزه من المنحنى القياسي الذي تم إعداده في الخطوات السابقة.

الباب التاسع

الامتصاص الذري
Atomic absorption


الامتصاص الذري Atomic absorption

نظرية العمل:


الامتصاص الذري هو العملية التي يتم من خلالها امتصاص ذرات العنصر Metal الموجودة على حالتها المنفردة العادية ground state الأشعة الضوئية عند طول موجي معين وتنتقل إلى الحالة المثارة excited state ، حيث تزداد كمية الأشعة الممتصة عند هذا الطول الموجي بزيادة عدد ذرات العنصر التي تعترض مسار الأشعة. ويتم دراسة العلاقة بين كمية الأشعة الممتصة وتركيز العنصر المراد تقديره من خلال استخدام مادة قياسية لنفس العنصر معلومة التركيز في إعداد منحنى قياسي Standard curve يوضح العلاقة ما بين كثافة الامتصاص الضوئي وتركيز العنصر في المادة القياسية، ثم يتم تقدير العنصر في العينة المجهولة بقياس الامتصاص الضوئي لهذه العينة ومن خلاله يمكن حساب التركيز بالاستعانة بالمنحنى القياسي السابق إعداده من قبل.

ويجب الأخذ في الاعتبار أنه لكي تتم عملية الامتصاص الذري (الانتقال الإلكتروني) فإنه يجب أن تكون طاقة الأشعة $E = h\nu$ مساوية للفرق في الطاقة (ΔE) بين مستوى الطاقة الذي يوجد به الإلكترون وأحد مستويات الطاقة الأخرى الغير مشغولة بالإلكترونات. كما يلاحظ أن الذي يقاس في عملية الامتصاص الذري هو كمية الأشعة الممتصة Absorbed radiation على الطول الموجي المحدد

الإشارة



الانبعاث




الإثارة الذرية والانبعاث الذري الذي يتم على أطوال موجية محددة لكل عنصر

الذي يحدث عنده الانتقال الإلكتروني عند مرور الأشعة الضوئية على ذرات العنصر وبالتالي فعند اختيار الطول الموجي المناسب الذي يحدث عنده الامتصاص لعنصر ما دون العناصر الأخرى، فإنه يمكن بسهولة تقدير هذا العنصر في وجود العناصر الأخرى.

يستلزم لإجراء التقدير الكمي لعنصر ما أن يتم أولاً تحويل هذا العنصر من صورته المرتبطة إلى الصورة الحرة وذلك بتعريض المركبات التي يحتويها العنصر إلى طاقة حرارية كافية لكسر الروابط الكيميائية في الجزيئات وانفراد العنصر في صورته الذرية، حيث يتم ذلك عملياً برش رذاذ من محلول المركب في لهب ذو درجة حرارة معينة كافية لإنفراد ذرات العنصر في حالته العادية *ground state* والتي يكون لها القدرة على امتصاص الأشعة الضوئية والتحول إلى الحالة المثارة *exited state*.

جهاز الامتصاص الذري

يتكون جهاز الامتصاص الذري بصفة عامة من الوحدات الأساسية التالية:



رسم توضيحي للمكونات الأساسية لجهاز الامتصاص الذري


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ١- أسطوانة الغاز (الوقود) | ١٣- عدسات التكثيف |
| ٢- أسطوانة المادة المؤكسدة | ١٤- فتحة دخول الأشعة |
| ٣- صمام التحكم في الضغط | ١٥- عدسات التجميع |
| ٤- مقياس انسياب الغاز | ١٦- محزوز الحيود |
| ٥- محلول العينة | ١٧- الأشعة المنعكسة |
| ٦- خلية العينة | ١٨- فتحة خروج الأشعة |
| ٧- أنبوبة سحب العينة | ١٩- الخلية الضوئية |
| ٨- رذاذ العينة | ٢٠- مكبر |
| ٩- قوس اللهب | ٢١- مسجل |
| ١٠- لمبة الكاثود المفرغة | ٢٢- مصيدة الغازات والاعدام |
| ١١- قاطع ميكانيكي متناوب | |

١ - مصدر الأشعة Radiation source

تتلخص وظيفة هذه الوحدة في إثارة الذرات excitation وذلك عن طريق إنتاج الطيف الخطى ذو الأطوال الموجية القصيرة ، ونظرا لأن كل عنصر من العناصر المختلفة يحتاج إلى أشعة ذات طول موجي محدد لإثارته فإنه يستخدم في أغلب أجهزة الامتصاص الذري لمبة الكاثود المفرغة Hollow cathode lamp ، حيث يتم تخصيص لمبة لكل عنصر يكون الكاثود Cathode فيها مكونا من العنصر المراد تقديره وتسمى باسم العنصر لذا يقال لمبة الصوديوم ولمبة الزئبق ولمبة الكاديوم الخ.

وتتلخص نظرية العمل بلمبة الكاثود بإحداث فرق جهد بين الكاثود والأنود، والذي يؤدي بدوره إلى تأين بعض جزيئات الغاز الحامل مثل الأرجون أو النيون إلى أيونات موجبة تتحرك بسرعة كبيرة فتصطدم بجدار الكاثود مؤدية إلى انفصال بعض ذرات العنصر المكون لجدار الكاثود (A) والتي باصطدامها بأيونات الغاز يحدث لها إثارة excitation وتتكون الذرات المثارة (A^+) . ثم تفقد تلك الذرات المثارة طاقتها مرة أخرى في صورة إشعاع نتيجة تحولها إلى الحالة العادية (A) مرة أخرى.

وهنا يجب ملاحظة أن الأشعة الناتجة عن عمليات الانبعاث بداخل لمبة الكاثود تكون مميزة للعنصر المصنع منه الكاثود، ولذلك تستخدم في إثارة نفس العنصر إذا ما أريد تقديره، حيث أن طاقة الفوتونات لهذه الأشعة تكون مساوية للطاقة اللازمة لحدوث انتقال إلكتروني أو إثارة لنفس العنصر.




لمبة الكاثود المفرغة في جهاز الامتصاص الذري

٢ - وحدة الاحتراق (الرذاذ) Burner or atomizer

يتم بواسطة هذه الوحدة تحويل العناصر المراد تقديرها من صورتها المرتبطة في مركباتها إلى الصورة الذرية العادية. ولعل من أكثر الطرق شيوعاً في الاستخدام هو حرق محلول من المادة في لهب وذلك بسحب محلول من المادة ثم رشه في صورة رذاذ دقيق في اللهب، حيث تؤدي درجة الحرارة إلى إحداث تفكيك للروابط الموجودة في الجزيئات لتتحول إلى ذرات حرة في صورتها العادية لتقوم بامتصاص الأشعة السابقة توليدها بواسطة لمبة الكاثود المفرغة، والتي يجب أن تكون طاقة الفوتون لها المارة على اللهب مساوية لطاقة الانتقال الإلكتروني لذرات العنصر المراد تقديره فقط حتى نضمن عدم تداخل ذرات عناصر أخرى مكونة للمركب في التقدير.

ويتلخص نظام التشغيل في وحدة الاحتراق في ضخ غاز الوقود والمادة المؤكسدة من أسفل وحدة الاحتراق لتقابل عند قمة اللهب رذاذ العينة الذي يتم سحبه بواسطة الهواء ويتم الخلط

والاحتراق. وحديثاً أدخل تعديل على تلك الوحدة ليـسمح بإجراء خلط العينة مع غاز الوقود والمادة المؤكسدة فى وحدة مستقلة يطلق عليها وحدة الخلط قبل الاحتراق Premix burner حيث يتم فيها سحب رذاذ العينة ورشه بواسطة تيار من المادة المؤكسدة ليتم خلطها بعد ذلك مع غاز الاحتراق على أسطح ألواح عارضة Baffles ، وبعد اتمام الخلط يدفع المخلوط الى فتحة الإحتراق. ويوضح الجدول التالي أهم الغازات والمواد المؤكسدة الشائع استخدامها كوقود فى عملية الاحتراق



تركيب وحدة الاحتراق في جهاز الامتصاص الذري

أهم الغازات والمواد المؤكسدة الشائع استخدامها كوقود في عملية الاحتراق

الوقود	المادة المؤكسدة	درجة الحرارة (درجة مئوية)
الأسيتلين	الهواء	٢٤٠٠ - ٢١٢٠
الأسيتلين	الأكسجين	٣١٣٠ - ٣٠٥٠
الأسيتلين	أكسيد النيتروز	٢٨٠٠ - ٢٦٠٠
البروبان	الأكسجين	٢٨٠٠
البروبان	الهواء	١٩٢٥
الغاز الطبيعي	الهواء	١٩٠٠ - ١٧٠٠
الهيدروجين	الهواء	٢٠٥٠ - ٢٠٠٠
الهيدروجين	الأكسجين	٤٧٠٠ - ٢٥٥٠

٣- وحدة فصل الأطوال الموجية Monochromator

تتلخص وظيفة وحدة فصل الأطوال الموجية في فصل الأشعة ذات الطول الموجي المناسب للعنصر المحدد المراد تقديره عن باقي الأطوال الموجية الأخرى حتى لا يحدث تداخل لبعض العناصر الأخرى الموجودة في حيز اللهب في التقدير، ويتم ذلك بإمرار الأشعة الناتجة بعد الاحتراق خلال فتحة صغيرة Entrance slite إلى مرآة تعكسها على سطح محزوز Grating يقوم بفصل وتفريد الأطوال الموجية لاختيار الأشعة ذات الطول الموجي المطلوب، والتي تمر بدورها إلى وحدة القياس فيما بعد. ويطلق على هذا النوع من أجهزة الامتصاص الذري اسم أجهزة الامتصاص ذات الحزمة الواحدة Single beam atomic absorption.

ولقد أدخل حديثاً تعديل على هذا النوع من الأجهزة يتم من


خلاله فصل أشعة المصدر إلى حزمتين بواسطة فاصل Splitter يمران موازيان لبعضهما البعض، يوجه إحدهما إلى منطقة اللهب حيث تعترضه رذاذ العينة ويحدث الامتصاص ويطلق عليه Sample beam . أما حزمة الأشعة الأخرى فتتمر بعيدة عن منطقة اللهب ويطلق عليها Reference beam، ثم يعاد خلط الحزمتين معا ويمران عبر وحدة فصل الأطوال الموجية للقياس، لذلك يطلق على هذا النوع من أجهزة الامتصاص الذري اسم أجهزة الامتصاص ذات الحزمتين Double beam atomic absorption. ويوضح الجدول التالي الطول الموجي المستخدم في تقدير بعض العناصر الهامة والحدود الصغرى للكشف عنها بواسطة الامتصاص الذري

٤- وحدة قياس طاقة الأشعة Detector

تستخدم لهذا الغرض خلية ضوئية من النوع المركب Photomultiplier tube والتي تقوم بتحويل الطاقة الإشعاعية الناتجة من وحدة فصل الأطوال الموجية إلى إشارة كهربائية يمكن قياسها والتعبير عنها بواسطة وحدة الامتصاص (A) Absorption أو النفاذية Transmittance (T) .

الطول الموجي المستخدم في تقدير بعض العناصر الهامة والحدود الصغرى للكشف عنها بواسطة الامتصاص الذرى

الحدود الصغرى للكشف بأجهزة الامتصاص الذرى ميكروجرام/١٠٠ مل عينة	الطول الموجي أنجستروم م	الرمز	العنصر
٠,٠٣	٥٨٩٠	Na	الصوديوم
٠,٠٣	٧٦٦٥	K	البوتاسيوم
٠,٠١	٢٨٥٢	Mg	الماغنسيوم
٠,٠٨	٤٢٢٧	Ca	الكالسيوم
٠,٥	٢١٧٦	Sb	الأنثيمون
٥	١٩٣٧	As	الزرنيخ
٨	٥٥٣٦	Ba	الباريوم
١	٢٢٣١	Bi	البزموت
١	٣٠٩٣	Al	الألومنيوم
٥	٢٨٦٣	Sn	القصدير
٠,٠٣	٢١٣٩	Zn	الزنك
٠,٠٣	٢٢٨٨	Cd	الكاديوم
٠,٠٥	٣٥٧٩	Cr	الكروم
٠,١	٣٢٤٨	Cu	النحاس
٠,١	٢٤٨٣	Fe	الحديد
٠,٣	٢١٧٠	Pb	الرصاص
٣	٢٥١٦	Si	السليكون
٠,١	٣٢٨١	Ag	الفضة
١٠	٢٥٣٦	Hg	الزئبق
٠,١٣	٢٣٢٠	Ni	النيكل



رسم توضيحي للمكونات الأساسية لجهاز الامتصاص الذري ذو الحزمتين
Double beam atomic absorption

طرق تقدير العناصر في بلازما الدم باستخدام الامتصاص الذري (عنصر الصوديوم)

هناك بعض الاحتياطات العامة التي يجب أن تراعى أولاً لضمان دقة القياس:

- يجب وضع عينات الدم عقب سحبها بغرض تقدير المعادن بها في أنابيب من البولي بروبيلين Polypropylene tubes ذات غطاء من البولي ثين Polythene cap وذلك لتقليل التلوث الى أقصى حد ممكن، حيث أن أغطية المطاط Rubber تعد مصدراً غنيا بالعديد من المعدن مثل الزنك والنحاس الخ.
- جميع الأدوات الزجاجية التي تستخدم في القياس سواء لتحضير المنحنى القياسي أو العينة يجب نقعها لمدة ٢٤ ساعة في الحامض مثل حامض النتريك بتركيز ٠,١ مول/لتر أو حامض الأيدروكلوريك ٦ مول/لتر، ثم يجرى غسلها بعد ذلك في محلول من مادة ايثلين داي أمينو تتراسيتيك أسد (EDTA) Ethylenediaminetetraacetic acid .

أولاً: طريقة المنحنى القياسي Calibration curve

١- تجهيز العينة:


- تسحب عينة الدم بحقنة من البلاستيكية لم تستخدم من قبل ثم توضع العينة في أنبوبة من البولي بروبيلين Polypropylene tubes ذات غطاء من البولي ثين Polythene cap ثم يجرى

فصل البلازما.

- تخفف العينة عشرة مرات بالماء المقطر (١ حجم عينة : ٩ حجم حجم ماء مقطر) وبالتالي تصبح العينة جاهزة للقياس.

٢- تجهيز المنحنى القياسي Calibration curve

- يحضر محلول الصوديوم القياسي الأصلي Stock solution بوزن ٠,١١ جرام من ملح الصوديوم القياسي والمصنع خصيصا للقياس على أجهزة الإمتصاص الذرى (BDH Chemicals) فى دورق معياري ١٠٠ مل ثم يكمل الحجم حتى العلامة باستخدام الماء المقطر ليكون تركيز الصوديوم النهائي بالمحلول (١٠٠ ملليمول/لتر).
- ترقم خمسة دوارق معيارية سعة ١٠٠ مل نظيفة جافة وتستخدم في تحضير المحاليل قياسية بتخفيف محلول الصوديوم القياسي الأصلي بالماء المقطر على النحو التالي:



جهاز الامتصاص الذري Atomic absorption

الامتصاص الضوئي	تركيز الصوديوم في المحلول الناتج (ملليمول/لتر)	الكمية المضافة من الماء المقطر (مل)	الكمية المضافة من محلول الصوديوم القياسي الأصلي (مل)	رقم المحلول
	٢٠	٨٠	٢٠	١
	٤٠	٦٠	٤٠	٢
	٦٠	٤٠	٦٠	٣
	٨٠	٢٠	٨٠	٤
	١٠٠	---	١٠٠	٥

- يقاس الامتصاص الذري للمحاليل السابقة مع استخدام المحلول البلاك (الماء المقطر) لضبط الجهاز على التدرج صفر، عند ظروف التشغيل التالية:

الطول الموجي	:	٥٨٩٠ أنجستروم
لمبة الكاثود	:	لمبة الصوديوم
المادة المستخدمة كوقود	:	أسيتلين
المادة المؤكسدة	:	أكسجين
درجة حرارة الاحتراق	:	٣٠٩٠ درجة مئوية

- يرسم المنحنى القياسي الذي يوضح العلاقة بين الامتصاص الذري لكل محلول (على المحور الصادي) وتركيز محاليل الصوديوم ملليمول/لتر (على المحور السيني) على ورقة رسم بياني.

٣- قياس الصوديوم في عينة البلازما:

يقاس الامتصاص الذرى لمحلول العينة عند نفس ظروف التشغيل السابقة ويستنتج من المنحنى القياسي تركيز الصوديوم للعينة وذلك بمعلومية مقدار الامتصاص مع الأخذ فى الاعتبار ضرب الرقم الناتج في معامل تخفيف العينة.

ثانيا: طريقة الإضافة القياسية Standard addition

تستخدم هذه الطريق للتغلب على التداخلات التحليلية Analytical interference's التي تحدث أثناء التحليل باستخدام جهاز الامتصاص الذرى وتؤدي إلى حدوث خطأ كبير في النتائج والتي تشمل:

- **التداخل مع مادة الترابط Matrix interference** نتيجة اختلاف الخواص الطبيعية مثل التوتر السطحي واللزوجة لمحلول مادة العينة عن محلول المادة القياسية وما يستتبعه ذلك من اختلاف فى معامل تحويل كلا المحلولين إلى رذاذ بداخل الرذاذ Atomizer.
- **التداخل الكيميائي Chemical interference** ويقصد به التداخل الذي يتم أثناء تحويل المركبات التي توجد بداخل العينة من الصورة الجزيئية إلى الصورة الذرية الغازية.
- **التداخل الناتج عن التأين Ionization interference** ويقصد به التداخل الناتج عن عدم ضبط ظروف تشغيل وحدة الاحتراق فيما يتعلق بارتفاع درجة حرارة اللهب بدرجة كبيرة قد تؤدي إلى إثارة الذرات الحرة والمتعادلة فوق اللهب والتي بتعرضها

إلى كمية أخرى من الطاقة الحرارية فإن بعض إلكتروناتها قد تزال كلية وتتكون الأيونات، مما يعطى انخفاض في عدد الذرات التي توجد على حالتها الطبيعية وانخفاض الامتصاص الذرى تبعاً لذلك.

- **التداخل الطيفي Spectral interference** ويعرف أيضاً بالامتصاص الخلفي Background absorption والذي ينتج عن عدم تحول بعض المركبات أثناء مرحلة الاحتراق بصورة كاملة إلى ذرات، مما يؤدي إلى امتصاص هذه الجزيئات للأشعة عند مدى واسع من الأطوال الموجية، والتي تتداخل مع الامتصاص الذرى محدثة ما يعرف بالامتصاص الخلفي.

خطوات العمل:


- ١- تجهز عينة الدم على النحو التالي: تسحب عينة الدم بحقنة من البلاستيكية لم تستخدم من قبل ثم توضع العينة في أنبوبة من البولي بروبيلين Polypropylene tubes ذات غطاء من البولي ثين Polythene cap ثم يجرى فصل البلازما. تخفف العينة عشرة مرات بالماء المقطر (١ حجم عينة : ٩ حجم ماء مقطر) وبالتالي تصبح العينة جاهزة للقياس.
- ٢- يقاس الامتصاص الذرى لمحلول العينة مع استخدام المحلول البلاك (الماء المقطر) لضبط الجهاز على التدرج صفر، عند ظروف التشغيل التالية:

الطول الموجي : ٥٨٩٠ أنجسترم
 لمبة الكاثود : لمبة الصوديوم
 المادة المستخدمة كوقود : أسيتلين
 المادة المؤكسدة : أكسجين
 درجة حرارة الإحتراق : ٣٠٩٠ درجة مئوية

٣- يضاف الى أنبوبة العينة تركيزات مختلفة من المادة القياسية لمحللول الصوديوم بالتتابع وليكن ٢٠، ٤٠، ٦٠، ٨٠، ١٠٠ ملليمول/لتر، ويقاس الامتصاص الذرى لمخلوط العينة المضاف إليها المادة القياسية في كل حالة.

٤- يرسم المنحنى القياسي الذي يوضح العلاقة بين الامتصاص الذرى في كل حالة (على المحور الصادي) وتركيز الصوديوم المضاف إلى العينة بالملليمول/لتر (على المحور السيني) على ورقة رسم بياني، والذي ينتج عنه علاقة خطية Linear equation.

٥- يتم مد الخط المستقيم الناتج ليقابل المحور السيني المعبر عن التركيز في الجهة المقابلة، حيث تكون نقطة التقاطع هي بمثابة تركيز الصوديوم في عينة بلازما الدم معبرا عنها بالملليمول/لتر مع الأخذ في الاعتبار ضرب الرقم الناتج في معامل تخفيف العينة كما هو موضح بالشكل



طريقة تقدير تركيز الصوديوم بالامتصاص الذرى باستخدام
الإضافة القياسية

الباب العاشر

التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء

High performance liquid chromatography (HPLC)

التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء High performance liquid chromatography (HPLC)

مقدمة:

يعتبر التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء (HPLC) أحد الطرق الأساسية والهامة لتحليل المركبات الحيوية المختلفة، كما يعد توافر مثل هذه الأجهزة سمة مميزة للمعامل الحديثة والمتطورة. وكبافي طرق التحليل الكروماتوجرافي الأخرى فإن التحليل باستخدام الـ HPLC يمتاز بالدقة والحساسية والكفاءة العالية جدا في الفصل ، هذا علاوة على أن مدى استخداماته في الفصل لا يعتمد على تطاير العينة Volatilization أو تأثرها بالحرارة كما هو الحال في أجهزة التحليل الكروماتوجرافي الغازي Gas chromatography .


نظرية الفصل:

تبنى نظرية الفصل وتقدير المكونات باستخدام التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء (HPLC) على توزيع العينة ما بين طورين أحدهما متحرك سائل Mobile phase والآخر ثابت سائل أو صلب Stationary phase ، حيث يوجد الطور الثابت في عمود من الحديد الغير قابل للصدأ (يتراوح طوله ما بين ١٠٠-٢٥٠ مم وقطرة الداخلي ٤ مم) على صورة حبيبات دقيقة ذات أقطار صغيرة جدا تصل الى ١٥ ميكرومتر، حيث يلاحظ أن خفض قطر الحبيبات يؤدي إلى تحسين في أداء العمود، مما يحتم رفع الضغط عن طريق مضخات عالية الكفاءة (٣٠-٥٠ ضغط جوى) للحصول على معدل سريان مناسب للطور المتحرك بداخل العمود يصل الى ١٠

ملليتر/دقيقة، ولذلك يعبر عن هذه الأجهزة التحليل الكروماتوجرافي السائلي ذو الضغط العالي HPLC . يتم حقن العينة يدويا أو أوتوماتيكيا ليحملها الطور المتحرك إلى داخل عمود الفصل ثم تمر المكونات المفصولة من العينة خلال الكشافات المناسبة Detectors حيث يحدث كل مكون أثناء مروره خلال الكشاف تغيرا في الإشارات الكهربائية التي يتم تسجيلها لتعطى كروماتوجرام الفصل.

يتم التعرف على المكونات الموجودة بالكروماتوجرام وتقديرها عن طريق مقارنة الوقت الذي يأخذه كل مركب من المركبات المفصولة ليمر خلال العمود Retention time بالأرقام الخاصة بالمواد القياسية لنفس المركبات، حيث أن الوقت التي يستغرقه المركب للمرور خلال العمود يكون ثابتا تحت ظروف التشغيل الموحدة وبالتالي يتم تحليل المركبات وصفا.


تقدير مساحة القمة Peak الخاصة بكل مركب مفصول على الكروماتوجرام والتي تتناسب طرديا مع تركيز المكون في العينة وبمقارنتها بالمساحة الخاصة للمادة القياسية لنفس المركبات نستطيع تقدير هذا المركب كميًا.



مراحل تحليل العينة على جهاز التحليل الكروماتوجرافي السائلي
عالي الأداء (HPLC)

جهاز التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء:

يتكون جهاز التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء بصفة عامة من الأجزاء الأساسية التالية:



جهاز التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء


١ - المضخة Pump :

تقوم بتوفير الضغط العالي نسبيا لتعطي معدل سريان مناسب للطور المتحرك بداخل عمود الفصل يصل إلى ١٠ ملليتر/دقيقة. فمثلا.. إذا كان عمود الفصل ذو أبعاد 250×40 مم وعباً بجزيئات الطور الثابت التي قطرها ١٥ ميكروميتر فإنه يتطلب حوالي ٣٠ ضغط جوى للحصول على معدل سريان مقداره ١ مل/دقيقة من الهكسان وأكثر من ذلك ٥٠ ضغط جوى للحصول على معدل سريان مشابه للمذيبات الأكثر لزوجة مثل الماء. ويجب أن تكون النبضات Pulsation (معدل السريان/الضغط) الناتجة عن المضخة أقل ما يمكن حيث أن ثبات معظم أنواع الكشافات يتناسب عكسياً مع النبضات. ولقد أمكن حديثاً التغلب على هذه المشكلة باستخدام مضخة ذات مكبس Dual pistons بحيث يكون دائماً أحد المكبس في مرحلة الضخ Compression والآخر في مرحلة الملاء Refilling.


٢ - وحدة الخلط وإزالة الغازات Degasser :

تتلخص أنظمة الاستخلاص التي تتم في التطبيقات المتعلقة بالتحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء في الآتي:

- الاستخلاص الثابت Isocratic elution .. وفي هذا النوع من الاستخلاص لا يتم تغيير تركيب الطور المتحرك منذ بداية عملية الفصل الكروماتوجرافي وحتى نهايته.



One piston pump مضخة ذات مكبس واحد



Dual pistons pump مضخة ذات مكبسين

الاستخلاص التدريجي Gradient elution .. يستلزم الأمر في بعض التطبيقات المتعلقة بالتحليل الكروماتوجرافي HPLC تغيير تركيب طور المتحرك بطريقة محكمة، حيث يبدأ الاستخلاص باستخدام طور متحرك معين واحد ثم يضاف إليه تدريجياً كميات متزايدة من المذيب الثاني أثناء التحليل، وقد يصل الأمر إلى إضافة أربعة مذيبات في وقت واحد أو بطريقة تدريجية إلى طور المتحرك أثناء التحليل. كذلك فقد تتم الإضافة للمذيبات إلى طور المتحرك بطريقة خطية (زيادة إضافة المذيبات إلى طور المتحرك مع زيادة الوقت) أو بطرق أخرى غير خطية. هذا ويتم إحداث النظام التدريجي في الاستخلاص باستخدام وحدة الخلط وإزالة الغازات Degasser والتي تتكون من مضخة لها مكبس ذو حركة ترددية Reciprocating piston pump تقوم بخلط المذيبات بعد خروجها من المضخة وإزالة فقاعات الغازات التي قد تتجم عن الخلط والتي تؤثر تأثيراً بالغاً على خط سير وكفاءة الفصل .

٣- حقن العينة Sampling:


تحقن العينة داخل عمود الفصل الخاص بجهاز HPLC بإحدى الطرق التالية:

- **الحقن اليدوي ..** ويتم فيه حقن العينة بداخل العمود بواسطة محاقن Syringes مخصصة لهذا الغرض ذات أحجام مختلفة تتراوح بين ١٠ - ١٠٠ ميكروليتر ويكون لها القدرة على الحقن عند الضغط العالي وبحجوم مضبوطة Reproducible .
- **الحقن الآتوماتيكي ..** نظراً لما يتطلبه استخدام المحاقن اليدوية من مهارة خاصة قد لا تتوافر في الشخص القائم بالتحليل، هذا

إضافة إلى العديد من المشاكل والأخطاء التي قد تنجم عن استخدام هذا النوع من الحقن فقد أمكن التغلب على ذلك باستخدام وحدة الحقن الأتوماتيكي Autosampler والتي تسع لأكثر من ١٠٠ عينة يتم حقنها بالتتابع وبالحجم المطلوب ودون تدخل الشخص القائم بالتحليل.

٤- عمود الفصل Column:

تختلف الأعمدة التي تستخدم في الفصل بالـ HPLC في أبعادها ومحتوى لطور الثابت بها على حسب طبيعة المركبات المطلوب فصلها، حيث يتراوح طول هذه الأعمدة ١٠٠ - ٣٠٠ مم وأقطارها الداخلية حوالي ٤٠ مم. وعادة تصنع هذه الأعمدة من الحديد الغير قابل للصدأ Stainless steel ليتحمل الضغط العالي للطور المتحرك بداخله. وغالبا ما يتم استخدام الأعمدة في الفصل على درجة حرارة الغرفة ولكن في بعض التطبيقات الخاصة كما هو الحال عند فصل السكريات فإن ذلك يتطلب أن تكون درجة حرارة العمود مرتفعة تتراوح بين ٦٠-٨٠ درجة مئوية مما يتطلب توافر وحدة التسخين للعمود Column heater والذي يتم من خلاله تسخين العمود بمرور الماء الساخن خلال جاكيت Jacket يمتد على طول العمود. ونظرا لارتفاع ثمن الأعمدة التي تستخدم في الفصل بالـ HPLC فإنه يستخدم عمود أولى Pre-column يحتوي على أقراص مسامية Discs ويوضع عند بداية العمود بهدف منع مرور أي شوائب صلبة بالعينة إلى داخل العمود وتؤدي إلى حدوث مشاكل عدة منها انسداد العمود وتلف طبقاته.




$$\text{Partition Coefficient} = K = \frac{C_s}{C_m}$$

C_s is the concentration of solute in stationary phase

C_m is the concentration of solute in mobile phase

أطوار الفصل المختلفة داخل عمود الكروماتوجرافى
(الطور المتحرك - الطور الثابت - الدعامة)



سخان العمود Column heater
لجهاز التحليل الكروماتوجرافي HPLC

٥ - الكشافات Detectors:

تختلف أنواع الكشافات التي تلحق بجهاز الـ HPLC تبعاً لنوع التطبيقات المطلوب إجراؤها. ورغم كثرة عدد الكشافات المستخدمة في هذا النوع من التحليل إلا أنها تقع تحت مجموعتين أساسيتين هما:

١- كشافات تعتمد على خصائص الطور المتحرك مثل التوصيل الكهربائي Conductivity أو معامل الانكسار Refractive index ، وبالرغم من انخفاض حساسية هذه الكشافات فإنها تكشف غالباً عن كل مكونات العينة ويمثلها:

- كشاف قياس التوصيل الكهربائي Electrochemical detector

- كشاف قياس معامل الانكسار Refractive index detector


٢- كشافات تعتمد على تقدير بعض الخصائص المعينة لمكونات العينة مثل الامتصاص عند أطوال موجية معينة، وتمتاز هذه الكشافات بدرجة الحساسية العالية ويمثلها:

- كشاف امتصاص الأشعة فوق البنفسجية

Ultraviolet absorbance detector

- كشاف امتصاص الأشعة الفلورية

Fluorescence absorbance detector



PAH's extracted from soil; Col.: Sup.LC-PAH 150x4.6mm;
Solv.: H₂O/CH₃OH= 10:90

مميزات استخدام كشاف الأشعة الفلوريسينس مقارنة بكشاف الأشعة
فوق البنفسجية عند القياس على جهاز الـ HPLC


كشاف امتصاص الأشعة فوق البنفسجية

detector Ultraviolet absorbance

يعد هذا الكشاف من أكثر أنواع الكشافات شيوعاً في التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء ، والتي تبني نظرية عملة على اختلاف قدرة العديد من المركبات العضوية والحيوية على امتصاص الإشعاعات المكونة لمنطقة الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet spectrum، حيث أن المركبات التي تحتوى على روابط مشبعة saturated bonds تمتص كمية قليلة من أشعة الـ UV إذا ما قورنت بالمركبات الغير مشبعة Unsaturated bonds. ففي حالة المركبات التي تحتوى على رابطة زوجية واحدة يكون الامتصاص في المنطقة فوق البنفسجية ضعيف حيث يظهر أقصى امتصاص عند طول موجي ١٩٠ - ٢٠٠ نانوميتر. أما بالنسبة للمركبات التي تحتوى على روابط غير مشبعة متبادلة Conjugated unsaturated bonds فإنها تمتص مقدار كبير من الأشعة ويظهر أقصى امتصاص لها عند أطوال موجية أطول. ويطلق على المجموعة الفعالة في الجزيء الحيوي التي تسبب الامتصاص الضوئي في منطقة الأشعة فوق البنفسجية اسم المجموعة الكروموفورية Chromophores. ولقد لوحظ أن هناك مجاميع كيميائية في الجزيء لا تمتص في منطقة الأشعة فوق البنفسجية بالرغم من قدرتها في التأثير على الطيف Spectrum الخاص بالمركب عن طريق انتقال أقصى امتصاص Maximum absorption أو زيادة أو خفض قيمة الامتصاص. وبصفة عامة فإن المجاميع الكيميائية غير القطبية مثل الألكيلات يكون لها تأثير صغير على الطيف على عكس المجاميع القطبية مثل الأمين والنيترو الخ فإنها تستطيع أن تحدث تغيراً جوهرياً في الطيف الخاص بالمركب. ويحكم

الامتصاص في منطقة الأشعة فوق البنفسجية قانون بير-لامبرت
Beer-Lambert والذي سبق الحديث عنه باستفاضة من قبل.

The fraction of light transmitted through the cell is related to the solute concentration by BEER'S LAW.



$$\log \frac{I_0}{I} = A = \epsilon_{\lambda} \cdot C \cdot D$$

I_0 = Incident light intensity

I = Transmitted light intensity

A = Absorbance

ϵ_{λ} = Molar absorptivity at wavelength λ

C = Molar solute concentration (mol/litre)

D = Cell path length (cm)

نظرية العمل لكشاف الأشعة فوق البنفسجية لجهاز الـ HPLC

٦ - وحدة معالجة النتائج Data processing:

وتتكون من جهاز كمبيوتر شخصي PC- computer محمل عليه البرامج الخاصة بالتشغيل والتي يتم من خلالها:

- ضبط جميع ظروف التشغيل الخاصة بالوحدات المكونة للنظام والتي تشمل المضخة ووحدة الحقن الأتوماتيكي والكشافات.
- اختيار البرنامج المناسب للفصل والذي يشمل نظام خلط المذيبات المكونة للطور المتحرك ومعدل السريان ونوع العمود ونوع الكشاف والطول الموجي الذي سيتم عنده الكشف.
- متابعة سير الفصل لمكونات العينة المختلفة من خلال مشاهدة الكروماتوجرام أولا بأول على شاشة الكمبيوتر.
- إجراء كافة الحسابات اللازمة على الكروماتوجرام الناتج لتحليل مكونات العينة وصفا وكميا.

الاحتياطات العامة التي يجب مراعاتها عند العمل على أجهزة التحليل الكروماتوجرافي السائل عالي الأداء:

١- المذيبات: يراعى أن تكون المذيبات على درجة عالية من النقاء حتى لا تؤدي إلى حدوث انسداد بعمود الفصل، كذلك يجب أن تذوب فيها العينة المراد فصلها، منخفضة اللزوجة. ويمكن إجراء التنقية للمذيبات المستخدمة في الـ HPLC باستخدام وحدات الترشيح Holder unit ذات الفلاتر (٠,٢٢ - ٠,٤٥ ميكرون) والموضحة بالرسم.

٢- تخلص الطور المتحرك من الهواء: يذوب الهواء في كل المذيبات المستخدمة كطور متحرك في جهاز الـ HPLC ، ومع ذلك فغن درجة ذوبان الهواء تختلف اختلافا كبيرا باختلاف نوع المذيب، فالمذيبات القطبية وبصفة خاصة الماء لها درجة ذوبان عالية، بينما المذيبات الغير قطبية مثل الهكسان يكون لها درجة ذوبان منخفضة. ويؤدي الهواء المذاب في الطور المتحرك الى مشاكل كثيرة منها:

- تقليل كفاءة صمامات المضخة
- تكون فقاعات في الخلية Flow cell عند استخدام كاشف الأشعة فوق البنفسجية.
- عدم ثبات خط الأساس Base line.
- لذلك أوجب الأمر التخلص من الهواء الموجود بالمذيبات قبل الإستخدام، ويتم ذلك بعدة طرق منها:
- غليان المذيب تحت مكثف عاكس ثم التبريد قبل الاستخدام.
- استخدام التفريغ.
- امرار غاز الهيليوم خلال المذيب حيث يحل الهيليوم محل الهواء الذي له درجة ذوبان منخفضة جدا.
- استخدام جهاز الصعق الصوتي Ultrasonic لطرد الهواء.

تقدير الأحماض الدهنية في العينات البيولوجية باستخدام التحليل
الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء

Fatty acids determination in biological fluids by using of HPLC

يتم تقدير الأحماض الدهنية في العينات البيولوجية (مهروس
الأنسجة - السيرم) بواسطة التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي
الأداء HPLC لإسترات الميثايل أو البيوتايل للأحماض الدهنية في
الدهن المستخلص.

أولاً: طرق تجهيز استرات الأحماض الدهنية Fatty acids esters preparation

أ- أسترة الأحماض الدهنية (استر الميثايل) بواسطة ميثوأكسيد
الصوديوم
الأساس العلمي:

يتم تجهيز استرات الميثايل للأحماض الدهنية مباشرة بمعاملة
دهن مهروس الأنسجة أو السيرم بمادة ميثوأكسيد الصوديوم Sodium
methoxide ثم التقدير باستخدام الكروماتوجرافي الغازي للأحماض
الدهنية.

الأدوات المستخدمة:

- زجاجات صغيرة بغطاء قلاووظ small screw-capped vials
المحاليل اللازمة:

- اتير بترولي (٤٠ - ٦٠)
- محلول ميثوأكسيد الصوديوم ١ مولر (يزاب ١,١٥ جرام صوديوم في ٥٠ مل كحول ميثيلي)

طريقة العمل:

- ١- يؤخذ وزنة معينة من عينة دهن الأنسجة أو حجم معين من عينة دهن السيرم في زجاجة صغيرة بغطاء قلاووظ -small screw capped vial ثم يضاف ٣ مل أثير بترولي ثم تغطى الزجاجة وترج حتى يذاب الدهن.
- ٢- يضاف ١٥٠ ميكروليتر من محلول ايثوأكسيد الصوديوم ثم تغطى الزجاجة وترج لبضع ثواني حيث يصبح المحلول عكرا بعد أن كان رائقا لترسيب جليسيريدات الصوديوم.
- ٣- يترك المحلول ساكنا ٥ دقائق ثم يصبح بعدها جاهزا للحقن في جهاز الكروماتوجرافى الغازي لتقدير الأحماض الدهنية الموجودة بالعينة.
- ب- أسترة الأحماض الدهنية (استر الميثايل أو البيوتايل) بواسطة البوتاسا الكاوية الكحولية

الأساس العلمي:

يتم تجهيز استرات الميثايل أو البيوتايل للأحماض الدهنية مباشرة بمعاملة دهن الأنسجة أو السيرم بمادة البوتاسا الكاوية الميثانولية (للحصول على استرات الميثايل) أو بالبوتاسا الكاوية البيوتانولية (للحصول على استرات البيوتانول) ثم التقدير باستخدام

الكروماتوجرافى الغازى للأحماض الدهنية.

الأدوات المستخدمة:

- زجاجات صغيرة بغطاء قلاوظ small screw-capped vials
- دوارق مخروطية ١٠٠ مل
- جهاز طرد مركزى

المحاليل اللازمة:

- هكسان
- محلول البوتاسا الكاوية الميثانولية ٣ مولر
- محلول البوتاسا الكاوية البيوتانولية ٣ مولر
- محلول كلوريد الصوديوم المشبع

طريقة العمل:

- ١- يحضر تقريبا ٢٥ مل من محلول عينة الزيت أو الدهن في الهكسان ١٠ % ثم يؤخذ ١٩ مل من هذا المحلول في دورق.
- ٢- يضاف إلى محتويات الدورق ١,٢٥ مل من البوتاسا الكاوية الميثانولية أو البيوتانولية ٣ مولر ثم الرج على هزاز لمدة ٣٠ دقيقة.
- ٣- تنتقل محتويات الدورق إلى أنابيب طرد مركزي كبيرة الحجم تحتوى على ١٠ مل محلول كلوريد الصوديوم المشبع، ثم يغسل

الدورق عدة مرات بواسطة الماء المقطر وينقل ناتج الغسيل إلى أنابيب الطرد المركزي (حيث يؤدي استخدام الماء في عمليات الغسيل إلى تقليل ظهور القمم الكروماتوجرافية الخاصة بكحول الميثانول أو البيوتانول إلى أقل حد ممكن).



٤- ترج محتويات الأنابيب ثم يجرى لها الطرد المركزي لمدة ١٠ دقائق على سرعة ٣٠٠٠ لفة/دقيقة ، حيث تطفو طبقة الهكسان على السطح والتي تحتوى على الإسترات.

٥- تنقل طبقة الهكسان الى زجاجات صغيرة بغطاء قلاووظ small screw-capped vials وتكون جاهزة لإجراء الاشتقاق derivatization عليها.


ثانيا: اشتقاق الأحماض الدهنية Fatty acids derivatization

تجرى عملية اشتقاق Derivatization للأحماض الدهنية مع أحد الكروموفورات التي تناسب العمل على كشف الأشعة فوق البنفسجية UV-chromophores مثل بارابروموفينايل أسيل بروميد *p*-Bromophenylacetyl bromide (وفق المعادلة الموضحة بالشكل التالي)، حيث يؤخذ ١ مل من مستخلص الأحماض الدهنية العضوي فى أنبوبة اختبار ويضاف إليها ١ مل من محلول بارابروموفينايل أسيل بروميد *p*-Bromophenylacetyl bromide (٥ ملليجرام/مل) وفى وجود إيثيلات الإמיד $N(Et)_3$ ثم تترك الأنبوبة على درجة ٤٠ درجة مئوية فى حدود الساعة، وبعد التجفيف تحت ضغط تذاب المحتويات فى الطور المتحرك لتصبح جاهزة للحقن فى جهاز التحليل الـ HPLC.

UV-Detection



increased yields
at elevated
temperatures



اشتقاق Derivatization للأحماض الدهنية مع أحد الكبر وموفورات التي
تناسب العمل على كشف الأشعة فوق البنفسجية UV-chromophores
مثل بارا-بروموفينيل أسيل بروميد p-Bromophenylacetyl bromide


ثالثاً: تقدير الأحماض الدهنية Fatty acids composition

١- يتم تقدير الأحماض الدهنية باستخدام جهاز التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء بحقن ٢٠ ميكروليتر من عينة الأحماض الدهنية السابق اشتقاقها derivatized fatty acids في الجهاز الذي تم تشغيله وفق البرنامج المخصص لهذا الغرض كما يلي:

العمود : Ultrasphere CA, ٥ µm, ٢٥٠ x ٤,٦ mm				
الطور المتحرك : المذيب الأول (A) الأسيتونتريل				
المذيب الثاني (B) الماء				
نظام الفصل :				
الزمن (دقيقة)	صفر	١	١٦	٣٠
مذيب A %	٢٠	٢٠	١٠٠	١٠٠
مذيب B %	٨٠	٨٠	صفر	صفر

معدل السريان : ٠,١ مل/دقيقة
الكشاف : أشعة فوق البنفسجية عند طول موجي ٢١٤ نانوميتر.

٢- يتم حساب كمية كل حامض دهني على حدة بمقارنة كروماتوجرام العينة الناتج بالكروماتوجرام القياسي للأحماض الدهنية Standard chromatogram of fatty acids كما هو موضح بالشكل التالي.



Column: Ultrasphere C8; 5 μ m, 250 x 4.6mm

Mobile Phase: A: Acetonitrile B: Water (80:20)

Gradient:

Time:	0	1	16	30
B%:	80	80	100	100

Flowrate: 1.0mL/min

Detector: UV at 214nm

فصل الأحماض الدهنية في العينات البيولوجية باستخدام التحليل
الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء

الباب الحادي عشر

محلل الأحماض الأمينية

Amino acids analyzer

محلل الأحماض الأمينية

Amino acids analyzer

مقدمة:

يعد محلل الأحماض الأمينية Amino acids analyzer أحد المعدات والتقنيات الهامة التي لا غنى عنها المعامل الحديثة والمتطورة، والتي تمتاز بالدقة والحساسية والكفاءة العالية في فصل المركبات الحيوية الهامة مثل نواتج تحليل البروتينات Protein hydrolysis products والأحماض الأمينية Amino acids والأمينات الحيوية Biogenic amines ، جاما- أمينو حامض البيوتيريك δ -aminobutyric acid (GABA) ، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في تشخيص العديد من الأمراض التي تصيب جسم الكائن الحي وحالته الفسيولوجية..الخ.

نظرية الفصل:

لا تختلف نظرية الفصل باستخدام جهاز محلل الأحماض الأمينية Amino acids analyzer كثيرا عن ما سبق ذكره عند الفصل باستخدام التحليل الكروماتوجرافي السائلي عالي الأداء HPLC، حيث يتم توزيع مكونات العينة المراد فصلها العينة ما بين طورين أحدهما متحرك سائل Mobile phase (المذيب) والآخر ثابت سائل أو صلب Stationary phase (عمود الفصل)، حيث يتم استخدام مضخات Pumps عالية الكفاءة (٤٠٠ بار) للحصول على معدل سريان مناسب للمذيب بداخل عمود الفصل يتراوح بين ٠,٠١ - ٢ مليلتر/دقيقة. يتم

حقن العينة يدويا أو أوتوماتيكيا ليحملها المذيب إلى داخل عمود الفصل ثم تمر المكونات المفصولة الى عمود آخر يتم بداخله تفاعل المركبات المفصولة مع أحد الكروموفورات الملونة مثل الننهيدرين Ninhydrine أو أورثو فيثالدای أدهيد (OPA) *o*-phthaldialdehyde والتي يتم كشفها بواسطة أحد الكشافات المتخصصة (كشاف الأشعة فوق البنفسجية أو كشاف الأشعة الفلوريسية UV or FI detectors)، حيث يحدث كل مكون أثناء مروره خلال الكشاف تغيرا في الإشارات الكهربائية التي يتم تكبيرها باستخدام المكبر Amplifier وتسجيلها لتعطى كروماتوجرام الفصل. ثم يتم التعرف على المكونات الموجودة بالكروماتوجرام وصفا عن طريق مقارنة الوقت الذي يأخذه كل مركب من المركبات المفصولة ليمر خلال العمود Retention time بالأرقام الخاصة بالمواد القياسية لنفس المركبات، حيث أن الوقت الذي يستغرقه المركب للمرور خلال العمود يكون ثابتا تحت ظروف التشغيل الموحدة، ثم تقدير مساحة القمة Peak الخاصة بكل مركب مفصول على الكروماتوجرام والتي تتناسب طرديا مع تركيز المكون في العينة وبمقارنتها بالمساحة الخاصة للمادة القياسية لنفس المركبات نستطيع تقدير هذا المركبات المفصولة كليا.

تركيب الجهاز:

يتكون جهاز محلل الأحماض الأمينية من الوحدات الرئيسية التالية:


١ - مضخة المذيب Buffer pump system:

تقوم هذه المضخة بسحب المذيبات المكونة للطور المتحرك

والتي قد يصل عددها إلى ٦ مذبيبات وخلطها ثم ضخها بداخل عمود الفصل تحت ضغط عالي نسبيا لتعطي معدل سريان مناسب للطور المتحرك يتراوح بين ٠,١ - ٢ ملليلتر/دقيقة. ويمكن لهذه الطلبات أن تعطي ضغط عالي قد يصل إلى ٤٠ ميغا بار (٤٠٠ بار). وأغلب المضخات التي يتم استخدامها في هذا النظام تكون ذات مكبس Dual pistons بحيث يكون دائما أحد المكبس في مرحلة الضخ Compression والآخر في مرحلة الملاء Refilling مما يؤدي إلى تقليل النبضات Pulsation (معدل السريان/الضغط) الناتجة عن المضخة لأقل ما يمكن، مما يؤدي إلى ثبات وزيادة كفاءة الكشافات الملحقه بالجهاز ، وبالتالي قلة النبضات بخط الأساس Base line.

٢ - وحدة العمود Column unit:

تتكون هذه الوحدة من عمود الفصل Column ووحدة التحكم في درجة حرارة العمود Temperature gradient programmable والتي تقوم برفع درجة حرارة العمود حتى ٩٩ درجة مئوية مما يزيد من كفاءة الفصل. وعادة تصنع هذه الأعمدة من الحديد الغير قابل للصدأ Stainless steel ليتحمل الضغط العالي للمذبيبات بداخله. ونظرا لارتفاع ثمن الأعمدة التي تستخدم في الفصل على جهاز محلل الأحماض الأمينية فإنه يستخدم عمود أولى Pre-column يحتوي على أقراص مسامية Discs ويوضع عند بداية العمود لضمان عدم مرور أي شوائب صلبة بالعينة نتيجة عدم الاستخلاص والترشيح والنقية



رسم توضيحي لمحلل الأحماض الأمينية أوتوماتيكياً

Amino acids analyzer

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ١- خزانات المذيبات | ٦- وحدة العمود |
| ٢- صمام توزيع المذيب | ٧- عمود الاشتقاق |
| ٣- صمام المادة الكاشفة | ٨- منظم الضغط الرجعي |
| ٤- العمود المبدئي | ٩- صمام الأمان |
| ٥- وحدة الحقن الأوتوماتيكية | |

الجيدة إلى داخل العمود وتؤدي إلى حدوث مشاكل عدة منها انسداد العمود وتلف طبقاته، كذلك يزود العمود بوحدة أمان حراري Overheat security device تعمل أوتوماتيكيا في حالة ارتفاع درجة حرارة العمود لأكثر من المطلوب.

٣- حقن العينة Sampling :

تحقن العينة داخل عمود الفصل إما يدويا أو أوتوماتيكيا عن طريق وحدة الحقن الأتوماتيكي Autosampler التي تتوافر الآن بأغلب الأجهزة الحديثة، ويتم عن طريقها حقن العينات بالأحجام المضبوطة Reproducible والتتابع المطلوب دون التدخل الشخصي للقائم بالتحليل. كما يتم بداخل هذه الوحدة التحكم في درجة حرارة الحقن بدءا من ٥ وحتى ٧٠ درجة مئوية على حسب نوع العينة.

٤- وحدة مفاعل بعد العمود Post column reactor unit :

تتكون هذه الوحدة من عمود Column يتم بداخله التفاعل ما بين المركبات المفصولة مثل الأحماض الأمينية مع أحد الكروموفورات Chromophores مثل الننهيدرين لينتج المعقد اللوني الذي يمكن حثه بسهولة بواسطة كشافات الأشعة فوق البنفسجية -UV detector. ويتم سحب الكروموفور وضخه إلى داخل العمود عن طريق مضخة خاصة به Reagent pump ملحقة بالنظام. كما تتم هذه التفاعلات عادة تحت درجات الحرارة المرتفعة، لذلك تزود هذه الوحدة بنظام تسخين يعمل بداية من درجة حرارة الغرفة وحتى ١٩٩ درجة مئوية.

٥ - وحدة الخلط Eluent selection valve:

يستلزم عادة الفصل باستعمال محلل الأحماض الأمينية تغيير تركيب الطور المتحرك بطريقة مبرمجة زمنياً، حيث يبدأ الاستخلاص باستخدام مذيب واحد ثم يضاف إليه تدريجياً كميات متزايدة من مذيبات أخرى قد يصل عددها إلى ٥ مذيبات في وقت واحد أثناء التحليل، وهذا ما يطلق عليه الاستخلاص التدريجي Gradient elution وتقوم بتنفيذه وحدة الخلط. كذلك يتم بداخل هذه الوحدة الخلط الجيد للمذيبات المختلفة وإزالة فقاعات الغازات التي قد تتنح عن الخلط ويكون لها بالغ الأثر على خط سير وكفاءة عملية الفصل على النظام.

٦ - نظام الكشف عن المركبات المفصولة Detection system:

يلحق بجهاز محلل الأحماض الأمينية عادة كشافات تعتمد على تقدير بعض الخصائص المعينة لمكونات العينة المفصولة مثل الامتصاص عند أطوال موجية معينة، والتي تتميز بدرجة حساسية العالية ويمثلها وهي:

- كشاف امتصاص الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet absorbance detector (UV- detector)
- كشاف امتصاص الأشعة الفلورية Fluorescence absorbance detector (Fl - detector)


أ- كشاف قياس الأشعة فوق البنفسجية Ultraviolet detector

سبق الحديث عنه باستفاضة تحت باب جهاز التحليل الكروماتوجرافي السائل عالي الأداء HPLC.

ب- كشاف قياس أشعة الفلورسنس Fluorescence detector

يعد هذا الكشاف من الكشافات الهامة التي يكثر استخدامها مع جهاز محلل الأحماض الأمينية، والتي تبنى نظرية عمله على أن امتصاص الجزيئات في حالتها العادية لكمية مناسبة من الطاقة يؤدي إلى انتقال إلكترون أو أكثر من مدار جزيئي ذو طاقة منخفضة إلى مدار ذو طاقة أعلى، ويتكون نتيجة لذلك الحالة المثارة للجزيء Exited state. هذا الجزيء المثار يكون غير ثابت نتيجة للطاقة المكتسبة، ويفقد طاقة الإثارة خلال فترة زمنية صغيرة جدا (جزء من الثانية) ثم يعود مرة أخرى إلى حالته العادية حيث يفقد الطاقة المكتسبة Emission في صورة إشعاعية في الجزيئات يطلق عليها الفلورسنس Fluorescence. ويتركب الكشاف كما هو موضح بالشكل من الأجزاء التالية: مصدر للأشعة Radiation source ، وحدة فصل الأطوال الموجية لأشعة المصير Filter or monochromator ، خلية مرور العينة Flow cell ، وحدة قياس أشعة الفلورسنس Fluorescence detector ، وحدة إظهار كثافة الأشعة Recorder .


Absorption (excitation):



$$E_a = E^* - E^0$$


eg: light
chemical energy

Emission



$$E_e = E^* - E^0$$

eg: example: heat
light



$$E_{em} = h\nu = \Delta E_e + \Delta E_{vib} + \Delta E_{rot}$$

نظرية عمل الكشاف الفلوريسنس لجهاز محلل الأحماض الأمينية

٧- وحدة التحكم ومعالجة النتائج:

System control and data handling system

تتكون هذه الوحدة من وحدة حاسب آلي محمل عليها كافة البرامج المتعلقة بتشغيل النظام وضبط ظروف تشغيل جميع الوحدات والتي تشمل مضخة المذيب ، وحدة العمود، وحدة الحقن الأتوماتيكي، وحدة مفاعل ما بعد العمود، والكشافات. كذلك اختيار البرنامج المناسبة للفصل والذي يشمل نظام خلط المذيبات المكونة للطور المتحرك ومعدل السريان ونوع العمود ونوع الكشاف والطول الموجي الذي سيتم عنده الكشف. هذا إضافة إلى متابعة سير الفصل لمكونات العينة المختلفة من خلال مشاهدة الكروماتوجرام أولا بأول على شاشة الكمبيوتر. كذلك يلحق بالوحدة كافة البرامج المتعلقة بإجراء كافة الحسابات اللازمة على الكروماتوجرام الناتج لتحليل مكونات العينة وصفا وكميا وذلك بالاستعانة بالكروماتوجرامات القياسية.

تقدير الأحماض الأمينية في العينات البيولوجية باستخدام محلل الأحماض الأمينية

Amino acid determination in biological fluids by using of amino acids analyzer

مقدمة:

حتى يتسنى فصل وتقدير الأحماض الأمينية في العينات البيولوجية (مهورس الأنسجة - السيرم) بواسطة محلل الأحماض الأمينية فإن ذلك يستدعى أولا وفي أغلب الأحوال فصل مخاليط تلك الأحماض من العينات التي تحتويها عن طريق التحلل المائي الحامضي والقاعدي للبروتينات Acid and alkaline hydrolysis of proteins ، ثم حقن العينة المتحللة بداخل الجهاز الذي تم ضبط جميع الظروف الخاصة بالتشغيل مسبقا ليتم الفصل، ثم إجراء كافة الحسابات اللازمة على الكروماتوجرام الناتج لتقدير نوع وكمية الأحماض الأمينية المكونة للعينة.

أولا: التحلل المائي للبروتينات Hydrolysis of proteins

أ- التحلل المائي الحامضي للبروتينات

Acid hydrolysis of proteins

تهدف هذه التجربة إلى الحصول على مخلوط من معظم الأحماض الأمينية المكونة للبروتين ماعدا التربتوفان Tryptophane. الأدوات المستخدمة:

- أنابيب اختبار ١٠ سم تسحب على اللهب على بعد ٢ سم من

فوهتها.

- فرن كهربى
- جهاز طرد مركزى
- موقد بنزن

المحاليل اللازمة:

- محلول حامض الكبريتيك ٨ ع
- محلول كلوريد باريوم مشبع
- عينات البروتين الواقعة تحت الدراسة

طريقة العمل:

- ١- يوزن ٠,١ جرام من البروتين المراد تحللة فى أنبوبة الإختبار السابق تجهيزها ثم يضاف عليها ٢ مل من حامض الكبريتيك ٨ ع ، حيث تسخن محتويات الأنبوبة قليلا ثم يتم قفلها بلحامها على لهب بنزن.
- ٢- توضع الأنابيب فى حمام رملى بداخل فرن على ١١٠ - ١٢٠ درجة مئوية ولمدة ٢٤ ساعة، حيث تبرد بعدها الأنابيب وتكسر وتنقل محتوياتها الى أنابيب الطرد المركزى، ثم يضاف اليها ٢-٥ نقطة من محلول كلوريد الباريوم المشبع ، ويجرى الطرد المركزى على ٣٠٠٠ لفة/دقيقة ولمدة ١٠ دقائق، ثم يحتفظ بالراشح فى أنبوبة زجاجية نظيفة ذات غطاء ويعاد غسيل الراشب مرة أخرى بإضافة حوالى ٢ - ٣ مل من الماء المقطر الساخن ثم الطرد المركزى كما سبق ويضم الراشح الذى يتم

الحصول عليه الى الراشح السابق.

٣- يستخدم هذا الراشح مباشرة فى تقدير الأحماض الأمينية بأى من الطرق المتاحة أو يحفظ على - ٢٠ درجة مئوية لحين استخدامه فى التقدير بواسطة محلل الأحماض الأمينية.

١ - التحلل المائى القاعدي للبروتينات

Base hydrolysis of proteins

تهدف هذه التجربة إلى الحصول على بعض الأحماض الأمينية المكونة للبروتين والتي يتسبب التحلل الحامضى للبروتين فى تكسيرها مثل التربتوفان Tryptophane.

الأدوات المستخدمة:

- أنابيب اختبار ١٠ سم تسحب على اللهب على بعد ٢ سم من فوهتها.
- فرن كهربى
- جهاز طرد مركزى
- موقد بنزن

المحاليل اللازمة:

- هيدروكسيد باريوم صلب أو محلول منه ٦ ع
- محلول حامض الكبريتيك ٨ ع
- محلول كلوريد باريوم مشبع
- عينات البروتين الواقعة تحت الدراسة

طريقة العمل:

- ١- يوزن ٠,١ جرام من البروتين المراد تحليله في أنبوبة الاختبار السابق تجهيزها ثم يضاف عليها ٥ مل من هيدروكسيد الباريوم ٦ ع ، حيث تسخن محتويات الأنبوبة قليلا ثم يتم قفلها بلحامها على لهب بنزن.
- ٢- توضع الأنابيب في حمام رملي بداخل فرن على ١١٠ - ١٢٠ درجة مئوية ولمدة ٢٤ ساعة، حيث تبرد بعدها الأنابيب وتكسر وتنقل محتوياتها إلى أنابيب الطرد المركزي، ثم يضاف إليها ٢-٥ نقطة (حتى النقطة التي عندها لا يتكون أي راسب) من محلول حامض الكبريتيك ٨ ع ، ويجرى الطرد المركزي على ٣٠٠٠ لفة/دقيقة ولمدة ١٠ دقائق، ثم يحتفظ بالراشح في أنبوبة زجاجية نظيفة ذات غطاء ويعاد غسيل الراسب مرة أخرى بإضافة حوالي ٢ - ٣ مل من الماء المقطر الساخن ثم الطرد المركزي كما سبق ويضم الراشح الذي يتم الحصول عليه إلى الراشح السابق.
- ٣- يستخدم هذا الراشح مباشرة في تقدير الأحماض الأمينية بأي من الطرق المتاحة أو يحفظ على - ٢٠ درجة مئوية لحين استخدامه في التقدير بواسطة محلل الأحماض الأمينية..

ثانيا: تقدير الأحماض الأمينية Amino acids determination

يتم تقدير الأحماض الأمينية باستخدام جهاز محلل الأحماض الأمينية بحقن ١٠ ميكروليتر من راشح الأحماض الأمينية السابق

تجهيزه في الجهاز الذي تم تشغيله وفق البرنامج المخصص لهذا الغرض كما يلي:

العمود : PEEK, ٤,٦ x ١٥٠ mm, ٥ μ m, ١٠ % cross
 المطور المتحرك : المذيب الأول (A) ٥٠ ملليمولر Na_2HPO_4 ، pH, ٧,٢ ، المذيب الثاني (B) عبارة عن المذيب A : كحول الميثانول: نترا هيدروفيوران (THF) Tetrahydrofuran (٣٠ : ٧٠ : ٣).
 مادة الاشتقاق : أورثو فيثالدالدهيد (OPA) *o*-phthalaldehyde
 بمعدل سريان ٢٢ ملليلتر/ساعة ، درجة حرارة ٥٠-٦٥ درجة مئوية.

نظام الفصل :

الزمن (دقيقة)	صفر	١٨	٢٤	٣٨	٤٢	٤٨
مذيب A %	٨٥	٤٨	٤٨	١٣	٥٢	صفر
مذيب B %	١٥	٥٢	٥٢	٨٧	٤٨	١٠٠

معدل السريان : ٠,٢ مل/دقيقة
 الكشف : فلوريسنس $\lambda_{\text{ex}} = ٢٣٠ \text{ nm}$ ، $\lambda_{\text{em}} = ٤٥٠ \text{ nm}$

يتم حساب كمية كل حامض أميني على حدة بمقارنة كروماتوجرام العينة الناتج الكروماتوجرام القياسي للأحماض الأمينية
 Standard chromatogram of amino acids.

الباب الثاني عشر

التحليل الكيميائي الإشعاعي والنووي

Nuclear and Radiochemical analysis

التحليل الكيميائي الإشعاعي والنووي Nuclear and Radiochemical analysis

مقدمة

يغطي التحليل الكيميائي الإشعاعي والنووي العديد من التقنيات التحليلية التي تتضمن الأنوية ذات الفاعلية الإشعاعية radioactive nuclei والتي يطلق عليها النويات الإشعاعية radionuclides ، أي الأنوية التي تطلق أشعة متأينة Ionization radiation على شكل أشعة جاما gamma rays أو دقائق مشحونة. ويمكن تقدير تركيز كميات ضئيلة جدا من النويدات الإشعاعية وذلك بسبب إمكانية تقدير العمليات التي تنتج من انحلال النويدات. إضافة لذلك يمكن تقدير النويدات الإشعاعية لبعض العناصر بدقة عالية. وهاتان الصفتان جعلتا استخدام النويدات الإشعاعية ذات أهمية كبيرة لبعض حالات التحليل الكيميائي.


ومن أكثر استعمالات النويدات الإشعاعية في الكيمياء التحليلية بوصفها عناصر استشفافية tracers ، وذلك بفضل ما تمتاز به النويدات الإشعاعية من قابلية كشف ونشاط إشعاعي لتتبع النشاط الإشعاعي للعناصر أو المركبات المعلمة أو المؤشرة بنويدات إشعاعية لعنصر ما خلال عمليات الفصل التحليلية. كذلك فهناك التحليل بتخفيف النظائر المشعة isotope dilution analysis والذي يتضمن إضافة مركبات مؤشرة إشعاعيا radiolabelled إلى العينة التي يكون فيها الفصل الكمي للمادة المحللة analyte غير ممكن.

أنواع النشاط الإشعاعي

ينبعث من النويدات الإشعاعية كلاً من الأشعة الكهرومغناطيسية والدقائق المشحونة حيث تصل هذه النويدات إلى الحالة المستقرة إما في خطوة واحدة أو عدة خطوات من الانبعاث في عملية تدعى بالتحلل النشاط الإشعاعي radioactive decay. ويمكن استعراض أنواع الدقائق والأشعة الكهرومغناطيسية التي تنطلق عند انحلال النويدات الإشعاعية فيما يلي:

انبعاث ألفا alpha emission


يمثل انبعاث ألفا القذف من نواة جسيم ذو طاقة عالية مثل نواة الهيليوم Helium nucleus أو الراديوم Radium nucleus كما يوضحه التفاعل التالي:



وتكون مسافة اختراق دقائق ألفا داخل المادة قصير بسبب ضخامتها ولكنها تسبب تأيئاً كبيراً خلال مسارها.

انبعاث بيتا beta emission


تتألف دقائق بيتا من إلكترونات ذات طاقة عالية تنبعث من النواة مثل انحلال التريتيوم (نظير مشع للأيدروجين) أو الكربون والتي تستخدم لتأشير المركبات العضوية كما هو موضح بالتفاعلات التالية:



ونظرا لأن كل من الشحنة والكتلة لدقائق بيتا أقل من دقائق ألفا، فإن جسيمات بيتا يكون لديها القدرة أكثر لاختراق المادة من دقائق ألفا.

أشعة جاما Gamma radiation

تعد أشعة جاما من الأشعة الكهرومغناطيسية ذات الأطوال الموجية القصيرة جدا والطاقة العالية والتي تنبعث من على صورة فوتونات من النواة المثارة excited nuclear state كأحد الوسائل لتبديد الطاقة النووية الزائدة بدون تغير ملموس في شحنة أو كتلة النواة لتتحول الى الحالة المستقرة ground state كما هو موضح بالتفاعل التالي:



ونظرا لأن كل من الشحنة والكتلة لدقائق بيتا أقل من دقائق ألفا، فإن جسيمات بيتا يكون لديها القدرة أكثر لاختراق المادة من دقائق ألفا. وتكون مسافة اختراق دقائق ألفا داخل المادة قصير بسبب ضخامتها ولكنها تسبب تأينا كبيرا خلال مسارها.

قياس النشاط الإشعاعي Measurement of radioactivity


تتفاعل أشعة ألفا وبيتا وجاما والأشعة السينية مع المادة لتعطى إلكترونات وأيونات موجبة، وكما أشرنا من قبل فإن جسيمات ألفا لها فعالية عالية في إحداث التأين، وبالتالي فإن كل جسيم من جسيمات ألفا ينتج عددا أكبر من أزواج الأيونات بالمقارنة بجسيم بيتا الذي له نفس المستوى من الطاقة، في حيت أن أشعة جاما والأشعة السينية تكون أقل فعالية في عملية التأين. وهناك العديد من الكشافات Detectors التي تعتمد على التوصيل الكهربى induced electrical conductivity لغاز ما نتيجة لتأينه ومنها:

- كشف غرفة التأين Ionization chamber
 - أنابيب جيجر وميلر Geiger-Mueller tubes
 - عدادات التناسب Proportional counters
- والتي تتركب جميعها من غرفة لتأين الغاز كما هو موضح بالشكل التالي.

غرفة تأين الغاز في كشافات الأشعة

Radiation detectors

وتبنى نظرية تشغيل هذه الغرفة على دخول الإشعاعات إلى غرفة التأين عبر فتحة صغيرة مصنوعة من المايكا أو الألومنيوم أو الرصاص ، ونتيجة للتأثير المتبادل بين كل فوتون من هذه الإشعاعات والغاز الخامل (الأرجون) الموجود بالغرفة ينتج عدد من أزواج الأيونات الأولية primary ion pairs قد يصل إلى عدة مئات. وتحت تأثير فرق الجهد المطبق تهاجر الإلكترونات تجاه المصعد الموجود عند محور الغرفة، بينما تتجه الكاتيونات البطيئة تجاه سطح المهبط. ويبين الشكل التالي تأثير فرق الجهد المستخدم على عدد الإلكترونات التي تتكون في غرفة التأين لكل جسيم من جسيمات ألفا أو بيتا، ويتضح من الشكل فرق الجهود المميزة لكل نوع من الكشافات المستخدمة في القياس وهي على النحو التالي:



تأثير فرق الجهد ونوع الجسيم على عدد الإلكترونات المتكونة في
غرفة تأين الغاز

كشاف غرفة التأين Ionization chamber

يعمل هذا الكشاف في المنطقة المحصورة بين V_1-V_2 ، حيث تكون التيارات الناتجة من هذا الكشاف ضئيلة جدا (10^{-13} - 10^{-16} أمبير)، ويحتاج قياسها إلى تكبير إلكتروني عالي. ويمكن قياس إشعاعات بيتا وجاما بهذا الكشاف بعد تكبير التيار الناتج عن عملية التأين بعد ثباته.

أنابيب (كشاف) جيجر وميلر Geiger-Mueller tubes

يعمل هذا الكشاف في المنطقة المحصورة بين V_0-V_4 ، حيث يحدث تكبير للتيار الناتج يزيد عن 10^9 ، وهنا ينتج كل جسيم نووي أو فوتون سيلا من الإلكترونات والكاتيونات. والتيارات الكهربائية الناتجة تكون كبيرة لدرجة تسمح بكشفها وقياسها بسهولة. وتعين شدة الإشعاعات بواسطة كشاف جيجر وميلر عن طريق عد نبضات التيار الناتج.

عدادات التناسب Proportional counters

يعمل هذا الكشاف في المنطقة المحصورة بين V_3-V_4 ، حيث يحدث تكبير للنبضات الناتجة عن الجسيمات النووية أو الفوتونات من 10×10^2 إلى 10×10^6 مرة. وتعين شدة الإشعاعات عن طريق عدد الإلكترونات لكل نبضة (ارتفاع النبضة) الناتجة في منطقة التناسب والذي يعتمد مباشرة على طاقة الإشعاعات الداخلية.

عدادات الوميض Scintillation counters

تبنى فكرة هذه الطريقة على تقدير على قياس الوميض الناتج من تأثير الإشعاعات على مادة فوسفورية ، وتعد هذه الطريقة وما أدخل عليها من تحسينات من أفضل الطرق الحديثة للكشف عن الإشعاعات.


تتكون عداد الوميض من بللورة من يوديد الصوديوم المنشط بحوالي ١% من الثاليوم، وتكون على شكل اسطوانى بقطر وطول ٣-٤ بوصة، ويقبل أحد السطوح المستوية لهذه البللورة المهبط الخاص بانبوبة المكبر الضوئى photomultiplier. وعند اختراق أشعة جاما للبللورة فإنها تفقد طاقتها على البللورة وتحرر تبعاً لذلك طاقة على هيئة آلاف الفوتونات الضوئية أطوال موجاتها فى حدود ٤٠٠ نانوميتر/فوتون. تنعكس الومضات الضوئية الناتجة من البللورة الى مهبط المكبر الضوئى وتتحول الى نبضات كهربية يمكن تكبيرها وعدها.

وحدات النشاط الإشعاعي Radio activity units


إن الصفة الكمية لمادة ذات نشاط إشعاعي يتم قياسها هى النشاط الإشعاعي ويعبر عنها بالانحلالات النووية nuclear disintegration أو الكاونتات counts المسجلة بواسطة العداد فى وحدة الزمن (counts/min)، ويعبر عن النشاط الإشعاعي عادة becquerel والتي تساوى counts/sec . وحيث أن النشاط الإشعاعي المسجل بالعداد يتناسب طردياً مع معدل انحلال النويدات الإشعاعية



العداد الإشعاعي بالوميض (Liquid Scintillation counter)



شكل تخطيطي لعداد الإشعاع بالوميض (Scintillation counter)



شكل توضيحي لخطوات العد الإشعاعي باستخدام عدادات الوميض

- a - أنابيب تحتوى على الفوسفور المؤشر ^{32}P .
- b - جزيئات المذيب تحتوى بداخلها على جسيمات بيتا.
- c - حركة جسيمات بيتا وتحفيز جزيئات المذيب.
- d - تحول جزيئات المذيب المثارة إلى الحالة العادية وانبعاث الفوتونات المضئية.

(dN/dt) حيث أن N تساوى عدد النويدات ، t تساوى وحدة الزمن،
فعند مثل هذه الظروف تكون معادلة النشاط الإشعاعي على النحو
التالى:

$$\text{Log} = \frac{A'}{A} - \frac{0.301}{t^{1/2}} \times t$$

حيث أن:

$$A' = \text{النشاط الإشعاعي عند زمن صفر}$$

$$A = \text{النشاط الإشعاعي عند زمن } t$$

قياس درجة نشاط هرمون الثيروتروفين بواسطة الطرق الإشعاعية المناعية

Determination of thyrotrophin activity by radioimmunoassay (RIA)

نظرية العمل:

تبنى نظرية الفصل المناعي الإشعاعي RIA على أساس تكوين الراسب Formation of precipitate والتي تتلخص في الآتي: عند خلط الأنتيجين مع أجسامه المضادة في حالة غروية فيؤدي ذلك إلى اتحاد الأجسام المضادة مع المناطق الأنتيجينية وتثبت معها فيما يعرف بالتفاعل الأولي Primary reaction، وبواسطة منطقتي الالتحام فإن جزئ الأجسام المضادة يمكن له أن يصل جزئين من نفس الأنتيجين وهكذا تحدث اتصالات متعددة ومتفرعة بين الأنتيجينات وأجسامها المضادة مكونة شكل شبكي فيما يعرف بالتفاعل الثانوي Secondary reaction، ثم يستمر المركب النهائي في الزيادة الحجمية إلى أن يصبح بحالة غير ذائبة و مترسبة Precipitate. وحيث أن مركبات الأجسام المضادة والأنتيجينات لا يمكنها الزيادة في الحجم بدرجة كافية لكي يتكون راسب إلا في وجود كمية كافية من الأجسام المضادة مما يصعب معه تقدير العديد من المركبات التي تتواجد في بنسبة صغيرة جدا قد تصل إلى النانوجرام أو البيكوجرام مثل الهرمونات، حيث تكون أجسامها المضادة صغيرة لإنتاج راسب. لذلك أعتمد في هذه الحالات على استخدام انتيجين مؤشر إشعاعيا (Ag^*) يتم تحضيره بطرق خاصة ثم يتفاعل مع الجسم المضاد (Ab) ليتكون ناتج مشع ($Ag^* Ab$) Radioactive product والذي يمكن فصله

وتقديره باستخدام أحد الكشفات المختلفة المتخصصة في قياس الإشعاع، ولذلك أطلق على هذه الطريقة الفصل المناعي الإشعاعي Radioimmunoassay (RIA) . وتعد هذه التقنية على درجة عالية جدا من الحساسية ، حيث يمكن بها تقدير المكونات بتركيز جزء في البليون p.p.b. أو أقل من ذلك.

الأدوات المستخدمة:

- أنابيب اختبار نظيفة جافة سعة ٢٥٠ مل.
- جهاز لضبط رقم الأس الأيدروجيني pH-meter
- جهاز طرد مركزي

المحاليل اللازمة:

- محلول أيدروكسيد الصوديوم ٥ عياري (يذاب ٢٠٠ جرام من أيدروكسيد الصوديوم في لتر من الماء المقطر).
- محلول الشب البوتاسي ١٠% [يذاب ١٠ جرام من مادة بوتاسيوم -ألومونيوم سلفات H_2O ١٢, $(SO_4)_2$ KAl في ٩٠ مل من الماء المقطر.
- محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩% (يذاب ٩ جرام من كلوريد الصوديوم في لتر من الماء المقطر).
- محلول المرنثيولات ٠,٠١% (يذاب ٠,١ جرام من مادة المرنثيولات Sodium ethyl mercury thiosalicylate في لتر من الماء المقطر).
- محلول فوسفاتي منظم ذات درجة pH = ٧,٢.

- الهرمون المؤشر TSH*
- الهرمون القياسي Human TSH standard

أولاً: تحضير الأجسام المضادة عديدة التكافؤ

Preparation of polyvalent anti-human serum protein

- ١- يتم سحب عينات الدم من عدة أشخاص أصحاء، ويتم فصل المصل عن كرات الدم الحمراء بواسطة الطرد المركزي، ثم تخلط الأمصال مع بعضها ليتكون الـ pooled serum.
- ٢- ينقل ٢٥ مل من مصل الدم إلى أنبوبة اختبار كبيرة (٢٥٠ مل) ثم يضاف إليها ٨٠ مل ماء مقطر + ٩٠ مل من محلول الشب البوتاسي ١٠%، ثم يتم ضبط درجة حموضة المحلول حتى درجة pH = ٦,٥ بالاستعانة بمحلول أيديروكسيد الصوديوم ٥ عياري.
- ٣- توضع أنابيب الاختبار في جهاز الطرد المركزي ويدار الجهاز على سرعة ٣٠٠ لفة/دقيقة لمدة ١٠ دقائق، ثم يتم فصل الراسب المتكون وغسله مرتين بواسطة مخلوط من محلول كلوريد الصوديوم (٠,٩%) + محلول الميثيولات (٠,٠١%).
- ٤- يذاب الراسب الناتج في ١٠٠ مل من المحلول الفسيولوجي السابق (مخلوط من محلول كلوريد الصوديوم ٠,٩% + محلول الميثيولات ٠,٠١%) والذي يظهر على شكل معلق يمكن الاحتفاظ به لفترة أقصاها ١٤ يوم على درجة ٤ درجة مئوية.
- ٥- يتم حقن حيوانات التجارب (الأرانب) بالمحلول السابق بالنظام

التالي:

اليوم الأول	يحقن ٥ مل من المخلوط الغروي في كل من عضلة الفخذ.
اليوم الرابع عشر	يحقن ٥ مل من المخلوط الغروي في كل من عضلة الفخذ.
اليوم الرابع والعشرين	يحقن ١ مل من مصل الدم pooled serum في البطن.
اليوم الرابع والثلاثين	يتم سحب عينات الدم من وريد أذن الأرنب (٤٠ مل لكل أرنب).

٦- ويمكن تكرار هذا العمل لعدة مرات بين المرة والأخرى فترة راحة تتراوح ٢-٣ أسابيع. ثم تترك عينات الدم المسحوبة على درجة حرارة الغرفة لمدة ١-١٥ ساعة ثم لمدة ٨ ساعات عند درجة - ٤ درجة مئوية.

٧- يتم فصل مصل الدم المحتوى على الأمصال المضادة بواسطة الطرد المركزي في اليوم التالي ، ثم يخزن في أوعية صغيرة Vials يحتوى كل منها على ٢-٣ مل وتحفظ على درجة -٢٠ درجة مئوية.

ثانيا: تنقية الأمصال المضادة

Purification of polyvalent anti-human serum protein

- ١- يوضع حجم معين من محتوى مصل الدم في أنبوبة اختبار + حجم مماثل من المحلول الفوسفاتي المنظم pH (٧,٢) ، ثم يضاف ٢٠% محلول كبريتات الأمونيوم المشبع.
- ٢- يتم فصل الراسب باستخدام جهاز الطرد المركزي ثم يكمل المحلول الرائق بنسبة ٤٠% من محلول كبريتات الأمونيوم المشبع ثم يجرى الفصل باستخدام جهاز الطرد المركزي للحصول على الراسب.
- ٣- يجرى فصل للراسب بواسطة جهاز الطرد المركزي، ثم يتم إذابة الراسب الناتج في المحلول الفوسفاتي المنظم pH (٧,٢) ثم يكمل بمحلول كبريتات الأمونيوم المشبع ٣٥%.
- ٤- يتم تنقية المحلول السابق بواسطة التحليل المائي الغشائي وذلك بوضع المحلول بداخل غشاء نصف منفذ لمدة ٤٨ ساعة في المحلول المنظم.
- ٥- يركز المحلول بعد ذلك بنسبة ١٠:١ من الحجم الأصلي، حيث يحتوى المحلول الناتج على المركز النقي لمضاد الأنتيجين .

ثالثاً: تقدير عيارية مضاد الأنتيجين Titre of antigen

- ١- يضاف حجم ثابت من المحلول المحتوى على مضاد الأنتيجين إلى عدد من أنابيب الاختبار، ثم يضاف تدريجياً أحجام مختلفة من الأنتيجين النوعي داخل الأنابيب المحتوية على مضاد الأنتيجين.
- ٢- يثبت الحجم بداخل الأنابيب بإضافة المحلول الفسيولوجي لكلوريد


الصوديوم، ثم توضع الأنابيب في الحضان على درجة ٣٧ درجة مئوية لمدة ساعة ، ثم توضع في الثلاجة على درجة ٤٨ درجة مئوية لمدة ٤٨ ساعة.

٣- يتكون راسب من البروتين في الأنابيب تتوقف كمية على وجود نسبة عالية وقوية من الجسم المضاد (مضاد الأنتيجين) والذي يستخدم بعد ذلك في الكشف على نفس مادة الأنتيجين وتقدير كميتها بطريقة الإشعاع المناعي (RIA) Radioimmunoassay.

رابعاً: تأشير الهرمون المراد قياسه TSH - labellization

١- يتم تأشير الهرمون TSH باستخدام اليود ^{125}I حيث يكون النشاط الإشعاعي له في حدود ٧٦ (mci/mg) أي ما يوازي ٢,٨ (MBq/ μg) والذي يكافئ أيضاً ذرة واحدة من اليود الحامل الحر carrier-free iodine لكل جزيء TSH. ويتم تأشير المركبات الكيميائية بصفة عامة عند بقايا الحامض الأميني التيروسين Tyrosine ، وفي حالة عدم احتواء بعض المركبات مثل الهومونات على بقايا التيروسين فإنه يتم تأشير التيروسين بالمادة المشعة ثم يضاف الى جزيء المادة على النحو التالي:


١- يحد جزيء الكلورامين-ت Chloramine-T ليتحرر ببطيء HOCl والذي يتفاعل بعد ذلك مع NaI^* ليتكون المركب HOI^* . يتم تفاعل المركب الأخير مع الحامض الأميني التيروسين حيث تدخل المجموعة OI^* عند الوضع ٤. يضاف بعد ذلك التيروسين المؤشر إلى الأنتيجين (هرمون THS) ليتكون الأنتيجين المؤشر Ag^* للهرمون THS* كما هو موضح بالشكل التالي:



٢- ويمكن إجراء تنقية للهرمون المؤشر باستخدام العمود الكروماتوجرافي على السيفادكس Column chromatography on Sephadex G١٠٠ ثم يخزن بعد ذلك في محلول الفوسفات المنظم (٥٠ ملليمول/لتر عند درجة pH ٧,٥) على درجة ٤ درجة مئوية. ويمكن استخدام الهرمون المؤشر وهو مخزن على حالته هذه لمدة ١٠ أسابيع.

خامسا: تحضير المنحنى القياسي TSH –standard curve

يتم عمل سلسلة من التخفيفات للأنتيجين الغير مؤشر Human TSH القياسي (IRP, ٢nd International Reference Preparation, Code ٨٠L٥٥٨) وذلك بهدف عمل المنحنى القياسي Standard curve كما يوضحه الشكل التالي:



سادسا: فصل الأنتيجينات الحرة والمرتبطة وتقديرها

Separation and determination of free and bound antigen

يتم فصل الأنتيجين المرتبط (B) Bound antigen عن الأنتيجين الحر (F) Free antigen باستخدام أحد التقنيات التالية:

١- تجهيز الأعمدة الكروماتوجرافية أو وحدات الألكتروفوريسيس التي تعتمد على اختلاف معامل الهجرة Differential migration بين الأنتيجين المرتبط والأنتيجين الحر.

٢- تجهيز الأعمدة الكروماتوجرافية التي تقوم بإدمصاص الأنتيجين الحر Adsorption of free antigen مثل عمود الدكستران المغطى بالفحم الحيواني Dextran-coated

charcoal أو راتنجات التبادل الأيوني Ion-exchange resins .

٣- يتم قياس كمية المادة المشعة المحملة على كل من الأنتيجين المرتبط والحر المفصولة باستخدام إحدى طرق قياس الإشعاع السابق شرحها، ثم يتم حساب تركيز الأنتيجين TSH بالاستعانة بالمنحنى القياسي السابق إعداده.

قائمة المراجع

قائمة المراجع

المراجع الأجنبية:

- Alltech Associates, Inc. (١٩٩٧). Catalog-٤٠٠, Chromatography, State College, PA, USA.
- Barrett, G.C. (١٩٨٥). Chemistry and Biochemistry of Amino Acids. Chapman and Hall, New York, USA.
- Bender, G.T. (١٩٨٧). Principles of Chemical Instrumentation. W.B. Saunders Company, London, UK.
- Brown, P.R. (١٩٧٣). High Pressure Liquid Chromatography, Academic Press, New York, USA.
- Champe, C.P. and Harvey, A.R. (١٩٩٤). Biochemistry. ٢nd edition, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, USA.
- Elhassaneen, Y.A. (٢٠٠٢). Training course in Analytical Chromatography (HPLC & HPTL). Fac. of Science (Beni Suef), Cairo University, Egypt.
- El-Saadany, M.A. (٢٠٠١). The Effect of Dietary Phytochemicals on the Prevention of Liver Cancer Initiation Induced by some Chemical Carcinogenesis. M.Sc. Thesis, Fac. of Home Economics, Minufiya Univ., Shebin el-Kom, Egypt.
- Hewlett Packard (١٩٨٧). Fundamental of Liquid Chromatography. Training Material, Prod.- No. H٤٠٢٣A., Germany.
- Holm, D.J. and Peck, H. (١٩٩٣). Analytical Biochemistry. ٢nd Ed., Longman, Singapore.
- Matissek, R. and Wittkowski (١٩٩٣). High Performance Liquid Chromatography in Food Control and Research,

Technomic Publishing Company, Inc., Pennsylvania, USA.

Snell, K. and Mullock, B.(١٩٨٧). Biochemical Toxicology: a practical approach. IRL Press, Washington, USA.

Stroev, E.A. and Makarova, V.G.(١٩٨٩). Laboratory Manual in Biochemistry. MIR Publishing, Moscow.

Varley, H. (١٩٨٨). Practical Clinical Biochemistry. ٤th Ed.CBS Publishers and Distributors, New Delhi, India.

Voet, D. and Voet, J. (١٩٩٠). Biochemistry. John Wiley&Sons,New York, USA.

المراجع العربية:

- عبد المنعم محمد الأعسر (١٩٨٧). التحليل الطيفي للأنظمة الكيميائية - دار البحر الأبيض المتوسط للنشر - القاهرة - مصر.
- عبد الرحمن أحمد الحملوى (١٩٨٩). الكيمياء الحيوية العملية مع مختارات من الكيمياء العضوية العملية - دار القلم للنشر والتوزيع - الكويت.
- رضوان صدقى فرج (١٩٩٠). التحليل الكروماتوجرافى - مركز النشر لجامعة القاهرة - القاهرة - مصر.
- عبد الغنى حمزة (وآخرون) (١٩٩٢). الكيمياء التحليلية: تجارب عملية فى التحليل الآلى - مركز النشر العلمى - جامعة الملك عبد العزيز - المملكة العربية السعودية.

فهرس الموضوعات

المحتويات

الموضوع

مقدمة

الباب الأول

طرق الأمن والسلامة في المختبرات وأهمية إتباعها

طرق الأمن والسلامة في المختبرات وأهمية إتباعها
قواعد واعتبارات عامة تتعلق بالمعمل

الباب الثاني

الموازين الدقيقة ومقاييس درجة الحموضة

الميزان الحساس
مقاييس درجة الحموضة

الباب الثالث

أخذ عينات من إخراجات الجسم وسوائله للتحليل

عينات الدم
عينات البول

الباب الرابع

فصل مكونات الدم والخلايا باستخدام أجهزة الطرد المركزي المبردة والفائقة السرعة

أولاً: فصل مكونات الدم باستخدام أجهزة الطرد المركزي العادية
فصل البلازما
فصل السيرم
فصل كرات الدم الحمراء والأغشية الخلوية الخاصة بها
ثانياً: فصل المكونات الخلوية باستخدام أجهزة الطرد المركزي المبردة
والفائقة السرعة

فصل الميتوكوندريا من كبد الفأر باستخدام أجهزة الطرد المركزي عالية السرعة
فصل الأجزاء تحت الميتوكوندريا من كبد الفأر باستخدام أجهزة الطرد المركزي عالية السرعة
فصل الأجزاء الميكروسومية باستخدام أجهزة الطرد المركزي فائقة السرعة

الباب الخامس

كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة

مقدمة
أنواع الطبقات التي تستخدم في كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة
خطوات الفصل
فصل فوسفوليبيدات أنسجة المخ باستخدام كروماتوجرافيا الطبقة الرقيقة

الباب السادس

الفصل الكروماتوجرافى باستعمال الأعمدة

مميزات التحليل الكروماتوجرافى باستعمال الأعمدة
نظرية الفصل
خطوات الفصل على أعمدة الكروماتوجرافى
الفصل الكروماتوجرافى للأحماض الأمينية في السوائل البيولوجية على الأعمدة

الباب السابع

الفصل الكهربى

نظرية الفصل
تطور الفصل الكهربى
جهاز الفصل الكهربى
العوامل التي تؤثر على كفاءة الفصل باستخدام أجهزة الفصل الكهربى
الفصل الكهربى لبروتينات البلازما على رقائق من الأجاروز جل
الفصل الكهربى على أعمدة من البولي أكريلاميد-جل

الباب الثامن

طرق التقدير اللوني والطيفي للمركبات الحيوية

قانون بير - لامبرت
قياس درجة الامتصاص الضوئي للمحاليل
القياس الفوتوميترى
القياس الطيفي (سبكتروفوتوميترى)
تقدير البروتين كميًا في بلازما الدم بطريقة البيوريت
تقدير البروتين كميًا في السوائل البيولوجية بطريقة لوري

الباب التاسع

الامتصاص الذرى

نظرية العمل
جهاز الامتصاص الذرى
طرق تقدير العناصر في بلازما الدم باستخدام الامتصاص الذرى
(عنصر الصوديوم)
أولاً: طريقة المنحنى القياسي
ثانياً: طريقة الإضافة القياسية

الباب العاشر

التحليل الكروماتوجرافى السائلي عالي الأداء

مقدمة
نظرية الفصل
جهاز التحليل الكروماتوجرافى السائلي عالي الأداء
الاحتياجات العامة التي يجب مراعاتها عند العمل على أجهزة التحليل
الكروماتوجرافى السائلي عالي الأداء
تقدير الأحماض الدهنية في العينات البيولوجية باستخدام التحليل
الكروماتوجرافى السائلي عالي الأداء

الباب الحادي عشر
محلل الأحماض الأمينية

مقدمة
نظرية الفصل
تركيب الجهاز
تقدير الأحماض الأمينية في العينات البيولوجية باستخدام محلل
الأحماض الأمينية

الباب الثاني عشر
التحليل الكيميائي الإشعاعي والنووي

مقدمة
أنواع النشاط الإشعاعي
قياس النشاط الإشعاعي
وحدات النشاط الإشعاعي
قياس درجة نشاط هرمون الثيروتروفين بواسطة الطرق الإشعاعية
المناعية

المراجع

فهرس المحتويات